

BREEZY[®]

Dużo więcej niż Podstawowy...

BasiX[®]



Dużo więcej niż Podstawowy...

Szybka regulacja

Regulowana wysokość, głębokość i długość siedziska. Wysuwane podłokietniki i regulowany kąt podnóżek można dostosowywać do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu możliwe jest szybkie i łatwe osiągnięcie optymalnego komfortu.

Funkcjonalność

Szeroki zakres dostępnych opcji.
Standardowe oparcie z regulowanym napięciem.

Wytrzymały wózek inwalidzki

Trwała i niezawodna konstrukcja z aluminium
Wspólne części i akcesoria dla całej rodziny BasiX i RubiX.





Szczegóły techniczne:




Składane zabezpieczenia stabilizujące z regulowaną wysokością.



Składane wsporniki do transportu w wąskich przejściach pokazane powyżej. Wózki BasiX i RubiX zostały przetestowane z pozytywnym rezultatem pod kątem transportu zgodnie z ISO 7176/19.



Oparcie składane do połowy zapewnia łatwy transport i przechowywanie.



Szerokość całkowita:	Szerokość standardowa +19 cm	Głębokość siedziska:	41 - 43,5 cm
Szerokość po złożeniu:	30 cm	Kolor tapicerki:	czarny
Długość całkowita wraz z podnóżkami:	6 cm	Zaakceptowany ciężar użytkownika:	125 kg
Wysokość oparcia:	41 - 43,5 cm	Kolor:	srebrny
Szerokość siedziska:	38 - 52 cm		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów, proszę zapoznać się z formularzem zamówienia. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę skonsultować się z firmą Sunrise Medical w przypadku ewentualnych pytań.

STLPS[™]
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



SUNRISE
MEDICAL

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg

T: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
F: +49 (0) 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com