

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika:

Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

b) Pomiar wózka:

Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika:

Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm).

Należy uważać na regulowaną tapicerkę.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość oparcia (WO):

a) Pomiar użytkownika:

Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

b) Pomiar wózka:

Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.





Długość podudzia (LLL):

a) Pomiar użytkownika:

Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.
Należy pamiętać: o uwzględnieniu wysokości poduszki.



Szerokość całkowita:

Maks. wysokość
Maks. wysokość

Waga:

Minimalna waga
okkg

Wymiary złożonego wózka:

z kołami tylnymi
bez kół tylnych

24" koła tylne

Dla pochylenie kół tylnych 0°:
Dla pochylenie kół tylnych 3°:

With drum brake +2 cm

Ustawienia powyższego wózka: GS 42 cm i koła tylne 24"

Możliwe ustawienia wysokości siedziska. **WAŻNE: mierzone bez poduszki!**

Wózek std 40,5 x 40,5 cm, pochylenie kół 0°, środek ciężkości +5 cm, kąt siedziska 3°

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm

							R. Nr.	Cena brutto
Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna								
HEL030146	a) Kompozyt piankowy:	Grubość	HEL030147	□ 3 cm	HEL030148	□ 5 cm	(średnio miękka)	205 zł
HEL030149	b) Lateks:	Grubość	HEL030150	□ 5 cm	HEL030151	□ 8 cm	(bardzo miękka)	205 zł
Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym / oddychającym								
HEL030152	a) Kompozyt piankowy:	Grubość	HEL030153	□ 3 cm	HEL030154	□ 5 cm	(średnio miękka)	347 zł
HEL030155	b) Lateks:	Grubość	HEL030156	□ 5 cm	HEL030157	□ 8 cm	(bardzo miękka)	347 zł
Poduszki Jay								
JAY020002	□ JAY Basic							436 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P							617 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa							855 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa							978 zł
JAY020004	□ JAY Lite							1 073 zł
Aksesoria siedziska								
HEL090015	□ Pas stabilizujący							199 zł
HEL030130	□ Dodatkowy pokrowiec na poduszkę							130 zł
OPARCIE								
Rama oparcia								
HEL040301	● Standardowa (41; 43,5; 46 cm)							STD
HEL040302	□ Oparcie składane do połowy (41; 43,5; 46 cm)							275 zł
HEL040303	□ Oparcie z regulacją kąta (RubiX) -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (ustawienie standardowe 5°)							105 zł
HEL040304	□ Oparcie z regulacją kąta -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (ustawienie standardowe 5°)							105 zł
HECO40305	□ Pochyłane oparcie (siłownik gazowy)							620 zł
	wysokość	□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5	□ 45	□ 47,5	□ 50 cm
HEL040037	□ Oparcie wydłużone							(nie dostępne z oparciem z regulacją kąta) 309 zł
Rączki do prowadzenia								
HEL040039	● Standardowe rączki do prowadzenia							STD
HEL040038	□ Zintegrowane rączki do prowadzenia z regulacją wysokości							(tylko z opraciem standardowym; standard dla opracia z regulacją kąta (RubiX)) 440 zł
HEL040035	□ Mocowanie dla rączek do prowadzenia z regulacją wysokości							(tylko z opraciem z regulacją kąta (Helix)) STD
HEL040036	□ Poprzeczka stabilizująca oparcia, odchylana							(stosowana wraz z zagłówkiem) 247 zł
HEL040030	□ Automatycznie składana poprzeczka stabilizująca oparcia							315 zł
HEL040031	□ Zagłówek (wraz z poprzeczką stabilizującą)							(nie dostępny z automatycznie składaną poprzeczką stabilizującą oparcia) 698 zł
Tapicerka oparcia								
HEL040227	● Regulowana tapicerka oparcia (4 pasy)							(nie dostępne dla oparc Jay3) 0 zł
HEL040228	● Regulowana tapicerka oparcia (7 pasów)							(nie dostępne dla oparc Jay3) STD
HEL040111	□ Bez tapicerki oparcia							-83 zł
Oparcia JAY Comfort								
JCL030001	□ Oparcie komfortowe (Belgia)							409 zł
JCL030002	□ Oparcie komfortowe (Wysokość 50 cm) - Pro Skin							409 zł
JCL030003	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 50 cm)							409 zł
JCL030004	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 50 cm)							409 zł
JCL030005	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), pasy velcro							1 260 zł
JCL030006	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), pasy velcro							1 260 zł
JCL030007	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), webbed							1 040 zł
JCL030008	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), webbed							1 040 zł
JCL030009	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchrubber							1 260 zł
JCL030010	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchstof							1 260 zł
JCL030011	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); Stretchrubber							1 313 zł
JCL030012	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); Stretchrubber							1 313 zł
OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay								
<i>nie dostępne dla wersji XL, niedostępne z poprzeczką stabilizującą</i>								
Oparcie Jay 3 – płytki kontur								
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa: □ JAY030010 Średnie - 34 cm □ JAY030033 Wysokie - 38 cm 2 850 zł								
Górna cz. odc. piersiowego krę □ JAY030012 Niskie - 42 cm □ JAY030019 Średnie - 46 cm □ JAY030025 Wysokie - 50 cm 2 850 zł								
Wysokość ramienia: □ JAY030015 Niskie - 53 cm □ JAY030022 Średnie - 57 cm □ JAY030028 Wysokie - 61 cm 2 850 zł								
Oparcie Jay 3 – średni kontur								
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa: □ JAY030011 Średnie - 34 cm □ JAY030018 Wysokie - 38 cm 2 850 zł								
Górna cz. odc. piersiowego krę □ JAY030013 Niskie - 42 cm □ JAY030020 Średnie - 46 cm □ JAY030026 Wysokie - 50 cm 2 850 zł								
Wysokość ramienia: □ JAY030016 Niskie - 53 cm □ JAY030023 Średnie - 57 cm □ JAY030029 Wysokie - 61 cm 2 850 zł								
Oparcie Jay 3 – głęboki kontur								
Górna cz. odc. piersiowego krę □ JAY030014 Niskie - 42 cm □ JAY030021 Średnie - 46 cm □ JAY030027 Wysokie - 50 cm 2 850 zł								
Wysokość ramienia: □ JAY030017 Niskie - 53 cm □ JAY030024 Średnie - 57 cm □ JAY030030 Wysokie - 61 cm 2 850 zł								
Oparcie Jay 3 – głęboki kontur dolny								
Górna cz. odc. piersiowego krę □ JAY030031 Średnie - 46 cm 2 850 zł								
Wysokość ramienia: □ JAY030032 Niskie - 53 cm 2 850 zł								
JAY030004 □ Zagłówek odchylany Jay (J3EUHDFH & J3EUHDLSP) (tylko z oparciami Jay 3) 1 230 zł								
JAY030006 □ Jay standardowy zagłówek (J3EUHDXH i J3EUHDLSP) (tylko z oparciami Jay 3) 853 zł								
Aksesoria do oparc JAY								
JAY030004 □ Zagłówek Jay J3EUHDFH (odchylany) ze standardową poduszką J3EUHDLSP (tylko z oparciami Jay 3) 1 230 zł								
JAY030005 □ Odchylane peloty Jay 3 (para) H 10 x 12 J3LAT1012SALH & RH (tylko z oparciami Jay 3) 416 zł								
JCL040001 □ Jay Comfort: standardowy zagłówek komfortowy (tylko z oparciami Jay Comfort) 577 zł								
JCL040002 □ Jay Comfort: elastyczny zagłówek komfortowy (tylko z oparciami Jay Comfort) 640 zł								
PODLOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE								
Podłokietniki (proszę wybrać tylko jedną opcję, podłokietniki lub osłony boczne)								
HEL060100	● Standardowe podłokietniki 32 cm							(przesuwana podkładka, niedostępne przy głęb. siedziska 51 cm) STD
HEL060101	□ Podłokietniki o regulowanej wysokości 32 cm							(przesuwana podkładka, niedostępne przy głęb. siedziska 51 cm) 320 zł
HEL060102	□ Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości							(typ RubiX, rekomendowany dla głęb. siedziska 51 cm) (poduszka przesuwana) (typu Q2) 320 zł
Poduszka podłokietnika 32 cm								
Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości								
HEL060107	□ Poduszka 25cm (dług. pod stolik)	HEL060108	□ Poduszka 36cm (dług. całkowita)					550 zł
HEL060103	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)							(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości) 630 zł
HEL060104	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)							(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości) 1 285 zł
HEL060105	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)							(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości) 630 zł
HEL060106	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)							(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości) 1 285 zł
Osłony boczne								
HEL060109	○ Kompozytowe typu Quickie							
HEL060110	Aluminiowe z błotnikiem	□ czerwony połyskujący	□ srebrny połyskujący	□ czarny połyskujący				559 zł
HEL060111	Aluminiowe bez błotnika	□ czerwony połyskujący	□ srebrny połyskujący	□ czarny połyskujący				305 zł
Opcje dodatkowe								
HEL090006	□ Nasuwany stolik							550 zł
	Odchylany stolik	HEL090007	□ lewy	lub	□ prawy	HEL090008		780 zł
odwiedź naszą stronę internetową www.sunrise-medical.pl								
© Sunrise Medical 2018 3/6								




4034




Std

Wing


Środek ciężkości(COG)




+ 2,5 cm




+ 5 cm
Standard Setting




+ 7,5 cm



0 cm



- 2,5 cm



- 5 cm

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

R. Nr. Cena brutto

UCHWYTY I PLATFORMY PODNOŻKÓW

HEL050107	● Uchwyty podnóżków 70°		STD
HEL050108	□ Uchwyty podnóżków 80°	(nie dostępne w niebieskim kolorze)	186 zł
Platformy podnóżków			
HEL050111	● Platformy z regulacją kąta	(kompozytowe) (para)	STD
HEL050100	□ Platforma pojedyncza szeroka, aluminiowa, czarna (z regulacją kąta)		335 zł
	Unoszony podnóżek (ELR)	HEL0501 □ lewy HEL050110 □ prawy	292 zł
HEL050101	□ para		584 zł
HEL090019	□ Komfortowe podkładki pod łydki dla unoszonych podnóżków (para)	(od SS 48)	209 zł
	Podpórka pod kikut	HEL050 □ lewa HEL0501 □ prawa	305 zł
HEL050106	□ para		610 zł

RAMA

HEL010101	● Rama standardowa (do odchylanych podnóżków)		
HEL010102	○ skrócona zgodnie z głębokością siedziska	(brak możliwości regulacji głębokości siedziska)	0 zł
HEL010103	○ wydłużona		0 zł
HEL090040	□ Taxi brackets Holland		367 zł
HEL010104	□ Rama Hemi - zaczep rozsuwany	(nie dostępna z wersją XL)	620 zł

Akcesoria ramy

HEL090000	□ Uchwyt na kule		
HEL090002	□ lewy lub HEL090003 □ prawy		99 zł
HEL090036	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach		659 zł
	Rurka do przechylania wózka dla asystenta	(nie dostępne w przypadku kół antywywrotnych po obydwu stronach)	
HEL090037	□ lewa		47 zł
HEL090038	□ prawa		47 zł
HEL090011	□ Kółka antywywrotne odchylane, prawe		329 zł
HEL090112	□ Kółka antywywrotne odchylane, lewe		329 zł
	□ Kółka antywywrotne, standardowe		
HEL090013	□ lewe lub HEL090014 □ prawe		99 zł
HEL090016	□ para		198 zł

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

HEL080109	● Pełne		STD
HEL080110	○ Pełne, szerokie (50mm)	(dostępne tylko dla kółek 8" i długiego szerokiego widelca)	0 zł
HEL080111	○ Pełne, miękkie	(tylko dla kół przednich 6")	0 zł
HEL080112	○ Pneumatyczne		0 zł

KOŁA TYLNE (z szybkolączkami)

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

HEL080302	○ Koła szprychowe	(tylko 24")	0 zł
HEL080303	□ Koła szprychowe (polerowana piasta) typu Design	(tylko koła 22" / 24")	458 zł
HEL080305	○ Koła do hamulcy bębnowych	(nie dostępne z cięgami ze stali nierdzewnej)	0 zł
HEL080306	□ Uniwersalne koła ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22" / 26"; tylko koła pneumatyczne)	233 zł
	24" napęd jednoręczny	(zaczep osi typu RubiX)	
HEL080309	□ praw HEL080308 □ lewy		1 470 zł
HEL080311	○ Bez kół tylnych		0 zł
HEL080310	○ Przesunięcie koła tylnego (2,5 cm za tylną rurkę)		0 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opon)

HEL080312	● Pneumatyczne		STD
HEL080313	○ Right Run (wysokociśnieniowe)	(w połączeniu z kołami typu Design / uniwersalnymi)	93 zł
HEL080314	○ Pełne	(nie dostępne z kołami tylnymi 26")	93 zł

CIĄGI

HEL080315	● Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		STD
HEL080316	□ Super Grip	(tylko z kołami modelowymi typu Design)	519 zł
HEL080317	□ Stal nierdzewna		118 zł
HEL080319	□ Osłona na ciągi	(dostępne tylko dla kół 22" lub 24")	329 zł
HEL080320	□ Maxgrepp		935 zł
HEL080321	○ Bez ciągów		0 zł

POCHYLENIE KOŁ

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

HEL080015	● 0°		STD
HEL080016	○ 3		0 zł

Oslony szprych



HEL090001	□ Przezroczysta	(dostępne tylko z kołami 22", 24" i 26")	345 zł
HEL090032	□ Rotation	HEL090033 □ Graphic HEL090031 □ Bibbo (dostępne tylko z kołami 22" i 24")	485 zł
HEL090030	□ Fantasy	HEL090035 □ Galactica HEL090034 □ Ser (dostępne tylko z kołami 22" i 24")	485 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.sunrise-medical.pl

© Sunrise Medical 2018 5/6

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto	
HAMULCE (choose only one option)				
HEL070800	● Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		STD	 HEL070800 HEL070801
HEL070801	□ Przedłużka dźwigni hamulca		76 zł	
HEL070802	□ Hamulce bębnowe		536 zł	
	Hamulce blokowane jedną ręką			
HEL070803	□ prawą □ lewą HEL070804		509 zł	
AKCESORIA				
HEL090005	○ Zestaw narzędzi		0 zł	
HEL090017	□ Caddy (podpórka pod torbę)		289 zł	
HEL090009	□ Czarny plecak na akcesoria		199 zł	
HEL090010	□ Pompka		39 zł	
KOLORY				
Rama / podnóżki (płyta osi zawsze w kolorze ramy)				
HEL030001	○ RubiX niebieski		0 zł	
HEL030002	○ Czerwony połyskujący		0 zł	
HEL030003	○ Srebrny połyskujący		0 zł	
HEL030004	○ Czarny (Ral 9005)		0 zł	

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:

HeliX² - Cena podstawowa brutto	3 100 zł
Cena opcji brutto	zł
Koszt pakowania i transportu	
B4M	
Cena całkowita brutto	zł

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. 42 275 83 38
Fax. 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.sunrise-medical.pl
© Sunrise Medical 2018 6/6