

Breezy 300



Po prostu lekki...

Pełna gama modeli, kolorów i
dostępnych opcji...



Po prostu lekki



Breezy 300 jest jednym z najlżejszych w segmencie wózków podstawowych aluminiowych. Dostępny jest w kilku wersjach, wielu kolorach oraz z licznymi akcesoriami, dzięki czemu łatwo można go dostosować do każdego użytkownika.

Nowa konstrukcja, sprawia że wózek Breezy 300 jest niezwykle sztywny, wygląda dużo lepiej oraz charakteryzuje się niezwykle łatwością toczenia.

Konfiguracje

Trzy rodzaje oparcia, cztery dostępne kolory ramy oraz duży wybór akcesoriów sprawiają, że wózek Breezy 300 z łatwością można dostosować do potrzeb szerokiego grona użytkowników.



Breezy 300

Oparcie standardowe



Breezy 300R

Wysokie odchylane oparcie



Breezy 300P

Oparcie składane do połowy

: Zakres kolorów

4 kolory ramy



Czarny metalizowany



Soczysta zieleń



Szary



Czerwony



Breezy 300

Opcje i akcesoria

Podnóżki i podłokietniki



Podnoszone



Krótkie



Aluminiowe



Platforma



Długa poduszka
podłokietnika

Z regulacją
wysokości

Tapicerka



Tapicerka nylonowa



Tapicerka „oddychająca”



Tapicerka anatomiczna



Rączki do prowadzenia
z regulacją wysokości

Zagłówek
anatomiczny



Zagłówek
standardowy



Koła i hamulce



22" / 24"
szprychowe



22" / 24" ze stopu
magnezu



12"



8"x2" pełne



6" pełne



8"x2" pneum.

Hamulce bębnowe dostępne
przy kołach 12" i 24"



Duży wybór opcji i akcesoriów

- Podłokietniki z regulacją wysokości
- „Oddychająca” tapicerka
- Krótkie podnóżki
- Aluminiowe podnóżki z regulacją kąta
- Podnoszone podnóżki
- Pojedyncza platforma podnóżka
- Zagłówek
- Hamulce bębnowe
- Uchwyt na kropłówkę
- Uchwyt na kule
- Przedłużenie hamulca ręcznego
- Oś dla amputantów
- Koła antywywrotne
- Koła transportowe
- Uchwyt do butli z tlenem
- Stolik uchylny
- Pas
- Plecak
- Napęd jednostronny



Breezy 300


Breezy 300:




37 /40 /43 /46 /49 /52 cm




42 cm




50,5 cm (24" koło tylne)



44,5 cm
82 cm (Breezy 300R z zagłówkiem)




AA + 21 cm (24")
AA + 18 cm (12")



106 cm
114 cm (Breezy 300R)



Ruedas 12"
95 cm
103 cm (Breezy 300R)



95 cm (do rączek do prowadzenia)
131 cm (Breezy 300R z zagłówkiem)

Specyfikacja techniczna

Szerokość siedziska:	37 /40 /43 /46/49 /52 cm	Całkowita długość wózka z 24" kołami tylnymi: 114 cm (87,5 cm bez podnóżka)	
Głębokość siedziska:	42 cm	Całkowita długość wózka z 12" kołami tylnymi: 103 cm (76 cm bez podnóżka)	
Wysokość siedziska:	50,5 cm (48 cm z 22" kołami tylnymi i 6" przednimi)	Kąt siedziska:	3°
Wysokość oparcia:	44,5 cm (82 cm odchylane oparcie Breezy 300R)	Kąt oparcia:	8°
Szerokość całkowita:	Szerokość siedziska + 21 cm (koła 24") Szerokość siedziska + 18 cm (koła 12")	Kolor ramy:	Czarny metalizowany, Soczysta zieleń, Szary, Czerwony
Długość całkowita z kołami tylnymi 24":	106 cm (79 cm bez podnóżka)	Zatwierdzona waga użytkownika:	120 kg
Długość całkowita z kołami tylnymi 12":	95 cm (68,5 cm bez podnóżka)	Maksymalna waga:	od 13 ,5 kg (kompletny)*
		Szerokość po złożeniu:	31, 5 cm (z 24" kołami tylnymi), 33 cm (z 24" kołami tylnymi)

*Wymiary bazują na modelu Breezy 300, standardowa konfiguracja, szerokość siedziska 40 cm

Tolerancja +/- 1 cm

W celu uzyskania dalszych informacji nt. specyfikacji, opcji i akcesoriów prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia. Wszystkie informacje mogą być zmienione bez uprzedzenia. Prosimy o kontakt z Sunrise Medical w przypadku jakichkolwiek zapytań. Jeśli jesteś osobą niedowidzącą ten dokument jest dostępny w formacji PDF na [www. SunriseMedical.com](http://www.SunriseMedical.com) lub może być udostępniony na życzenie w dużym tekście.



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Polska
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
www.sunrise-medical.pl