



| | | S (cm) | M (cm) | L (cm) |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Wysokość siedziska (SH) | 77 | 77 | 77 |
| 2 | Długość pleców (BH) | 44 | 52 | 60 |
| 3 | Kąt oparcia pleców (BA) | 0°÷90° | 0°÷90° | 0°÷90° |
| 4 | Zakres pionizacji (VR) | 0°÷86° | 0°÷86° | 0°÷86° |
| 5 | Długość podstawy (BL) | 88 | 88 | 88 |
| 6 | Szerokość podstawy (BW) | 72 | 72 | 72 |
| 7 | Wysokość podnóżków (FH) | 16÷33 | 16÷33 | 30÷48 |
| 8 | Długość podnóżków (FL) | 17 | 21 | 23 |
| 9 | Średnica kół (RW1)/(RW2) | 14/25 | 14/25 | 14/25 |
| 10 | Głębokość siedziska (SD) | 18÷28 | 21÷31 | 29÷39 |
| 11 | Szerokość siedziska (SW) | 18÷29 | 22÷33 | 22÷33 |
| 12 | Kąt regulacji podnóżka (FA) | 0°÷90° | 0°÷90° | 0°÷90° |
| 13 | Kąt regulacji platformy (FA1) | -/+5° | -/+5° | -/+5° |
| 14 | Kąt regulacji platformy (FA2) | -/+45° | -/+45° | -/+45° |
| 15 | Zakres regulacji platformy (FD) | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Rozstaw platform (FW) | 10÷30 | 12÷35 | 12÷35 |
| 17 | Wychylenie do tyłu (TA) | 13° | 13° | 13° |
| 18 | Wysokość podpaszek (LH) | 21÷38 | 21÷38 | 21÷40 |
| 19 | Maksymalna waga pacjenta | 40kg | 60kg | 60kg |
| 20 | Waga urządzenia | 40,8kg | 44,7kg | 46,2kg |