



# Krypton R

● = Standard      ○ = Opcja bezpłatna      □ = Opcja płatna

## POMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie wartości bez poduszki)

**WYBÓR SZEROKOŚCI SIEDZISKA** - w mm; mierzona od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy

320	340	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○

**WYBÓR GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA** - w mm

340	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○

**WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU** - zależy od wysokości kółek przednich, widelca i wysokości ramy  
Rama wysoka jest o 40 mm wyższa od ramy niskiej

Wysokość siedziska z przodu w mm

		Widelc (długość)	Rama:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550		
wielkość kółka przedniego	3"	111 mm	niska	○	○	○												
		123 mm				○	○											
		Frog Leg						□	□									
		Jednoramienny		□	□	□												
		111 mm		wysoka					○	○	○							
		123 mm								○	○	○						
	Frog Leg											□	□					
	Jednoramienny						□	□	□									
	111 mm	4"	niska			○	○	○	○									
	123 mm						□	□	□	□								
	Frog Leg							□	□	□								
	Jednoramienny			□	□	□	□											
111 mm	wysoka								○	○	○	○						
123 mm										□	□	□	□					
Frog Leg												□	□	□				
Jednoramienny							□	□	□	□								
111 mm		5"	niska				○	○	○									
123 mm								□	□	□								
Frog Leg									□	□	□							
Jednoramienny						□	□	□										
111 mm	wysoka										○	○	○					
123 mm													□	□	□			
Frog Leg													□	□	□			
Jednoramienny										□	□	□						
123 mm		6"	wysoka										□	□	□			
Frog Leg															□	□	□	

**WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU** - zależy od średnicy kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu można regulować ± 10 mm.

Wysokość siedziska z tyłu może być o 0 cm do 110 mm niższa niż wysokość siedziska z przodu.

**Uwaga: przy wysokości z tyłu 460 mm i więcej, szerokość pomiędzy osłonami bocznymi wzrasta o 350 mm**

Wysokość siedziska z tyłu w mm

Koła tylne	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	♂ <sup>(1)</sup>	♂ <sup>(2)</sup>	♂ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	♂ <sup>(3)</sup>	
25"		♂ <sup>(1)</sup>	♂ <sup>(2)</sup>	♂ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	♂ <sup>(3)</sup>

(1): Brak możliwości regulacji wysokości siedziska z tyłu

(2): Brak możliwości regulacji wysokości siedziska z tyłu w dół. Możliwa regulacja w górę tylko o +1 cm.

(3): Brak możliwości regulacji wysokości siedziska z tyłu w górę. Możliwa regulacja w dół tylko o -1 cm.

## Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

### Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

### Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

### Wysokość siedziska z przodu:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża.  
(min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika)  
Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

### Wysokość siedziska z tyłu:

- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.  
**Uwaga:** Maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.

### Wysokość oparcia (WO):

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.  
**Uwaga:** Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.


### Kąt oparcia:

**Uwaga:** Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności. 0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.

### Niska rama siedziska i Wysoka rama siedziska:

Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska. Można wybrać krótsze i lżejsze widełki, aby zminimalizować wagę wózka.

#### Wysoka rama siedziska



### Dane techniczne:

<b>Całkowita wysokość:</b>	950 mm	<b>Całkowita szerokość:</b>	<b>Pochylenie kół</b>	<b>24" koła tylne</b>	<b>25" koła tylne</b>
<b>Całkowita długość:</b>	930 mm		0°:	SS + 170 mm	SS + 170 mm
<b>Maks. szerokość cofania</b>	700 mm		3°:	SS + 230 mm	SS + 240 mm
<b>Maks. bezpieczne nachylenie</b>	7°				
<b>Waga wózka:</b>	od 6,2 kg				
<b>Waga po demontażu:</b>	od 3,7 kg				
<b>Waga najcięższej części:</b>	2,1 kg				

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 10 mm

## WAGA

Chcemy być bardzo precyzyjni w kwestii wagi wózka. Następujące informacje stanowią sugestię doboru lekkich opcji w konfiguracji wózka Krypton R. Podpowiedzą, jak skonfigurować wózek o wadze 6,2 kg.

### Konfiguracja wózka Krypton R: 6,2 kg Waga po demontażu: 3,7 kg

**Rama:** rama wysoka, 92°, taliowanie 30 mm, szerokość siedziska: 360 mm, głębokość siedziska: 400 mm. Wysokość siedziska: z przodu 470 mm, z tyłu 420 mm. Tapicerka siedziska "Airflow" super lekka.

**Hamulec :** lekki hamulec kompaktowy

**Podnóżek:** podnóżek rurowy



**Oparcie:** karbonowe oparcie, tapicerka EXO super lekka, bez rączek do prowadzenia

**Oslony boczne:** wąskie osłony boczne z włókna węglowego

**Koła tylne:** 24" koła Proton z ciągami aluminiowymi (malowane proszkowo lub anodowane) i oponami Schwalbe One

**Widelce i kółka przednie:** widelce Carbotecture 111 mm , 3" kółka przednie

Prosimy pamiętać o tolerancji produkcyjnej (wagi) w wysokości 5% (na: opony, kółka przednie, koła tylne itd.)

## PRZEWODNIK - JAK SKONFIGUROWAĆ NAJLŹEJSZY WÓZEK KRYPTON R

Sunrise Medical oferuje szeroką gamę opcji do wyboru w wózku Krypton R. Jednakże każda z tych opcji dodatkowo podnosi wagę całkowitą wózka. W celu ułatwienia wyboru lekkich opcji wózka przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz pomoc w skonfigurowaniu idealnie dobranego wózka, opcje zostały dodatkowo oznaczone symbolami:

- (L) dla opcji lekkich
- (+) dla opcji podnoszących wagę wózka o co najmniej 500 g w porównaniu do opcji lekkich

## LEKKIE OPCJE W WÓZKU KRYPTON R

Opracowaliśmy kilka opcji dla wózka Krypton R, aby zaoszczędzić na wadze wózka bez utraty wygody w codziennym korzystaniu z wózka lub jego trwałości



**Karbonowe oparcie (KRR030006):** oparcie w całości wyprodukowane z włókna węglowego z wąsko rozstawionymi rurkami (20mm odstęp rurek od tapicerki) (-100 g w porównaniu do oparcia standardowego)



**Tapicerka siedziska "Airflow" super lekka (KRR020019):** w pełni regulowana tapicerka siedziska z kompozytowymi klipsami i lżejszymi paskami (maks. waga użytkownika 85 kg) (-100 g w porównaniu do tapicerki "airflow")



**Tapicerka oparcia EXO super lekka (KRR030005):** lżejsza wersja tapicerki oparcia EXO. Wyściółka piankowa typu EVA, pasy z regulacją, wycięcie tapicerki zakrywające rurki oparcia. (-160 g w porównaniu ze standardową tapicerką EXO)



**Karbonowy wspornik łączący ramę z rurką osi (KRR070049):** (tylko z pochylem kół 0°): przymocowany na klej do karbonowej rurki osi, brak możliwości regulacji szerokości toru (-160 g w porównaniu z opcjami KRR070600 / 603)

# Krypton R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

### Tapicerki siedziska

KRR020012	<input type="radio"/>	Tapicerka typu "airflow" z 1 kieszenią	0 zł
KRR020017	<input type="checkbox"/>	Tapicerka typu "airflow" z 2 kieszeniami	170 zł
KRR020018	<input type="checkbox"/>	Tapicerka typu "airflow" z 1 kieszenią i torbą na cewnik (from SW 340mm)	170 zł
KRR020019	<input type="checkbox"/>	Tapicerka typu "airflow" super lekka. Bez kieszeni, maks. waga użytkownika 85kg (1) (L)	440 zł
KRR020000	<input type="radio"/>	Bez tapicerki siedziska	0 zł

### Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio miękka) Grubość	KRR020101	<input type="checkbox"/>	30 mm	KRR020102	<input type="checkbox"/>	50 mm	330 zł
--	-----------	--------------------------	-------	-----------	--------------------------	-------	--------

### Poduszki JAY

JAY020002	<input type="checkbox"/>	JAY Basic	535 zł
JAY020003	<input type="checkbox"/>	JAY Soft Combi P	750 zł
JAY020001	<input type="checkbox"/>	JAY Easy Visco, zakrzywiona	1 055 zł
JAY020007	<input type="checkbox"/>	JAY Easy Fluid, zakrzywiona	1 205 zł
JAY020004	<input type="checkbox"/>	JAY Lite	1 310 zł

### Akcesoria siedziska

KRR090018	<input type="checkbox"/>	Pas stabilizujący biodrowy (tylko ze standardowym oparciem)	210 zł
-----------	--------------------------	---	--------

## OPARCIE

KRR030001	<input type="radio"/>	<b>Standardowe oparcie (aluminiowe, czarne)</b> Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm). Regulacja wysokości możliwa w zakresach 250-300; 300-400; 400-450 mm.	<table border="1"><thead><tr><th>250 - 300</th><th>300 - 350</th><th>350 - 400</th><th>400 - 450</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="radio"/> 250</td><td><input type="radio"/> 300</td><td><input type="radio"/> 350</td><td><input type="radio"/> 400</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 275</td><td><input type="radio"/> 325</td><td><input type="radio"/> 375</td><td><input type="radio"/> 425</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 300</td><td><input type="radio"/> 350</td><td><input type="radio"/> 400</td><td><input type="radio"/> 450</td></tr></tbody></table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 325	<input type="radio"/> 375	<input type="radio"/> 425	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 450	-
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450																	
<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400																	
<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 325	<input type="radio"/> 375	<input type="radio"/> 425																	
<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 450																	
KRR030006	<input type="checkbox"/>	<b>Karbonowe oparcie</b> - stała wysokość, rurki oparcia bardzo blisko tapicerki, gumowy uchwyt "Krypton" (2) (L) Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm). Brak możliwości regulacji wysokości.	<table border="1"><tbody><tr><td><input type="radio"/> 250</td><td><input type="radio"/> 325</td><td><input type="radio"/> 400</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 275</td><td><input type="radio"/> 350</td><td><input type="radio"/> 425</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 300</td><td><input type="radio"/> 375</td><td><input type="radio"/> 450</td></tr></tbody></table>	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 325	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 425	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 375	<input type="radio"/> 450	1 535 zł							
<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 325	<input type="radio"/> 400																		
<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 425																		
<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 375	<input type="radio"/> 450																		
KRR030012	<input checked="" type="radio"/>	Oparcie z regulacją kąta (nie składane)	(-31° do +15°) (tylko anodowane w kolorze czarnym)																	
KRR030015	<input type="radio"/>	Oparcie z regulacją kąta, składane	(-31° do +15°) (tylko anodowane w kolorze czarnym)	-																
KRR030102	<input type="checkbox"/>	Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada przy złożeniu, kolor: czarny Kolory: <input type="checkbox"/> Pomarańczowy <input type="checkbox"/> Srebrny <input type="checkbox"/> Czerwony <input type="checkbox"/> Niebieski KRR030036      KRR030037      KRR030038      KRR030039	(-31° to +15°)	195 zł 60 zł																

### Rączki do prowadzenia - prosimy wybrać tylko jedną opcję

KRR030200	<input type="radio"/>	Bez rączek do prowadzenia (L)	0 zł
KRR030201	<input type="radio"/>	Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść	0 zł
KRR030203	<input type="checkbox"/>	Składane rączki do prowadzenia (od wysokości oparcia 325mm)	500 zł
KRR030204	<input type="checkbox"/>	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (+) (tylko z oparciem standardowym; od wys. oparcia 325mm)	645 zł
KRR030205	<input type="checkbox"/>	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości dla oparc JAY (+) (tylko z oparciem standardowym; od wys. oparcia 325mm)	645 zł

### Tapicerki oparcia

KRR030316	<input type="radio"/>	Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
KRR030317	<input type="checkbox"/>	Tapicerka EXO PRO, z włókna synt., wyściełana, reg., oddych., z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł -
KRR030005	<input type="checkbox"/>	Tapicerka EXO super lekka, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, czarna (L) Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
KRR030300	<input type="radio"/>	Bez tapicerki siedziska	0 zł

(1): Maks. waga użytkownika 85 kg, dostępne tylko do SS 400 mm

(2): Niedostępne: z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, z oparciami JAY, z pasem stabilizującym

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 5/13

## TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA



KRR020012 Tapicerka siedziska typu "airflow"



KRR020019 Tapicerka siedziska typu "airflow" super lekka

## OPARCIA



KRR030006  
Karbonowe oparcie



KRR030102  
Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada przy złożeniu



KRR030201  
Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią



KRR030203  
Rączki składane



KRR030204  
Rączki z regulacją wysokości



KRR030316  
Tapicerka EXO



KRR030317  
Tapicerka EXO PRO



KRR030005  
Tapicerka EXO super lekka

## PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW



KRR050029  
Lekki podnóżek rurowy



KRR050025  
Lekki podnóżek z kompozytową platformą podnóżka



KRR050026  
Lekki podnóżek z platformą podnóżka z włókna węglowego



KRR050125  
Podnóżek sportowy typu "Performance" z regulacją kąta i aluminiową płytą podnóżka



KRR050127  
Podpora ustawiająca stopy

# Krypton R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## OPARCIA I AKCESORIA JAY - tylko ze standadrowym oparciem (+)

### Jay 3 Back - płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie - 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie - 380 mm	3 420 zł
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie - 460 mm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie - 500 mm	3 420 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Krótkie - 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie - 570 mm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie - 610 mm	3 420 zł

### Jay 3 Back - średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie - 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie - 380 mm	3 420 zł	
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie - 460 mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie - 500 mm	3 420 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie - 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie - 570 mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie - 610 mm	3 420 zł

### Jay 3 Carbon Back - płytki kontur

Dolna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY060001 Krótkie - 170 mm	<input type="checkbox"/> JAY060002 Wysokie - 240 mm	3 655 zł
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY060003 Krótkie - 300 mm	<input type="checkbox"/> JAY060004 Wysokie - 380 mm	3 655 zł

### Akcesoria do oparc JAY 3

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciami JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy AXYS	(tylko z oparciami JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciami JAY 3 Carbon)	265 zł

## OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

KRR040101	<input type="checkbox"/> Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego	(1)	(L)	0 zł
KRR040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (kolor: czarny matowy)			360 zł
KRR040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (kolor: czarny matowy)		(min. wysokość siedziska 390 mm)	640 zł
KRR040104	<input type="checkbox"/> Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem, czarne		(min. wysokość siedziska 390 mm)	850 zł
KRR040107	<input type="checkbox"/> Kompozytowe, odczepiane osłony boczne, wys. 21 cm (dł. 31 cm), czarne			0 zł
KRR040052	<input type="checkbox"/> Jednosłupkowe podł. wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)		(2) (+)	735 zł
KRR040117	<input type="checkbox"/> Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne		(+)	465 zł
KRR040000	<input type="radio"/> Bez osłon bocznych			0 zł

## PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKOW

KRR050029	● Lekki podnóżek rurowy		(L)	0 zł
KRR050030	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek rurowy z płaską pokrywą			220 zł
KRR050025	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek, kompozytowa platforma z regulacją kąta i głębokości			340 zł
KRR050024	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek, aluminiowa platforma z regulacją kąta i głębokości			340 zł
KRR050026	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek, platforma z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości			725 zł
KRR050125	<input type="checkbox"/> Podnóżek sportowy typu "Performance" z regulacją kąta	(3)		695 zł
KRR050128	<input type="checkbox"/> Platforma plastikowa, z reg. kąta i głębokości, składana do tyłu	(4)		695 zł
KRR050127	<input type="checkbox"/> Podpora ustawiająca stopy	(5)		195 zł

## DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL): długość podudzia musi być 30 mm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (wartości w mm)

- 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430  
○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500    ○ 510

## WERSJE RAMY

### Długość ramy

KRR010206	● Standardowa		0 zł
KRR010207	○ Długa (+20 mm)	(not in combination with SD 480 mm)	0 zł

### Kąt zgięcia ramy

KRR010012	● Rama standardowa 100°		0 zł
KRR010013	<input type="checkbox"/> Rama sportowa 92°		440 zł

### Taliowanie ramy

KRR010101	● Małe (10 mm)		0 zł
KRR010103	<input type="checkbox"/> Sportowe (30 mm)	(not available for seat width 320 mm)	440 zł

### Rozstaw kólek samonastawnych

KRR010301	● Szeroki		0 zł
KRR010302	○ Wąski		0 zł

- (1) Z kołami tylnymi 24" min. wys. siedziska z tyłu 410 mm; z kołami tylnymi 25" min. wys. siedziska z tyłu 430 mm  
(2) Dostępne tylko z środkiem ciężkości (COG) 56 mm  
(3) Niedostępne z SS 320 mm i taliowaniem sportowym 30 mm  
(4) Maks. waga użytkownika 75 kg, niedostępne z kółkami przednimi 4"  
(5) Dostępne tylko z podnóżkiem z regulacją kąta i głębokości  
(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

## OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



**KRR040101** Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego



**KRR040104** Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem



**KRR040107** Kompozytowe, odczepiane osłony boczne




**KRR040117** Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne





**KRR040052** Jednosłupkowe podłokietniki, wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)

## WERSJE RAMY

### Szeroki rozstaw kół samonastawnych



### Wąski rozstaw kół samonastawnych



**KRR010301** Szeroki rozstaw kół samonastawnych



**KRR010302** Wąski rozstaw kół samonastawnych



**Porównanie: szeroki i wąski rozstaw**




# Krypton R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

**ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)** - wszystkie wartości w mm; mierzone od przedniej krawędzi tylnego słupka; do wyboru tylko jedna opcja

COG56	○ 56 mm
COG68	○ 68 mm
COG80	○ 80 mm
COG92	○ 92 mm
COG104	○ 104 mm



## AKCESORIA RAMY

KRR090031	□ Amortyzowane zawieszenie do 70 kg <b>(1)</b> <b>(+)</b>	<i>(tylko z opcją aluminiowej rurki osi i aluminiowego wspornika)</i>	1 670 zł
KRR090032	□ Amortyzowane zawieszenie do 120 kg <b>(1)</b> <b>(+)</b>	<i>(tylko z opcją aluminiowej rurki osi i aluminiowego wspornika)</i>	1 670 zł

## System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą) **(2)**

KRR090001	□ Lewy	KRR090002	□ Prawy	205 zł
KRR090003	□ Para	<b>(+)</b>	<i>(niedostępne z kółkami antywrotnymi)</i>	410 zł
KRR090009	□ Uchwyt na kule	<i>(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)</i>	115 zł	

## Kółka anty-wywrotne, odchylane **(2)**

KRR090004	□ Lewe	KRR090005	□ Prawe	<b>(+)</b>	390 zł
KRR090006	□ Para	<b>(+)</b>	<i>(niedostępne z systemem wspomagania przy przechylaniu)</i>	780 zł	

KRR090007	□ Odcłaczone kółko anty-wywrotne Quickie	<b>(2)</b> <b>(+)</b>	<i>(Para)</i>	460 zł
-----------	--	-----------------------	---------------	--------

## Podnoszone kółko anty-wywrotne (obsługiwane przez użytkownika) **(2)**

KRR090033	□ Lewe	KRR090008	□ Prawe	<b>(+)</b>	<i>(Proszę wybrać tylko jedną opcję)</i>	519 zł
KRR090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach	<b>(2)</b> <b>(+)</b>		775 zł		
KRF090016	□ Osłona ramy, czarna		<i>(materiałowa)</i>	195 zł		
KRR090577	□ Osłona ramy plastikowa, przymocowana na klej, czarna			495 zł		

## WIDELCE PRZEDNIE

*(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)*

KRR080013	○ Widelce Carbotecture®, 111mm	Kolor: czarny <b>(L)</b>		185 zł	
	Kolor:	□ Srebrny	□ Pomarańczowy	□ Czerwony <b>(3)</b>	□ Niebieski <b>(3)</b>
KRR080029	○ Widelce aluminiowe 123mm	Kolor: czarny		185 zł	
	Kolor:	□ Srebrny	□ Pomarańczowy		
KRR080008	□ Widelce aluminiowe, jednoramienne	Kolor: czarny	<i>(tylko z k. przednimi 4" &amp; 5" aluminiowymi pełnymi i szerokimi)</i>	645 zł	
	Kolor:	□ Srebrny	□ Pomarańczowy	□ Czerwony	□ Niebieski
KRR080007	□ Widelce Frog Legs®, czarne	<b>(+)</b>		1 870 zł	

## KOŁA PRZEDNIE

*(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)*

KRR080301	○ Pełne wąskie kółka, obręcz plastikowa, czarna	<i>(3"-6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)</i>	0 zł			
KRR080302	○ Pełne szerokie kółka, obręcz plastikowa, czarna	<i>(tylko 5" i 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)</i>	0 zł			
KRR080303	□ Pełne wąskie kółka podświetlane, obręcz plastikowa, czarna	<i>(nie z 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)</i>	205 zł			
KRR080304	□ Pełne wąskie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver	<i>(tylko 4" i 5")</i>	289 zł			
KRR080306	□ Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver	<i>(tylko 4" i 5")</i>	419 zł			
	Kolor obręczy:	□ Czarny	□ Pomarańczowy	□ Czerwony	□ Niebieski	185 zł

## KOŁA TYLNE

*(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)*

**UWAGA: dla użytkowników o masie ciała powyżej 100 kg polecamy koła szprychowe ze splotem krzyżowym**

KRR070000	○ Bez kół tylnych		0 zł	
KRR070001	○ Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), splot krzyżowy	<b>(+)</b>	0 zł	
KRR070002	○ Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste	<i>(tylko 24")</i>	0 zł	
KRR070003	○ Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste	<i>(Std.: obręcz i piasta w kol. czarnym; wersje kolorystyczne na ostatniej stronie)</i>	0 zł	
KRR070004	□ Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste	<b>(L)</b>	<i>(do masy ciała 100kg)</i>	1 020 zł
KRR070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta srebrna		1 700 zł	
KRR070007	□ Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta czarna		2 300 zł	

**(1):** Niedostępne z karbonowym wspornikiem i rurką osi.

**(2):** Niedostępne z KRR07049: pochYLENIE kół 0°, super lekkie.

**(3):** Widelce w kolorach: czerwonym i niebieskim dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi szerokimi

**(L)**= opcja lekka **(+)**= zwiększona wagę całkowitą wózka o 500 g

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 9/13

## AKCESORIA RAMY



KRR090032  
Zawieszenie



KRR090001  
System wspomagający przy przechyleniu



KRR090004  
Kółko anti-wywrotne nachylane



KRR090007  
Odkładane kółko anti-wywrotne Quickie



KRR090033  
Podnoszone kółko anti-wywrotne



KRR090010  
Kółko do transportu w wąskich przejściach



KRR090010  
Osłona na ramę, plastikowa, przyklejana

## WIDELCE



KRR080013 & KRR080306  
Widelce Carbotecture & kółka przednie szerokie z obręczą aluminiową



KRR080008  
Widelce jednoramienny, czerwony

## KOŁA TYLNE I CIĄGI



KRR070001  
Uniwersalne



KRR070002  
Z polerowaną piastą



KRR070003  
Lekkie



KRR070004  
Proton



KRR070211  
Ciągi Surge®



KRR070208  
Ciągi Maxgrepp

## OPONY



KRR070101  
Right Run



KRR070107  
Schwalbe One



KRR070104  
Schwalbe Marathon Plus



KRR070102  
Opny pełne

## HAMULCE



KRR060001  
Standardowy



KRR060002  
Z dźwignią blokady na wysokości kolan



KRR060003  
Kompaktowy



KRR060004  
Lekki kompaktowy

# Krypton R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opony)

KRR070101	<input type="radio"/>	Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run	(nie dostępne z kołami 25")	0 zł
KRR070107	<input type="checkbox"/>	Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One	(L)	145 zł
KRR070102	<input type="radio"/>	Opony pełne, odporne na przebicia, z bieżnikiem	(+)	0 zł
KRR070104	<input type="checkbox"/>	Opony pneumatyczne, odporne na przebicia, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)	145 zł

## CIĄGI

KRR070201	<input type="radio"/>	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, srebrne	(L)	0 zł
KRR070202	<input type="radio"/>	Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne	(L)	0 zł
KRR070203	<input type="checkbox"/>	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe	(L) (prosimy wybrać kolor na ostatniej stronie)	205 zł
KRR070204	<input type="radio"/>	Ciągi ze stali nierdzewnej, srebrne	(+)	0 zł
KRR070205	<input type="checkbox"/>	Ciągi tytanowe		725 zł
KRR070206	<input type="checkbox"/>	Ciągi tytanowe, malowane proszkowo, srebrne		725 zł
KRR070207	<input type="checkbox"/>	Ciągi powlekane, Supergrip®	(+)	725 zł
KRR070208	<input type="checkbox"/>	Ciągi typu Maxgripp®	(+) (dostępne tylko z kołami 24")	1 100 zł
KRR070212	<input type="checkbox"/>	Elipse 3R, czarne	(tylko 24"/25")	1 440 zł
KRR070250	<input type="checkbox"/>	Osona na ciągi	(nie dostępne dla kół 25" oraz ciągów Surge)	380 zł

## Montaż ciągów

KRR070307	<input type="checkbox"/>	Blisko (7 mm)	(tylko dla ciągów stalowych i Surge)	195 zł
KRR070317	<input checked="" type="radio"/>	Standardowo (17 mm)		Std.
KRR070327	<input type="radio"/>	Szeroko (27 mm)		0 zł

## POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

KRR070049	<input type="radio"/>	0° super lekkie, bez możliwości regulacji szerokości	(1) (L)	0 zł
KRR070600	<input type="radio"/>	0° z regulacją szerokości +/-15mm		0 zł
KRR070603	<input type="radio"/>	3° z regulacją szerokości +/-15mm		0 zł

## OSŁONY NA SZPRYCHY (tylko dla kół 24") (+)

KRR070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste		405 zł	
KRR070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	KRR070822 <input type="checkbox"/> Bilard	KRR070812 <input type="checkbox"/> Woda	570 zł
KRR070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	KRR070827 <input type="checkbox"/> Jedwab	KRR070833 <input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
KRR070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	KRR070830 <input type="checkbox"/> Tygrys	KRR070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
KRR070820	<input type="checkbox"/>	Orient	KRR070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka	KRR070811 <input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
KRR070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	KRR070821 <input type="checkbox"/> Piraci	KRR070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
KRR070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	KRR070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	KRR070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
			KRR070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka	KRR070828 <input type="checkbox"/> Kosmos	570 zł

## HAMULCE

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

KRR060001	<input checked="" type="radio"/>	Standardowe hamulce		0 zł
KRR060002	<input type="checkbox"/>	Hamulce z dźwignią blokady umieszczoną na wysokości kolan		195 zł
KRR060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana	(tylko z opcją KRR060002)	90 zł
KRR060003	<input type="checkbox"/>	Kompaktowe hamulce EVO		185 zł
KRR060004	<input type="checkbox"/>	Lekkie, kompaktowe hamulce EVO	(2) (L)	365 zł
KRR060006	<input type="checkbox"/>	Hamulce blokowane jedną ręką, lewa	(+)	595 zł
KRR060007	<input type="checkbox"/>	Hamulce blokowane jedną ręką, prawa	(+)	595 zł

## AKCESORIA

KRR090000	<input checked="" type="radio"/>	Zestaw narzędzi		0 zł
KRR090024	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa		205 zł
KRR090025	<input type="checkbox"/>	Pompka		50 zł
KRR090026	<input type="checkbox"/>	Kieszonka na telefon komórkowy		80 zł
KRR090030	<input type="checkbox"/>	Plecak		230 zł

(1): Adapter do pochylenia kół przymocowany jest na klej do osi. Brak możliwości regulacji

(2): Regulacja środka ciężkości w wózku (COG) ± 2 cm

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 11/13

# Krypton R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

## KOLORY RAMY/ CIĄGÓW/ PIASTY/ OBRĘCZY

	Ciągi (2) 205 zł	Piasta/Obręcz (1) 555 zł		Ciągi (2) 205 zł	Piasta/Obręcz (1) 555 zł
02 Srebrny połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Grafitowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 Zielony Mamba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Dostępne tylko dla kół Uniwersalnych o splocie krzyżowym

(2) Dostępne tylko z opcją KRR070203, ciągami aluminiowymi, malowanymi proszkowo

## KOLORY RAMY

KRR100139	<input type="checkbox"/>	Naturalny, niepowlekany	0 zł
KRR100137	<input type="checkbox"/>	Transparentny, błyszczący	1 750 zł
KRR100138	<input type="checkbox"/>	Transparentny, matowy	1 750 zł
KRR100122	<input type="checkbox"/>	Czarny, błyszczący	1 750 zł
KRR100123	<input type="checkbox"/>	Czarny, matowy	1 750 zł

## KOLORY GRAFIKI RAMY "FLYING PIXEL" (odporne na zadrapania, z naklejkami Krypton)

KRR100590	<input type="checkbox"/>	Grafika ramy "Flying Pixel", srebrna	690 zł
KRR100591	<input type="checkbox"/>	Grafika ramy "Flying Pixel", czerwona	690 zł
KRR100592	<input type="checkbox"/>	Grafika ramy "Flying Pixel", niebieska	690 zł

## KOLORY NAKLEJEK QUICKIE I KRYPTON (3)

KRR100550	<input type="checkbox"/>	czarne	0 zł
KRR100551	<input type="checkbox"/>	srebrne	0 zł
KRR100552	<input type="checkbox"/>	pomarańczowe	0 zł
KRR100553	<input type="checkbox"/>	czerwone	0 zł
KRR100554	<input type="checkbox"/>	niebieskie	0 zł

## KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24" (4)

KRR100336	<input type="checkbox"/>	Anodowane, pomarańczowe (4)	585 zł
KRR100337	<input type="checkbox"/>	Anodowane, niebieskie (4)	585 zł
KRR100338	<input type="checkbox"/>	Anodowane, czerwone (4)	585 zł

(3) Niedostępne w połączeniu z opcją grafiki ramy "Flying Pixel".

(4) Anodowane kolory piasty i obręczy, czarne szprychy. Tylko w kołach lekkimi 24"

## UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEN SPECJALNYCH:



## Krypton R - Cena podstawowa

23 000 zł

Cena opcji brutto

Opakowanie i transport

B4M

## Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: [pl@sunrisemedical.de](mailto:pl@sunrisemedical.de)

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 12/13

## KOLORY RAMY



1. *Transparentny, błyszczący*
2. *Transparentny, matowy*
3. *Czarny, błyszczący*
4. *Czarny, matowy*

## GRAFIKI RAMY "FLYING PIXELS"



*Od lewej do prawej:*

- *czerwona*
- *srebrna*
- *niebieska*

## 24 " KOŁA LEKKIE - WERSJA KOLORYSTYCZNA



*KRR100336  
pomarańczowe*



*KRR100337  
niebieskie*



*KRR100338  
czerwone*