



SUNRISE  
MEDICAL

Ref. 3/2024  
(Obowiązuje do 31.12.2024)

Breezy

UniX™ 2

OF-BREEZY-UniX<sup>2</sup>\_2024-01-09

**Faktura dla:**  
 Nazwa firmy /Nazwisko i imię:  
 Ulica:  
 Miasto:                                   Kod pocztowy:  
 E-mail:  
 Tel:   Faks:

**Dostarczyć do:**  
 Nazwa firmy /Nazwisko i imię:  
 Ulica:  
 Miasto:  
 E-mail:  
 Tel:

Data zamówienia:  
 Zamówienie nr:  
 Ilość zamawiana:



Przeznaczony dla:  
 Nr zamówienia Sunrise:

- Zamówienie  
 Kalkulacja  
 Built 4 me

**Cena podstawowa brutto:**

**Max. waga użytkownika: 125 kg**

**WAGA UŻYTKOWNIKA**  kg

Obowiązkowe informacje zapewniające prawidłową konfigurację

**Art. nr: 074200-000**

Tolerancja wymiarów +/- 1 cm

= Standard       = Opcja płatna       = Opcja bezpłatna

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.  
 ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź  
 Tel. 42 275 83 38

E-mail: pl@sunrisemedical.pl

**Numer faksu do działu obsługi klienta:  
 +48 42 209 35 23**

**Standardowe wymiary (wszystkie wymiary podane są w mm i bez poduszki):**

Wysokość siedziska: 470 mm; regulacja od 470 do 510 mm  
 Głębokość siedziska: 420 mm  
 Wysokość oparcia: 420 mm w standardzie; regulowana do 400 i 420 mm  
 Kolor: srebrny brylantowy, czarna tapicerka, czarny widelec

**Wypożyczenie standardowe:**

Tapicerka siedziska wyściełana nylonem, czarna  
 Tapicerka oparcia wyściełana nylonem, czarna  
 Oparcie ze stałymi rączkami do pchania  
 Standardowe podłokietniki, odchylane, odłączane z krótką i długą poduszką pod ramię  
 Uchwyty podnóżków 70° z kompozytową platformą z regulującą kątem, pętla na piętę  
 Kółka przednie 8" x 1 1/4" pełne  
 Widelec, aluminium, czarny  
 Tylne koło 24" x 1", aluminiowa obręcz, z szybkoszłądką, opona pełna  
 Hamulec typu Push to lock  
 Zintegrowana rurka ułatwiająca przechylenie  
 Kolor: błyszczący srebrny  
 Testowany zderzeniowo (Crash tested)

**UniX<sup>2</sup> standardowe oparcie, stałe rączki do pchania, kółka przednie 8", koła tylne 24"**

074200-001	<input type="checkbox"/>	SW 380 mm	
074200-002	<input type="checkbox"/>	SW 410 mm	
074200-003	<input type="checkbox"/>	SW 440 mm	
074200-004	<input type="checkbox"/>	SW 470 mm	
074200-005	<input type="checkbox"/>	SW 500 mm	

**UniX<sup>2</sup> standardowe oparcie, stałe rączki do pchania, kółka przednie 8", koła tylne 24" z hamulcami bębnowymi**

074201-001	<input type="checkbox"/>	SW 380 mm	
074201-002	<input type="checkbox"/>	SW 410 mm	
074201-003	<input type="checkbox"/>	SW 440 mm	
074201-004	<input type="checkbox"/>	SW 470 mm	
074201-005	<input type="checkbox"/>	SW 500 mm	

**Poduszka siedziska 50 mm**

064335-001	<input type="checkbox"/>	SW 380 mm	
064335-002	<input type="checkbox"/>	SW 410 mm	
064335-004	<input type="checkbox"/>	SW 440 mm	
064335-005	<input type="checkbox"/>	SW 470 mm	
064335-006	<input type="checkbox"/>	SW 500 mm	

**PODŁOKIETNIKI**

064475-100	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik o regulowanej wysokości z krótką i długą podkładką (przesuwany)	(nie z rozkładanym oparciem)
------------	--------------------------	--	------------------------------

**PODNOŻKI I PŁYTKI PODNOŻKÓW**

064897-011	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (lewy) SW 380-410 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-021	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (prawy) SW 380-410 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-101	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (para) SW 380-410 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-012	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (lewy) SW 440-460 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-022	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (prawy) SW 440-460 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-102	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (para) SW 440-460 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-013	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (lewy) SW 470-500 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-023	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (prawy) SW 470-500 mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064897-103	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek z regulacją kąta (para) SW 470-500 mm mm	(z zakrzywioną podkładką pod łydkę)
064280-002	<input type="checkbox"/>	Podkładka pod kikut po amputacji (lewa)	
064280-001	<input type="checkbox"/>	Podkładka pod kikut po amputacji (prawa)	
067725	<input type="checkbox"/>	Podparcie pod całą kończynę dolną (do użycia lewa/prawa)	

<b>KÓŁKA PRZEDNIE</b>		
064936	<input type="checkbox"/>	8" x 50 pełne (zawsze zamawiaj 2 sztuki)
<b>HAMULCE</b>		
000861253	<input type="checkbox"/>	Przedłużka dźwigni hamulca <span style="float: right;">(para)</span>
<b>AKCESORIA</b>		
067720-001	<input type="checkbox"/>	Zestaw SW380mm (kółka antywywrotne (para)/poduszka/pas biodorwy/uchwyt na kule)
067720-002	<input type="checkbox"/>	Zestaw SW405mm (kółka antywywrotne (para)/poduszka/pas biodorwy/uchwyt na kule)
067720-003	<input type="checkbox"/>	Zestaw SW430mm (kółka antywywrotne (para)/poduszka/pas biodorwy/uchwyt na kule)
067720-004	<input type="checkbox"/>	Zestaw SW455mm (kółka antywywrotne (para)/poduszka/pas biodorwy/uchwyt na kule)
067720-005	<input type="checkbox"/>	Zestaw SW480mm (kółka antywywrotne (para)/poduszka/pas biodorwy/uchwyt na kule)
067708	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule (UniX)
760848050.01	<input type="checkbox"/>	Nasuwany stolik (SW 380-410)
760848050.02	<input type="checkbox"/>	Nasuwany stolik (SW 440)
760848050.03	<input type="checkbox"/>	Nasuwany stolik (SW 470)
064723-ET	<input type="checkbox"/>	Kółka antywywrotne (para)
064723	<input type="checkbox"/>	Kółko antywywrotne (sztuka)
064931	<input type="checkbox"/>	Rurka dla asystenta ułatwiająca przechylenie wózka <span style="float: right;">(1 sztuka)</span>
52596	<input type="checkbox"/>	Pas biodorwy (plastikowa klamra)
<b>Breezy UniX<sup>2</sup> - Cena podstawowa</b>		
Cena opcji brutto		
Akcesoria brutto		
Suma brutto		
VAT		.....PLN
<b>Cena całkowita brutto</b>		.....PLN

Aby uzyskać więcej informacji  
odwiedź stronę internetową  
[www.sunrise-medical.pl](http://www.sunrise-medical.pl)