

**VERMEIREN**  
we care for you



Ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska  
tel. 71 3874200  
faks 71 3870574  
info@vermeiren.pl



## NAVIX FWD

Wózek elektryczny z napędem na przednie koło.

Adres dostawy

Zamawiający:

Ref.

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Cena netto

Cena brutto

NAVIX RWD - wersja standardowa

11429 zł

12343 zł

### KONFIGURACJA

Silniki

6 km/h

-

-



Szerokość siedziska

40

45

50

-

-



Głębokość siedziska

38

40

42

44

46

48

50

-

-



Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)

40 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-

43,5 (nie kompatybilne z SE43 automatyka siedziska 50°)

-

-

45 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-

47,5 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-

48,5 (nie kompatybilne z SE43 automatyka siedziska 50°)

-

-

50 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-



### Sterownik & Podłokietniki

Sterownik

R

Prawa strona

-

-

L

Lewa strona

-

-

Odchylany na bok

standard

Nie odchylany na boki










-











-



|  |   |  |         |         |   |
|--|---|--|---------|---------|---|
| SE53   | Odchylany na boki ( nazew.)   |  | 210 zł  | 227 zł  |     |
| <b>Opcje sterownika</b>                        |   |  |         |         |   |
|  | Sterownik LE (tylko jazda)  |  | -       | -       |    |
| SE 11  | Sterownik LE - tylko jazda manetka z tyłu dżojstika   |  | -       | -       |    |
| REM200   | Sterownik LINX  |  | 1201 zł | 1297 zł |    |
| REM400   | Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym   |  | 1638 zł | 1769 zł |    |
| SE68   | Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dżojstiku typu LINX LCD) - Tylko ze sterownikiem REM 400. |  | 1150 zł | 1150 zł |    |
| <b>Podłokietnik &amp; Podparcie pod łokieć</b> |   |  |         |         |   |
|  | Podparcie pod łokieć PU   |  | -       | -       |    |
|  | Podparcie pod łokieć - Soft comfort   |  | 65 zł   | 70 zł   |   |
|  | Podparcie pod łokieć - skaj   |  | 99 zł   | 106 zł  |   |
| B66  | Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko                       |  |         |         |   |
|  | Prawy   |  | 205 zł  | 221 zł  |   |
|  | Lewy  |  | 205 zł  | 221 zł  |   |
| B66S   | Podłokietnikpróżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko. |  |         |         |  |
|  | Prawy   |  | 627 zł  | 677 zł  |   |
|  | Lewy  |  | 627 zł  | 677 zł  |   |
| <b>Podnóżki</b>                                |   |  |         |         |   |
| B06  | ściągane podnóżki dwupłytowe  |  | -       | -       |  |
| BA6  | ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm   |  | -       | -       |   |
| BK6  | ściągane podnóżki jednopłytowe  |  | 218 zł  | 235 zł  |  |
| BL6  | ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm   |  | 218 zł  | 235 zł  |   |
| BK7  | Podpórka pod kikut- regulowany kąt - prawa  |  | 174 zł  | 188 zł  |  |
| BL7  | Podpórka pod kikut- regulowany kąt - lewa   |  | 174 zł  | 188 zł  |   |
| IN   | Płyty podnóżków z regulowanym kątem   |  | 114 zł  | 124 zł  |  |
| <b>Regulowane manualnie podnóżki</b>           |   |  |         |         |   |
| <b>Prawa strona</b>                            |   |  |         |         |   |
| BZ7  | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki  |  | 222 zł  | 239 zł  |  |
| BZ8  | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm   |  | 222 zł  | 239 zł  |   |
| <b>Lewa strona</b>                             |   |  |         |         |   |
| BZ7  | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki  |  | 222 zł  | 239 zł  |  |
| BZ8  | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm   |  | 222 zł  | 239 zł  |   |

| Regulowane automatycznie podnóżki |   |            |               |         |   |   |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|---------|---|---|
| Prawa strona                      |   |            |               |         |   |   |
| BZ7E                              | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.                |            | 1638 zł       | 1769 zł |  |   |
| BZ8E                              | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. |            | 1638 zł       | 1769 zł |   |   |
| Lewa strona                       |   |            |               |         |   |   |
| BZ7E                              | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.                |            | 1638 zł       | 1769 zł |  |   |
| BZ8E                              | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. |            | 1638 zł       | 1769 zł |   |   |
| COLORS (frame)                    |   |            |               |         |   |   |
|                                   |   | <i>mat</i> | <i>połysk</i> |         |   |   |
| C30                               | Aluminiowy  |            |               | -       | -   |    |
| C56                               | Niebieski   |            |               | -       | -   |    |
| C71                               | Granatowy   |            |               | -       | -   |    |
| C72                               | Bordowy   |            |               | -       | -   |    |
| C73                               | Zielony   |            |               | -       | -   |    |
|                                   | Dowolny wybrany kolor   |            |               | 328 zł  | 354 zł  |   |
| Siedzisko                         |   |            |               |         |   |   |
|                                   | Rodzaj materiału tapicerskiego  |            |               |         |   |   |
|                                   | Nylon   |            |               | -       | -   |    |
|                                   | PU Soft (szary)   |            |               | -       | -   |   |
|                                   | 3D Net (czarny)   |            |               | -       | -   |  |
|                                   | 3D Net (czarny) / cordura (czarna)  |            |               | 200 zł  | 216 zł  |  |
|                                   | Cordura   |            |               | 147 zł  | 159 zł  |  |
|                                   | Skaj (czarny)   |            |               | -       | -   |  |
| B23                               | Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro  |            |               | -       | -   |  |
| B23P                              | Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu  |            |               | 109 zł  | 118 zł  |  |
| L35                               | Poduszka Contur z pasami velcro   |            |               | 344 zł  | 372 zł  |  |
| VICAIR LIBERTY                    | Poduszka pneumatyczna VICAIR  |            |               | 333 zł  | 360 zł  |  |
| VICAIR PROFILE                    | Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy   |            |               | 540 zł  | 583 zł  |  |
| VICAIR VECTOR O2                  | 8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 6 cm  |            |               | 1011 zł | 1092 zł   |  |
|                                   | 8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm   |            |               | 1011 zł | 1092 zł   |   |
| VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2         | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm   |            |               | 1123 zł | 1213 zł   |  |

|   |  |  |         |         |   |
|---|--|--|---------|---------|---|
| VICAIR POMMEL O2  | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm   |  | 1718 zł | 1856 zł |     |
| VICAIR CENTRE RELIFE O2   | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE -10 cm   |  | 1201 zł | 1297 zł |    |
| VICAIR ACTIVE O2  | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm  |  | 936 zł  | 1011 zł |    |
| VICAIR ACTIVE O2  | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm  |  | 936 zł  | 1011 zł |   |
| <b>Oparcie</b>  |  |  |         |         |   |
|   | Rodzaj materiału tapicerskiego   |  |         |         |    |
|   | Nylon  |  | -       | -       |   |
|   | PU Soft (szary)  |  | -       | -       |   |
|   | 3D Net (czarny)  |  | -       | -       |   |
|   | 3D Net (czarny) / cordura (czarna)   |  | 200 zł  | 216 zł  |   |
|   | Cordura  |  | 147 zł  | 159 zł  |   |
|   | Skaj (czarny)  |  | -       | -       |   |
| <b>Rodzaj oparcia</b>   |  |  |         |         |   |
| L34 Tub   | Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej.                    |  |         |         |   |
|   | Wysokość oparcia   |  |         |         |   |
|   | 58 cm  |  | 398 zł  | 430 zł  |   |
|   | Dopłata do oparcia wyższego 65 cm  |  | 148 zł  | 160 zł  |   |
|   | Dopłata do oparcia wyższego 70 cm  |  |         |         |   |
| Dopłata do oparcia wyższego 75 cm   |  |  |         |         |   |
| L34 Tub Ergo  | Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm) |  | 172 zł  | 186 zł  |  |
| L44   | Stelaż rurowy : podstawa ealstyczna z pasami VELCRO  |  | -       | -       |  |
| <b>Poduszki do oparcia na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro</b> |  |  |         |         |   |
| B23   | Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro.  |  | -       | -       |  |
| L34   | Poduszka Contur  |  | 344 zł  | 372 zł  |  |

|  |  |  |          |          |   |
|--|--|--|----------|----------|---|
| Vicair Multifunctional   | Poduszka Vicair Multifunctional  |  | 1572 zł  | 1698 zł  |                           |
| BASE   | System oparcia STABILO-próźniowe formowanie oparcia.   |  | 1162 zł  | 1255 zł  |                          |
| COMFORTABLE PLUS   | System oparcia STABILO-próźniowe formowanie oparcia.   |  | 1334 zł  | 1441 zł  |                          |
| <b>O teza tułowia TARTA ® dodatkowe oparcie , stosowane zamiennie z wcześniej wybraną opcją oparcia.</b> |  |  |          |          |   |
| 5S   | 5 kręgów standard  |  | 4,316 zł | 4,661 zł |                          |
| 5C   | 5 kręgów contour   |  | 4,316 zł | 4,661 zł |   |
| 6S   | 6 kręgów standard  |  | 4,565 zł | 4,930 zł |   |
| 6C   | 6 kręgów contour   |  | 4,565 zł | 4,930 zł |   |
| <b>Siedzisko &amp; Oparcie regulacje</b>   |  |  |          |          |   |
| SE30   | Manualna skokowa regulacja kąta siedziska 0° - 10°   |  | -        | -        | <br>SE40/SE41/SE443/SE39 |
| SE34   | Manualna skokowa regulacja kąta oparcia 0° - 40°   |  | -        | -        |   |
| SE36   | Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa.   |  | 738 zł   | 797 zł   |   |
| SE39   | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - wysokość siedziska (bez poduszki) 40 lub 45- Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.   |  | 3604 zł  | 3892 zł  |   |
| SE40   | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik) - wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50cm- Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.   |  | 1802 zł  | 1946 zł  |   |
| SE41   | Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) - wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.  |  | 1802 zł  | 1946 zł  |   |
| SE42+SE40  | Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (2 siłowniki) -wysokość siedziska (bez poduszki) 47 cm -Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.                   |  | 6786 zł  | 7329 zł  |   |
| SE42+SE39  | Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - wysokość siedziska (bez poduszki) 47 cm -Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. |  | 7878 zł  | 8508 zł  |   |
| SE43   | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 43.5 lub 48.5 cm   |  | 1966 zł  | 2123 zł  |   |
| SE43+SE41  | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie w zakresie 43.5 lub 48.5 cm   |  | 3822 zł  | 4128 zł  |   |
| <b>Koła &amp; Opony</b>  |  |  |          |          |   |
| <b>Koła tylne (200 x 50)</b>   |  |  |          |          |   |
|  | Pneumatyczne, szara opona, czarna felga  |  | -        | -        |                        |
|  | Antyprzebiciowe, szara opona, czarna felga-Krypton   |  | -        | -        |   |
| <b>Przednie koło napędowe 12'</b>  |  |  |          |          |   |
|  | Pneumatyczne, szara opona, czarna felga  |  | -        | -        |                        |
|  | Antyprzebiciowe, szara opona, szara felga - krypton  |  | -        | -        |   |
| <b>OPTIONS</b>   |  |  |          |          |   |
| SE 06  | Port USB do ładowania telefonu.  |  | 735 zł   | 794 zł   |                        |
| B15  | Stolik z plexi ( transparentny). Nie kompatybilny z podłokietnikami B66 & B66S.  |  | 364 zł   | 393 zł   |                        |
| B15A   | Stolik z ABS ( czarny) Wymaga zamówienia dżojstika odchylanego SE53. Nie kompatybilny z podłokietnikami B66 & B66S.  |  | 204 zł   | 220 zł   |                        |

|                             |  |        |          |          |   |   |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|---|---|
| B22                         | Klin   |        | 248 zł   | 268 zł   |     |   |
| B31                         | Uchwyt na kule   |        | 255 zł   | 276 zł   |    |   |
| B58                         | Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową  |        | -        | -        |    |   |
| SE19                        | LED lights - UWAGA! Wymaga domówienia sterownika typu LINX   |        | 655 zł   | 708 zł   |    |   |
| L04                         | Pelota boczna stabilizująca tułów ( zawsze z oparciem L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej)  |        |          |          |    |   |
|                             | Prawa duża   |        | 167 zł   | 180 zł   |   |   |
|                             | Prawa mała   |        | 167 zł   | 180 zł   |   |   |
|                             | Lewa duża  |        | 167 zł   | 180 zł   |   |   |
|                             | Lewa mała  |        | 167 zł   | 180 zł   |   |   |
|                             | Pelota boczna stabilizująca tułów ( z oparciem standardowym L44 )  |        |          |          |   |  |
|                             | Prawa duża   |        | 792 zł   | 855 zł   |   |   |
|                             | Prawa mała   |        | 792 zł   | 855 zł   |   |   |
| Lewa duża                   |  | 792 zł | 855 zł   |          |   |   |
| Lewa mała                   |  | 792 zł | 855 zł   |          |   |   |
| L58+B47                     | Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany do tapicerki standardowej L44 , L34 Ergo.                   |        | 493 zł   | 536 zł   |   |   |
| L58                         | Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wys., gł., szer. i obracany w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej |        | 441 zł   | 476 zł   |  |   |
| L55+B47                     | Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.  |        | 386 zł   | 417 zł   |  |   |
| L55                         | Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej           |        | 331 zł   | 357 zł   |  |   |
| <b>Specjalne sterowniki</b> |  |        |          |          |   |   |
| SE02                        | Table control  |        | 945 zł   | 1020 zł  |  |   |
| SE04                        | Sterowanie brodą (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD)   |        | 4204 zł  | 4540 zł  |  |   |
| SE08                        | Dźwostek zamontowany na rączce do pchania.   |        | 317 zł   | 342 zł   |  |   |
| SE09                        | Dodatkowy dźwostek dla osoby towarzyszącej (2 dźwostki)  |        | 1806 zł  | 1950 zł  |  |   |
| SE63                        | Kulka piankowa na strowniku  |        | 273 zł   | 295 zł   |  |   |
| SE82                        | Przyciski sterujące rozłożone w różnych miejscach (octopus 2)  |        | 6006 zł  | 6486 zł  |  |   |
| SE83                        | Mini Dźwostek ( minimalna siła nacisku)  |        | 12600 zł | 13608 zł |  |   |

| Pasy , kamizelki stabilizacyjne                          |  |  |     |     |   |
|--|--|--|-----|-----|---|
| U173 S   | Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem                  |  | 167 | 180 |    |
| U173 L   |  |  | 198 | 213 |   |
| U174 S   | Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka                  |  | 165 | 178 |    |
| U174 L   |  |  | 195 | 211 |   |
| U174 P-S   | Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza |  | 168 | 182 |    |
| U174 P-L   |  |  | 198 | 213 |   |
| U180 S   | Pas brzuszny   |  | 123 | 133 |    |
| U180 L   |  |  | 143 | 154 |   |
| U180 P-S   | Pas brzuszny z ujęciem krocza                            |  | 178 | 192 |    |
| U180 P-L   |  |  | 261 | 282 |   |
| U08 S  | Pasy udowe odwodzący                                     |  | 134 | 145 |    |
| U08 L  |  |  | 153 | 165 |   |
| U96  | Pasy stabilizujące nadgarstki                            |  | 108 | 117 |    |
| <b>PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~</b> |  |  |     |     |   |
| <b>MIEDNICA</b>  |  |  |     |     |   |
| U76 Neo  | Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy                   |  | 120 | 130 |  |
| U75 Neo  | Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy                |  | 131 | 142 |   |
| U01 Neo  | Pas odwodzący  |  | 240 | 259 |   |
| <b>TUŁÓW</b>   |  |  |     |     |   |
| U73 Neo  | Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem                  |  | 262 | 283 |  |
| U74 Neo  | Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka                  |  | 197 | 212 |   |
| U79 Neo  | Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów                  |  | 164 | 177 |  |
| U80 Neo  | Szeroki pas stabilizujące tułów                          |  | 142 | 153 |   |
| <b>UWAGII</b>  |  |  |     |     |   |

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska