

R82 Heron

Wersja podstawowa


Kółka z hamulcami
Rama ze stali nierdzewnej
Regulacja wysokości hydrauliczna lub elektryczna
Zintegrowany uchwyt do prowadzenia
Funkcja pochylenia
Funkcja odchylenia
Aktywne oparcie z regulacją wysokości
Mocowanie wiaderka
Podłokietniki (tylko 880505-11/880505-11el)



		Hydraulics	Power
	Effective seat width	550 mm	550 mm
	Effective seat depth	450 mm	450 mm
	Backrest height	550–620 mm	550–620 mm
	Seat surface height at front edge	510–780 mm	560–780 mm
	Max user mass	100 kg	130 kg
	Backrest angle	90°–120°	90°–120°
	Seat plane angle	–5°–25°	–5°–25°
	Length	710 mm	710 mm
	Overall width	670 mm	670 mm
	Overall height	1080–1350 mm	1130–1350 mm
	Mass device	28 kg	31 kg

Further measurements at our website

PL	Opis	Wymiary	Rozmiar	Numer artykułu	PLN
----	------	---------	---------	----------------	-----



	Heron		Jeden rozmiar	880505-01	20 288 ☐
	Heron z uchylnymi podłokietnikami		Jeden rozmiar	880505-11	23 229 ☐
	Heron jedynie dla mocowania żółtowego		Jeden rozmiar	880505-01T	18 294 ☐
	Heron elektryczny <i>Wymagany określony zasilacz</i>		Jeden rozmiar	880505-01EL	24 664 ☐
	Heron elektryczny z podłokietnikami <i>wymagany określony zasilacz i kabel</i>		Jeden rozmiar	880505-11EL	27 573 ☐
	Heron elektryczny z podłokietnikami <i>z zasilaczem i przejściówką EU</i>		Jeden rozmiar	880505-11ELK	27 668 ☐
	Heron elektryczny, dla mocowania żółtowego <i>z zasilaczem i przejściówką EU</i>		Jeden rozmiar	880505-01ELKT	27 038 ☐
	Heron elektryczny z zasilaczem i przejściówką EU		Jeden rozmiar	880505-01ELK	24 759 ☐
	Zasilacz, uniwersalny			880510-01	1 897 ☐

Akcesoria

Podłokietniki

	Podłokietniki uchylnie, zestaw	dł: 370, szer: 50, wys:250		880508-03	2 909 ☐
---	---------------------------------------	----------------------------	--	-----------	--------------------------------

Poduszki i pokrowce

	Tapicerka siedziska i oparcia, komplet		Jeden rozmiar	880507-01	861 ☐
	Tapicerka oparcia		Jeden rozmiar	101204	355 ☐
	Tapicerka siedziska		Jeden rozmiar	117005	443 ☐
	Tapicerka dla pelot przedramion, kpl.	szer 10 mm, wys: 360 mm	Jeden rozmiar	880507-04	337 ☐

Podpis klienta

.....

PL	Opis	Wymiary	Rozmiar	Numer artykułu	PLN
----	------	---------	---------	----------------	-----

Wsparcie głowy- zobacz dodatkowy formularz

[Sprawdź osobny formularz](#)
Wsparcie kończyny dolnej
**Pas na podudzia**

wys: 100 mm

Jeden rozmiar

880509-01

246 ☐**Zapiętki z paskami, kpl**

Jeden rozmiar

880509-02

374 ☐**Pokrowce na rurki podnóżka, kpl**

Jeden rozmiar

880506-12

193 ☐**Podnóżek z odchyleniem 75 stopni , komplet**

wys: 360 mm to 530 mm

880506-02

2 027 ☐**Podnóżek z kątem prostym, zestaw**

Krótki

wys: 300 mm to 380 mm

880506-03

2 027 ☐

Długi

wys: 390 mm to 550 mm

880506-01

2 027 ☐**Wsparcie stopy, centrowany, pojedynczy i regulowany drążek**

880506-SW

2 823 ☐
Wsparcie postawy
**Stale peloty piersiowe**

Typ 5

150 × 150 mm

880508-09

630 ☐

Nierdzewne, z regulacją głębokości

150 × 150 mm

880508-10

1 524 ☐**Peloty biodrowe, kpl**

szer: 210 mm, wys: 100 mm

880508-02

947 ☐**Redukcja szerokości pelot biodrowych**

880508-02LB

174 ☐**Wsparcie ramion, kpl**

szer: 100 mm, wys: 360 mm

880508-01

939 ☐**Odchylane peloty piersiowe- zobacz dodatkowy formularz**

sprawdź w osobnym formularzu

Podpis klienta

PL	Opis	Wymiary	Rozmiar	Numer artykułu	PLN
----	------	---------	---------	----------------	-----



Redukcja głębokości siedziska
minus 5 cm

Jeden rozmiar

880508-06

515

☐

Akcesoria toaletowe



Klin wysoki

wys: 130 mm

Jeden rozmiar

880508-05

394

☐


Klin niski

Jeden rozmiar

880508-07

394

☐


Wiaderko toaletowe

Jeden rozmiar

880130

156

☐


Pokrywka wiaderka toaletowego

Jeden rozmiar

880130-L

277

☐


Stolik

Montowany do podłokietników

880508-04

1 433

☐

Kamizelki i pasy- zobacz dodatkowy formularz



Kółka



Zestaw czterech kółek o średnicy 100 mm

880510-100

3 343

☐

 Podpis klienta

PL	Opis	Wymiary	Rozmiar	Numer artykułu	PLN
----	------	---------	---------	----------------	-----

Części zamienne

Mocowanie wiaderka	Jeden rozmiar	109072	156 ☐
Mocowanie wiaderka dla wersji elektrycznej	Jeden rozmiar	128623	156 ☐
Biały siłownik	Jeden rozmiar	116924-KIT	149 ☐

Wartość zamówienia brutto: _____

Data i podpis zamawiającego _____

Data i podpis dokonującego pomiaru: _____

Szacowany termin realizacji 10-12 tygodni

„W formularzu podano ceny brutto objęte stawką VAT-8%. Dla zamawianych wybranych elementów i części do produktów R82 obowiązuje stawka VAT- 23%, co powoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów”

Weryfikacja zawartości dostawy zamówienia przez odbiorcę musi zostać wykonana niezwłocznie po dostawie. Czas na zgłoszenie niezgodności wynosi 7 dni od daty doręczenia. Zgłoszenia należy kierować do osoby przyjmującej zamówienie.

Podpis klienta