



## JAY J3 Back - wybór głębokości/konturu

### Płytki kontur (SC)

- Umiarkowane podparcie boczne
- Głębokość konturu: 5 cm
- Max. waga użytkownika: zależna od konfiguracji



Rozmiary oparcia JAY 3	
Szerokość siedziska wózka (mierzona od zewnętrznych krawędzi rurek oparcia)	
Maks. szerokość tułowia użytkownika	

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm	480 mm

↓ Wysokość oparcia ↓	
Dolny odc. piersiowy (LT)	Niskie (S) - 17
	Średnie (M) - 20
	Wysokie (T) - 24

	○ J3SCLTS36	○ J3SCLTS41	○ J3SCLTS46	
○ J3SCLTM31	○ J3SCLTM36	○ J3SCLTM41	○ J3SCLTM46	
○ J3SCLTT31	○ J3SCLTT36	○ J3SCLTT41	○ J3SCLTT46	◇ J3SCLTT51
				◇ J3SCLT51HD (*)

↓ Wysokość oparcia ↓	
Środkowy odc. piersiowy (MT)	Niskie (S) - 30
	Średnie (M) - 34
	Wysokie (T) - 38

○ J3SCMTS31	○ J3SCMTS36	○ J3SCMTS41	○ J3SCMTS46	○ J3SCMTS51
			◇ J3SCMTS46HD (*)	◇ J3SCMTS51HD (*)
○ J3SCMTM31	○ J3SCMTM36	○ J3SCMTM41	○ J3SCMTM46	○ J3SCMTM51
			◇ J3SCMTM46HD (*)	◇ J3SCMTM51HD (*)
○ J3SCMTT31	○ J3SCMTT36	○ J3SCMTT41	○ J3SCMTT46	○ J3SCMTT51
			◇ J3SCMTT46HD (*)	◇ J3SCMTT51HD (*)

↓ Wysokość oparcia ↓	
Górny odc. piersiowy (UT)	Niskie (S) - 42
	Średnie (M) - 46
	Wysokie (T) - 50

○ J3SCUTS31	○ J3SCUTS36	○ J3SCUTS41	○ J3SCUTS46	○ J3SCUTS51
	○ J3SCUTM36	○ J3SCUTM41	○ J3SCUTM46	○ J3SCUTM51
	○ J3SCUTT36	○ J3SCUTT41	○ J3SCUTT46	○ J3SCUTT51

Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

↓ Wysokość oparcia ↓	
Wysokość ramienia (SH)	Niskie (S) - 53
	Średnie (M) - 57
	Wysokie (T) - 61

	○ J3SCSHS36	○ J3SCSHS41	○ J3SCSHS46	○ J3SCSHS51
		○ J3SCSHM41	○ J3SCSHM46	○ J3SCSHM51
			○ J3SCSHT46	○ J3SCSHT51

Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

Oparcia LT & MT dostarczane są z kompaktowymi mocowaniami; oparcia UT & SH - ze wzmocnionymi mocowaniami.

Kompaktowe mocowania: max. waga użytkownika 136 kg (zoptymalizowany pod kątem lekkości)

Wzmocnione mocowania: max. waga użytkownika 225 kg (zoptymalizowany pod kątem regulacji i wytrzymałości)

(\*) dla szerszych oparć LT i MT (460 i 500 mm) z możliwością wyboru mocowań:

kompaktowych lub wzmocnionych (HD)

**Czas dostawy**

○	5 dni
◇	15 dni
■	niedostępne

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej

[www.sunrise-medical.pl](http://www.sunrise-medical.pl)

© Sunrise Medical 2022

## JAY J3 Back - wybór głębokości/konturu

### Średni kontur (MC)

- Średnie podparcie boczne
- Głębokość konturu: 8 cm
- Max. waga użytkownika: zależna od konfiguracji



Rozmiary oparcia JAY 3
Szerokość siedziska wózka <small>(mierzona od zewnętrznych krawędzi rurek oparcia)</small>
Maks. szerokość tułowia użytkownika

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
245 mm	295 mm	345 mm	395 mm	445 mm

↓ Wysokość oparcia ↓	
Dolny odc. piersiowy (LT)	Niskie (S) - 17
	Średnie (M) - 20
	Wysokie (T) - 24


↓ Wysokość oparcia ↓	
Środkowy odc. piersiowy (MT)	Niskie (S) - 30
	Średnie (M) - 34
	Wysokie (T) - 38

○ J3MCMTS31	○ J3MCMTS36	○ J3MCMTS41	○ J3MCMTS46 ◇ J3MCMTS46HD (*)	○ J3MCMTS51 ◇ J3MCMTS51HD (*)
○ J3MCMTM31	○ J3MCMTM36	○ J3MCMTM41	○ J3MCMTM46 ◇ J3MCMTM46HD (*)	○ J3MCMTM51 ◇ J3MCMTM51HD (*)
○ J3MCMTT31	○ J3MCMTT36	○ J3MCMTT41	○ J3MCMTT46 ◇ J3MCMTT46HD (*)	○ J3MCMTT51 ◇ J3MCMTT51HD (*)

↓ Wysokość oparcia ↓	
Górny odc. piersiowy (UT)	Niskie (S) - 42
	Średnie (M) - 46
	Wysokie (T) - 50

○ J3MCUTS31	○ J3MCUTS36	○ J3MCUTS41	○ J3MCUTS46	○ J3MCUTS51
	○ J3MCUTM36	○ J3MCUTM41	○ J3MCUTM46	○ J3MCUTM51
	○ J3MCUTT36	○ J3MCUTT41	○ J3MCUTT46	○ J3MCUTT51

Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

↓ Wysokość oparcia ↓	
Wysokość ramienia (SH)	Niskie (S) - 53
	Średnie (M) - 57
	Wysokie (T) - 61

	○ J3MCSHS36	○ J3MCSHS41	○ J3MCSHS46	○ J3MCSHS51
		○ J3MCSHM41	○ J3MCSHM46	○ J3MCSHM51
			○ J3MCSHT46	○ J3MCSHT51

Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

Oparcia LT & MT dostarczane są z kompaktowymi mocowaniami; oparcia UT & SH - ze wzmocnionymi mocowaniami.

Kompaktowe mocowania: max. waga użytkownika 136 kg (zoptymalizowany pod kątem lekkości)

Wzmocnione mocowania: max. waga użytkownika 225 kg (zoptymalizowany pod kątem regulacji i wytrzymałości)

(\*) dla szerszych oparć LT i MT (460 i 500 mm) z możliwością wyboru mocowań:

kompaktowych lub wzmocnionych (HD)

**Czas dostawy**

○	5 dni
◇	15 dni
■	niedostępne

Więcej informacji znajdziesz  
na stronie internetowej

[www.sunrise-medical.pl](http://www.sunrise-medical.pl)

© Sunrise Medical 2022

# JAY J3 Back - wybór głębokości/konturu

## Głęboki kontur (DC)

- Pełne podparcie boczne
- Głębokość konturu: 150 mm / 180 mm
- Max. waga użytkownika: zależna od konfiguracji



Rozmiary oparcia JAY 3	
Szerokość siedziska wózka <small>(mierzona od zewnętrznych krawędzi rurek oparcia)</small>	
Maks. szerokość tułowia użytkownika	

36	41	46	51
360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Wysokość oparcia ↓	
Dolny odc. piersiowy (LT)	Niskie (S) - 17
	Średnie (M) - 20
	Wysokie (T) - 24


↓ Wysokość oparcia ↓	
Środkowy odc. piersiowy (MT)	Niskie (S) - 30
	Średnie (M) - 34
	Wysokie (T) - 38


↓ Wysokość oparcia ↓	
Górny odc. piersiowy (UT)	Niskie (S) - 42
	Średnie (M) - 46
	Średnie** (M) - 46
	Wysokie (T) - 50

○ J3DCUTS36	○ J3DCUTS41	○ J3DCUTS46	○ J3DCUTS51
○ J3DCUTM36	○ J3DCUTM41	○ J3DCUTM46	○ J3DCUTM51
	○ J3XDCUTM41	○ J3XDCUTM46	○ J3XDCUTM51
○ J3DCUTT36	○ J3DCUTT41	○ J3DCUTT46	○ J3DCUTT51

Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

↓ Wysokość oparcia ↓	
Wysokość ramienia (SH)	Niskie (S) - 53
	Średnie (M) - 57
	Wysokie (T) - 61

○ J3DCSHS36	○ J3DCSHS41	○ J3DCSHS46	○ J3DCSHS51
	○ J3DCSHM41	○ J3DCSHM46	○ J3DCSHM51
		○ J3DCSHT46	○ J3DCSHT51

Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

\*\* Głębokość konturu = 180 mm

Oparcia UT & SH - ze wspomnianymi mocowaniami.

Wzmocnione mocowania: max. waga użytkownika 225 kg (zoptymalizowany pod kątem regulacji i wytrzymałości)

### Czas dostawy

○	5 dni
◇	15 dni
■	niedostępne

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej

[www.sunrise-medical.pl](http://www.sunrise-medical.pl)

© Sunrise Medical 2022

# JAY J3 Back - wybór głębokości/konturu

## Środkowy kontur głęboki (MDC)

- Pełne podparcie boczne
- Głębokość konturu: 150 mm / 180 mm
- Max. waga użytkownika: zależna od konfiguracji



Rozmiary oparcia JAY 3	
Szerokość siedziska wózka (mierzona od zewnętrznych krawędzi rurek oparcia)	
Maks. szerokość tułowia użytkownika	

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
210 mm	280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Wysokość oparcia ↓	
Dolny odc. piersiowy (LT)	Niskie (S) - 17
	Średnie (M) - 20
	Wysokie (T) - 24

	○ J3MDCLTM36	○ J3MDCLTM41	○ J3MDCLTM46	
	○ J3MDCLTT36	○ J3MDCLTT41	○ J3MDCLTT46	○ J3MDCLTT51
				◇ J3MDCLTT51HD(*)

↓ Wysokość oparcia ↓	
Środkowy odc. piersiowy (MT)	Niskie (S) - 30
	Średnie (M) - 34
	Wysokie (T) - 38
	Wysokie (T)** - 38

○ J3MDCMTS31	○ J3MDCMTS36	○ J3MDCMTS41	○ J3MDCMTS46	○ J3MDCMTS51
			◇ J3MDCMTS46HD(*)	◇ J3MDCMTS51HD(*)
○ J3MDCMTM31	○ J3MDCMTM36	○ J3MDCMTM41	○ J3MDCMTM46	○ J3MDCMTM51
			○ J3MDCMTM46HD(*)	○ J3MDCMTM51HD(*)
○ J3MDCMTT31	○ J3MDCMTT36	○ J3MDCMTT41	○ J3MDCMTT46	○ J3MDCMTT51
			◇ J3MDCMTT46HD(*)	◇ J3MDCMTT51HD(*)
		○ J3XMDCMTT41	○ J3XMDCMTT46	○ J3XMDCMTT51
			○ J3XMDCMTT46HD(*)	○ J3XMDCMTT51HD(*)

↓ Wysokość oparcia ↓	
Górny odc. piersiowy (UT)	Niskie (S) - 42
	Średnie (M) - 46
	Średnie** (M) - 46
	Wysokie (T) - 50

○ J3MDCUTS31	○ J3MDCUTS36	○ J3MDCUTS41	○ J3MDCUTS46	○ J3MDCUTS51
	○ J3MDCUTM36	○ J3MDCUTM41	○ J3MDCUTM46	○ J3MDCUTM51
		○ J3XMDCUTM41	○ J3XMDCUTM46	○ J3XMDCUTM51
	○ J3MDCUTT36	○ J3MDCUTT41	○ J3MDCUTT46	○ J3MDCUTT51

### Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

↓ Wysokość oparcia ↓	
Wysokość ramienia (SH)	Niskie (S) - 53
	Średnie (M) - 57
	Wysokie (T) - 61

○ J3MDCSHS36	○ J3MDCSHS36	○ J3MDCSHS41	○ J3MDCSHS46	○ J3MDCSHS51
		○ J3MDCSHM41	○ J3MDCSHM46	○ J3MDCSHM51
			○ J3MDCSHT46	○ J3MDCSHT51

### Peloty boczne, zagłówek & uprząż dostępne dla wysokości UT & SH

Oparcia LT & MT dostarczane są z kompaktowymi mocowaniami; oparcia UT & SH - ze wzmocnionymi mocowaniami.

Kompaktowe mocowania: max. waga użytkownika 136 kg (zoptymalizowany pod kątem lekkości)

Wzmocnione mocowania: max. waga użytkownika 225 kg (zoptymalizowany pod kątem regulacji i wytrzymałości)

(\*) dla szerszych oparć LT i MT (460 i 500 mm) z możliwością wyboru mocowań:

kompaktowych lub wzmocnionych (HD)

\*\* głębokość konturu = 180 mm

#### Czas dostawy

○	5 dni
◇	15 dni
■	niedostępne

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej

[www.sunrise-medical.pl](http://www.sunrise-medical.pl)

© Sunrise Medical 2022

Oparcia JAY J3 - AKCESORIA

= opcja płatna

ELEMENTY MONTAŻOWE			Cena jend.
J3EUCHRDW	<input type="checkbox"/>	Nowe kompaktowe mocowania (para) - obejmę mocowane do rurek oparcia	305 zł
J3EUCHRDWS	<input type="checkbox"/>	Nowe kompaktowe mocowania (para) - uchwyty montażowe mocowany do oparcia (kątowniki)	480 zł
Zamów J3EUCHRDW + J3EUCHRDWS, aby otrzymać nowy kompaktowy zestaw montażowy do oparcia i ramy wózka — max. waga użytkownika 136 kg			
J3EUHDCHRDW	<input type="checkbox"/>	Nowe, wzmocnione, kompaktowe mocowania (para) - obejmę mocowane do rurek oparcia	370 zł
J3EUHDCHRDWS	<input type="checkbox"/>	Nowe, wzmocnione, kompaktowe mocowania (para) - uchwyty montażowe mocowany do oparcia (kątowniki)	440 zł
Zamów J3EUHDCHRDW + J3EUHDCHRDWS, aby otrzymać nowy kompaktowy zestaw montażowy HD do oparcia i ramy wózka — max. waga użytkownika 225 kg			
J3EUSH	<input type="checkbox"/>	(Stare) Standardowy zestaw montażowy (para) - kompletny zestaw ze wspornikami i zaciskami (do styczeń 2021)	270 zł
J3EUSHS	<input type="checkbox"/>	Standardowe elementy montażowe do starego typu oparc (para) - tylko dla oparc (krótkich, LT i MT) (do styczeń 2021)	270 zł
J3EUSHST	<input type="checkbox"/>	Standardowe elementy montażowe do starego typu oparc (para) - tylko dla oparc (wysokich, UT i SH) (do styczeń 2021)	270 zł

TORBA NA OPARCIE		szerokość w cm	32	36	41	46	51	Cena jedn.
ABJ3BCFww	Torba na oparcie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250 zł

ZAGŁÓWKI (dostępne wyłącznie dla oparc wskazanych na pierwszej stronie formularza)		Crash tested		Cena jedn.	
<b>Mocowanie</b> - W celu skompletowania zagłówka należy wybrać 1 mocowanie i 1 poduszkę zagłówka					
J3EUHDXH	<input type="checkbox"/>	Mocowanie Whitmyer AXYS dla oparc JAY J3	J3EUHDXH	J3EUHDFH	440 zł
J3EUHDFH	<input type="checkbox"/>	Mocowanie Whitmyer Cobra Flip Back (odchylane) dla oparc Jay J3			910 zł
<b>Poduszka</b> - W celu skompletowania zagłówka należy wybrać 1 mocowanie i 1 poduszkę zagłówka					
P1000L	<input type="checkbox"/>	Poduszka zagłówka Whitmyer Plush 254 mm (zastępuje J3EUHDLSP)			535 zł
P300L	<input type="checkbox"/>	Poduszka zagłówka Whitmyer Contoured Cradle 250 mm (zastępuje J3EUHDLCP)			445 zł
J3EUUHM	<input type="checkbox"/>	Uniwersalne mocowanie do zagłówka (wymagane do korzystania z innych zagłówek niewymienionych w tym formularzu zamówienia)			190 zł

PELOTY BOCZNE (dostępne wyłącznie dla oparc wskazanych na pierwszej stronie formularza)		Cena jedn.			
<b>Stale peloty boczne</b>		<b>&lt;- Lewa pelota boczna</b>		<b>Prawa pelota boczna -&gt;</b>	
	głębokość: 10 cm	głębokość: 15 cm	głębokość: 10 cm	głębokość: 15 cm	
wysokość 10 cm	<input type="checkbox"/> J3LAT1010FXLH	<input type="checkbox"/> J3LAT1510FXLH	<input type="checkbox"/> J3LAT1010FXRH	<input type="checkbox"/> J3LAT1510FXRH	415 zł
wysokość 12 cm	<input type="checkbox"/> J3LAT1012FXLH	<input type="checkbox"/> J3LAT1512FXLH	<input type="checkbox"/> J3LAT1012FXRH	<input type="checkbox"/> J3LAT1512FXRH	415 zł
wysokość 15 cm	<input type="checkbox"/> J3LAT1015FXLH	<input type="checkbox"/> J3LAT1515FXLH	<input type="checkbox"/> J3LAT1015FXRH	<input type="checkbox"/> J3LAT1515FXRH	415 zł
<b>Odchylane peloty boczne (do 28.04.2021)</b>		głębokość: 10 cm	głębokość: 15 cm	głębokość: 10 cm	głębokość: 15 cm
wysokość 10 cm	<input type="checkbox"/> J3LAT1010SALH	<input type="checkbox"/> J3LAT1510SALH	<input type="checkbox"/> J3LAT1010SARH	<input type="checkbox"/> J3LAT1510SARH	660 zł
wysokość 12 cm	<input type="checkbox"/> J3LAT1012SALH	<input type="checkbox"/> J3LAT1512SALH	<input type="checkbox"/> J3LAT1012SARH	<input type="checkbox"/> J3LAT1512SARH	660 zł
wysokość 15 cm	<input type="checkbox"/> J3LAT1015SALH	<input type="checkbox"/> J3LAT1515SALH	<input type="checkbox"/> J3LAT1015SARH	<input type="checkbox"/> J3LAT1515SARH	660 zł
<b>Odchylane peloty boczne (po 29.04.2021)</b>		głębokość: 10 cm	głębokość: 15 cm	głębokość: 10 cm	głębokość: 15 cm
wysokość 10 cm	<input type="checkbox"/> JLATSA1010LH	<input type="checkbox"/> JLATSA1510LH	<input type="checkbox"/> JLATSA1010RH	<input type="checkbox"/> JLATSA1510RH	660 zł
wysokość 12 cm	<input type="checkbox"/> JLATSA1012LH	<input type="checkbox"/> JLATSA1512LH	<input type="checkbox"/> JLATSA1012RH	<input type="checkbox"/> JLATSA1512RH	660 zł
wysokość 15 cm	<input type="checkbox"/> JLATSA1015LH	<input type="checkbox"/> JLATSA1515LH	<input type="checkbox"/> JLATSA1015RH	<input type="checkbox"/> JLATSA1515RH	660 zł

ZESTAWY DO POZYCJONOWANIA		szerokość w cm	36	41	46	51	Cena jedn.
J3SPNK1ww	Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini I	(patrz ostatnia strona)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	460 zł
J3SPNK2ww	Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II	(patrz ostatnia strona)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	685 zł
J3SPNKEU	Walizka z elementami do pozycjonowania oparcia JAY J3	(patrz ostatnia strona)					1 155 zł
J3HWKEU	Walizka z osprzętem oparcia JAY J3	(patrz ostatnia strona)					3 515 zł

PASY/UPRZĘŻE (dostępne wyłącznie dla oparc wskazanych na pierwszej stronie formularza)		S	M	L	XL	Cena jedn.
J3HRNPASw	Przedni pas z podkładkami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350 zł
J3HRNCOHw	Uprząż piersiowa otwarta, zapinana na wys. klatki piersiowej (4-punktowy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	545 zł

CZĘŚCI ZAMIENNE (osobny produkt, pakowany/dostarczany oddzielnie)		CM width	36	41	46	51	Cena jedn.
J3SPNSLww	Mały element łądźwiowy (1 element standardowo z produktami LT, MT, UT & SH)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95 zł
J3SPNLLww	Duży element łądźwiowy (1 element standardowo z produktami MT, UT & SH)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95 zł
J3SPNWEww	Klin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95 zł

	Cena jedn.	Ilość	Cena całk.
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/> Podkładka, zakrzywiona	110 zł	
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/> Podkładka, płaska	110 zł	
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/> Tylna / boczna poduszka biodrowa	110 zł	
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/> Podkładka, boczna	110 zł	
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/> Mała poduszka w kształcie fasolki	110 zł	
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/> Duża poduszka w kształcie fasolki	110 zł	

<b>Oparcie JAY 3 - Cena podstawowa brutto</b>	.....PLN
Cena opcji brutto	.....PLN
Opakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
<b>Cena całkowita brutto</b>	.....PLN

## Oparcia JAY J3 - Zestawy

<b>Zestaw do wyrównywania kręgosłupa Mini I</b>		<b>Ilość</b>
J3SPNK1ww	Zestaw do wyrównywania kręgosłupa Mini I (dostępne rozmiary: 36cm; 41cm; 46cm i 51cm)	w zestawie
J3SPNWEww	Klin	3
J3SPNLLS	Podkładka, boczna	2
J3SPNPLP	Tylna / boczna poduszka biodrowa	2

<b>Zestaw do wyrównywania kręgosłupa Mini II</b>		<b>Ilość</b>
J3SPNK2ww	Zestaw do wyrównywania kręgosłupa Mini II (dostępne rozmiary: 36cm; 41cm; 46cm i 51cm)	w zestawie
J3SPNWEww	Klin	5
J3SPNLLS	Podkładka, boczna	2
J3SPNPLP	Tylna / boczna poduszka biodrowa	2
J3SPNLLww	Duży lędźwiowy element wspierający	1
J3SPNFLS	Podkładka, płaska	1
J3SPNCRS	Podkładka, zakrzywiona	1

<b>Walizka z zestawem do pozycjonowania JAY J3</b>		<b>Ilość</b>
J3SPNKEU	Walizka z elementami do pozycjonowania oparcia JAY J3	w zestawie
J3SPNLL36	Duży lędźwiowy element wspierający (zawsze 36cm)	2
J3SPNSL36	Mały lędźwiowy element wspierający (zawsze 36 cm)	2
J3SPNWE36	Klin (zawsze 36 cm)	16
J3SPNCRS	Podkładka, zakrzywiona	2
J3SPNFLS	Podkładka, płaska	2
J3SPNPLP	Tylna / boczna poduszka biodrowa	2
J3SPNLLS	Podkładka, boczna	2
J3SPNSBB	Mała poduszka w kształcie fasolki	2
J3SPNLBB	Duża poduszka w kształcie fasolki	2

<b>Walizka z zestawem akcesoriów JAY J3</b>		<b>Ilość</b>
J3HWKEU	Walizka z osprzętem oparcia JAY J3	w zestawie
J3EUAHB	Poszerzenie głębokości oparcia	2
J3EUHDXH	Standardowy zagłówek JAY	1
J3EUHDFH	Odchylany zagłówek JAY	1
J3EUHDLSP	Standardowa poduszka zagłówka JAY	1
J3EUHDLCP	Poduszka zagłówka JAY z konturem	1
J3EULATFB	Stała pelota boczna (mocowanie)	2
J3EULATFP	Stała pelota boczna (uchwyt)	2
J3EULATSABL	Odchylana pelota boczna (mocowanie lewe)	1
J3EULATSABR	Odchylana pelota boczna (mocowanie prawe)	1
J3EULATSAP	Odchylana pelota boczna (uchwyt)	2
	aby skompletować peloty boczne stałe i odchylane należy wybrać jeden z modeli poduszek poniżej	
	10 x 10	2
	15 x 12	2
	15 x 15	2
J3HRNCOM	Uprzeź piersiowa w rozmiarze M	1
J3HRNPSM	Przedni pas z podkładkami w rozmiarze M	1
J3HRNPSX	Przedni pas z podkładkami w rozmiarze XL	1
J3EUUHM	Uniwersalne mocowanie zagłówka	1