

NOWY SKUTER

KUP one
a otrzymasz 4 stylizacje



VERMEIREN
we care for you

Wybierz swój styl

Każdy skuter **One** ma 4 kolory. Zmień swój styl, kiedy tylko chcesz, w zaledwie kilka sekund.



Kompaktowy i stylowy

Dzięki niewielkiemu promieniowi skrętu skuter **One** jest idealnym kompaktowym skuterem do użytku wewnętrznego, do codziennych wyjazdów do supermarketu, restauracji lub po prostu do poruszania się po małych przestrzeniach. Całkowicie demontowalny, przechowywanie lub podróżowanie nigdy nie było łatwiejsze. Inne funkcje obejmują obrotowe siedzenie, wyświetlacz baterii i ruchome podłokietniki.



Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	490 mm
■ Całkowita wysokość	880 mm
■ Długość całkowita	1030 mm
■ Wysokość siedzenia	525-527 mm
■ Turning radius	1150 mm
■ Akumulator	24V - 15 Ah

■ Zasięg jazdy	16 km
■ Silniki napędowe	270 W
■ Prędkość maksymalna	8 km/h
■ Waga	44,9 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	136 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible. Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

VERMEIREN
we care for you