



System zarządzania jakością  
**F-81 FORMULARZ ZAMÓWIENIA**  
**Baffin .1**


|              |            |
|--------------|------------|
| Wydanie      | 2          |
| Data wydania | 03.03.2023 |
| Strona/stron | 1/1        |

| DANE ZAMÓWIENIA  |  |
|------------------|--|
| Data             |  |
| Numer zamówienia |  |
| Dystrybutor      |  |
| Rabat            |  |
| E-mail do FV     |  |
| Cena brutto      |  |

| DANE ZAMAWIAJĄCEGO | RODO | TAK | NIE |
|--------------------|------|-----|-----|
| Imię i nazwisko    |      |     |     |
| Adres              |      |     |     |
| Telefon            |      |     |     |
| E-mail             |      |     |     |

| DANE DO WYSYŁKI       |  |
|-----------------------|--|
| Imię i nazwisko/nazwa |  |
| Adres                 |  |
| Telefon               |  |

| WYMIARY |  |    |
|---------|--|----|
| A       |  | cm |
| B       |  | cm |
| C       |  | cm |
| D       |  | cm |
| E       |  | cm |
| F       |  | cm |
| G       |  | cm |
| Waga    |  | kg |



### Fotelik samochodowy Baffin .1 (7 200 zł)

Przeznaczony do użytku w następujących grupach:

Grupa I dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg

Grupa II dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg

Grupa III dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg

| KOLOR        |            |
|--------------|------------|
| Czarno-Szary | Jasnoszary |

| PARAMETRY                          |          |
|------------------------------------|----------|
| Głębokość siedziska                | 29÷37 cm |
| Szerokość siedziska                | 20÷32 cm |
| Wysokość oparcia wraz z zagłówkiem | 58÷77 cm |
| Szerokość pelot bocznych           | 14÷23 cm |
| Kąt regulacji platformy stóp       | 0°÷20°   |
| Maksymalna waga pacjenta           | 36 kg    |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  |
|--|
| Zagłówek   |
| Pasy pięciopunktowe  |
| Peloty piersiowe stabilizujące tułów wraz z pasem piersiowym   |
| Dodatkowa wkładka siedziska dostosowująca szerokość siedziska oraz utrzymująca prawidłową pozycję siedzącą |
| Pasy odwodzące uda   |
| Stolik   |
| Platforma obrotowa z systemem ISOFIX   |
| Podnóżek   |

| UWAGI |
|-------|
|       |

| NUMER SERYJNY |
|---------------|
|               |