

ATTITUDE Junior



Ref: 1/2023 (Obowiązuje do 31.12.2023)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta			Adres dostawy		taki, jak dane do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Wycena	Built-4-Me®	Maksymalna waga użytkownika: 100 kg		
Nr zamówienia:			Waga użyt.:		kg
Art. No.: 47500001			Cena od: 19.200 PLN		
Data zam.: Dzień		Miesiąc			

Attitude - Wybór modelu PLN

ATT010804	ATTITUDE Junior 8-biegowa przerzutka w piaście, hamulec w piaście i hamulec postojowy, manetka, tylne i przednie światło, regulacja kąta i regulacja głębokości, przednie koło 16", system mocowania do stałych ram z przodu, korby z regulacją długości (2 pozycje)	19200
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Przegląd danych technicznych

Maksymalna waga żytkownika	100 kg	Rodzaj manetki przerzutek	Twist grip shifter
Szerokość ramy z przodu	260 – 460 mm	Ilość przełożeń	8
Waga elementów mocujących na ramie wózka	85 g każdy	Hamulce	Hamulec zintegrowany w piaście
Waga całkowita	ok 21,5 kg	Hamulec postojowy	Hamulec szczękowy
Rozmiar koła	16"	Kolory ramy	24

Model wózka - który będzie używany w połączeniu z ATTITUDE Junior PLN

Wózki pediatryczne Sunrise Medical		Wózki Sunrise Medical	
Easy Life T tylko z ramą z zamkniętym przodem	–	Easy Life tylko z ramą z zamkniętym przodem	–
Easy Life RT tylko z ramą z zamkniętym przodem	–	Easy Life R tylko z ramą z zamkniętym przodem	–
Youngster 3 patrz następna strona dla NoGo w połączeniu z Youngster	–	Xenon/Xenon ² tylko z ramą z zamkniętym przodem	–
		Argon ²	–
		Helium	–
		RGK Tiga uwaga: ramy typu V pasują tylko do kąta 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo. Nie wszystkie wózki RGK pasują do przystawek Attitude	0

Inne wózki

Sorg Vector tylko z ramą z zamkniętym przodem, dostępne od czerwca 2017 r., uwaga: ramy V nadają się tylko do kąta 5°	1155
Sorg Jump tylko z ramą z zamkniętym przodem, dostępne od czerwca 2017 r., uwaga: ramy V nadają się tylko do kąta 5°	1155
PRO ACTIV Speedy / Buddy uwaga: ramy typu V pasują tylko do kąta 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy/producenta, czy są jakieś inne NoGo	1155

Szerokość ramy wózka z przodu - mierzona od zewnętrznej do zewnętrznej części rury ramy z przodu

260 mm	380 mm
280 mm	400 mm
300 mm	420 mm
320 mm	440 mm
340 mm	460mm
360 mm	

Zestawy montażowe dla Youngster 3 PLN

Niezbędne do przerobienia mocowania hamulca w Youngster 3 – patrz zdi. na następnej stronie

ATT060150	Zestaw retro-fit/doposażenia w mocowanie hamulca dla Youngster (hamulec na wysokości kolan do standardowego hamulca), w tym standardowy hamulec lewy i prawy	530
ATT060151	Zestaw retro-fit/montażowy hamulca dla Youngster ze standardowym hamulcem	300
ATT060152	Zestaw retro-fit/montażowy hamulca dla Youngster z hamulcem typu Safari	300

Informacje o zamówieniu PLN

ATT090213	Tylko ATTITUDE - bez powiązanego zamówienia na wózek	–
ATT090214	ATTITUDE razem z wózkiem - wózek na oddzielnym formularzu zamówienia	–

Youngster 3: Konwersja hamulca

Aby zadokować Attitude Junior do Youngster3, mocowanie hamulca musi zostać przerobione - górny zacisk Attitude koliduje ze standardowym wspornikiem mocowania hamulca Youngster3. Jeśli Youngster3 jest wyposażony w hamulce z dźwignią na wysokości kolan, należy je zamienić na hamulce standardowe.



ATT060150	Zestaw retro-fit/doposażenia w mocowanie hamulca dla Youngster (hamulec na wysokości kolan do standardowego hamulca), w tym standardowy hamulec lewy i prawy (Niezbędny, jeśli Twój Youngster3 jest wyposażony w hamulce na wysokości kolan. Ten zestaw zawiera dwa standardowe hamulce (lewy i prawy) i wsporniki montażowe)
ATT060151	Zestaw retro-fit/montażowy hamulca dla Youngster ze standardowym hamulcem (Niezbędny, jeśli Twój Youngster3 jest już wyposażony w standardowe hamulce. Ten zestaw zawiera wsporniki montażowe)
ATT060152	Zestaw retro-fit/montażowy hamulca dla Youngster z hamulcem typu Safari (Niezbędny, jeśli Twój Youngster3 jest już wyposażony w hamulce typu Safari. Ten zestaw zawiera wsporniki montażowe)

Youngster 3: NoGos

Krótką ramą (głębokość siedziska ≤ 300 mm)

Rozmiar koła	Pozycja COG			Hamulec		
	1 (pasywny)		2 (aktywny)	Na wysokości kolan	Standardowy	Safari
24"	X		X	X	X	X
22"	✓		X	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
20"	✓		✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)



Długą ramą (głębokość siedzisk > 300 mm)

Rozmiar koła	Pozycja COG			Hamulec		
	1 (pasywny)		2 (aktywny)	Na wysokości kolan	Standardowy	Safari
24"	✓	✓	X	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
22"	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
20"	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)



- (1) hamulec z dźwignią na wysokości kolan należy przerobić na hamulec standardowy za pomocą zestawu retro-fit/monatażowego ATT060150
 (2) wsporniki mocujące hamulce należy zdemonstować i wymienić na wsporniki zawarte w zestawie retro-fit/monatażowym ATT060151
 (3) wsporniki mocujące hamulce należy zdemonstować i wymienić na wsporniki zawarte w zestawie retro-fit/monatażowym ATT060152



ATTITUDE JUNIOR widelec z manualną regulacją kąta i głębokości



Regulacją kąta:

od 0° (równoległe do podłoża) do 28° z płynną regulacją

Regulacja głębokości:

100 mm (+/- 50 mm w porównaniu ze standardowym widelcem) regulacja bezstopniowa



Widelec 		PLN
ATT080036	Widelec do Attitude Junior, regulacja kąta i głębokości położenia korb	–
Opny 		PLN
ATT070110	Opny, pneumatyczne, z bieżnikiem, Mountainbike	–
ATT070111	Opny, pneumatyczne, z bieżnikiem, Big Apple	–
Przerzutki i manetki		PLN
ATT070043	Przerzutka w piaście, 8 biegów, hamulec odwrótny zintegrowany w piaście z manetką grip-shift	–
Korby i kierownica - niestandardowa długość, szerokość i kształt możliwe tylko poprzez B4Me 		PLN
ATT080037	Korby Junior: regulacja długości (2 pozycje), krótka: długość 110/130mm	–
ATT080038	Korby Junior: regulacja długości (2 pozycje), długa: długość 130/150mm	–
ATT080039	Uchwyty Junior, poziome, okrągłe, średnica 22mm Grip-shift montowany do ramy	–
ATT080023	Uchwyty, pionowe, kąt 10°, okrągłe, średnica 30 mm Grip-shift montowany do ramy	–
	ATT080028 Quad, stabilizator na rękę dla tetraplegików	595
	ATT080027 Quad, stabilizator na ramię dla tetraplegików	650
ATT080025	Uchwyty, pionowe, kąt 25°, owalne, średnica 37 x 21 mm Grip-shift montowany do ramy	445
Hamulce		PLN
	Hamulec zintegrowany w piaście	–
	Hamulec postojowy z rączką zamontowaną na ramie	–
Akcesoria 		PLN
ATT090074	Przednia i tylna lampa	–
ATT090080	Prędkościomierz	–
ATT090095	Czarny błotnik mocowany na śrubę	199
ATT090067	Lusterko wteczne	155
ATT090081	Uchwyt na bidon	95
ATT090024	Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 bar)	330
ATT090085	Dzwonek	69
ATT090041	Zestaw narzędzi	85
ATT090096	Folia ochronna	155

Widelce

ATT080036



// Widelec do z regulacją kąta i głębokości do ustawienia pozycji korb

Opony

ATT070110



// Opony, pneumatyczne, z bieżnikiem, Mountainbike

ATT070111



// Opony, pneumatyczne, z bieżnikiem, Big Apple

Przerzutki i manetki

ATT070043



// Przerzutka w piaście, 8 biegów, hamulec zintegrowany w piaście

ATT080036



// Korbya junior krótka: długość 110/130mm (2 pozycje)
// Korby Junior, pozioma, okrągła, średnica 22mm

ATT070110



// Uchwyt, pionowy, kąt 10°, okrągły, średnica 30 mm

ATT070111



// Quad, stabilizator na rękę dla tetraplegików

ATT070110



// Quad, stabilizator na ramię dla tetraplegików

ATT070111



// Uchwyt, pionowy, kąt 25°, owalny, 37 x 21 mm

Akcesoria

ATT090095



// Czarny błotnik mocowany na śrubę

A1T090067



// Lusterko wteczne

ATT090081



// Uchwyt na bidon

A1T090024



// Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 bar)

ATT090085



// Dzwonek

A1T090041



// Zestaw narzędzi

Kolory Możesz wybrać osobne kolory ramy, korb i osłony łańcucha. (czerwoną czcionką oznaczono kolory z dopłatą)

	Rama	Ostona na łańcuch	Korby		Rama	Ostona na łańcuch	Korby
02 Srebrny połyskujący	ATT100102	ATT100802	ATT100902	29 Czarny połyskujący	ATT100129	ATT100829	ATT100829
03 Srebrny matowy	ATT100103	ATT100803	ATT100903	31 Czarny matowy	ATT100131	ATT100831	ATT100931
06 Żółty słoneczny	ATT100106	ATT100806	ATT100906	32 Śnieżnobiały	ATT100132	ATT100832	ATT100932
14 Niebieski	ATT100114	ATT100814	ATT100914	33 Różowy	ATT100133	ATT100833	ATT100933
15 Ciemnoniebieski połyskujący	ATT100115	ATT100815	ATT100915	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	ATT100134	ATT100834	ATT100934
16 Ciemnoniebieski matowy	ATT100116	ATT100816	ATT100916	35 Błękit nieba metalizowany	ATT100135	ATT100835	ATT100935
19 Fioletowy połyskujący	ATT100119	ATT100819	ATT100919	36 Cyjan metalizowany	ATT100136	ATT100836	ATT100936
21 Czerwony rubinowy	ATT100121	ATT100821	ATT100921	37 Pomarańczowy metalizowany	ATT100137	ATT100837	ATT100937
22 Czerwony połyskujący	ATT100122	ATT100822	ATT100922	40 Kiwi metalizowany	ATT100140	ATT100840	ATT100840
23 Czerwono-malinowy matowy	ATT100123	ATT100823	ATT100923	41 Różowy metalizowany z brokatem	ATT100141	ATT100841	ATT100941
24 Pomarańczowy połyskujący	ATT100124	ATT100824	ATT100924	42 Antracyt matowy	ATT100142	ATT100842	ATT100942
27 Grafitowy metalizowany	ATT100127	ATT100827	ATT100927	46 Zielony Mamba	ATT100146	ATT100846	ATT100946
	419 PLN	100 PLN	100 PLN		419 PLN	100 PLN	100 PLN

Kolory naklejek

PLN

ATT100550	Czarne	–
ATT100551	Zrebrne	–

Uwagi do zamówienia

ATTITUDE Junior

€

Cena podstawy brutto

Cena opcji brutto

Pakowanie i transport

Bez VAT

VAT

Całkowita cena brutto**Data****Podpis**

Dzień

Miesiąc

Rok

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.plwww.Sunrise-Medical.pl