

Podnośniki

Sunlift




Sunlift



Linia podnośników Sunlift składa się z 4 modeli: MICRO, 130, 150 i 175. Wszystkie modele cechuje wyjątkowa wytrzymałość, dzięki zaawansowanym połączeniom wszystkich części składowych. Wskaźnik świetlny i dźwiękowy informuje o stanie naładowania akumulatora. Duża pojemność akumulatora (2.9 Amph) pozwala na o 50% dłuższą pracę do 60 podwójnych cykli (góra/dół).

Podnośniki Sunlift

Wymiary



	SUNLIFT Micro	SUNLIFT 130	SUNLIFT 150	SUNLIFT 175
Bezpieczna waga użytkownika	130 kg	130 kg	150 kg	175 kg
Max długość całkowita (z kołami w pozycji rozchylonej)	1.010 mm	1.120 mm	1.215 mm	1.340 mm
Min długość całkowita (z kołami w pozycji wyjściowej)	970 mm	1.090 mm	1.155 mm	1.265 mm
Max szerokość z podstawą zamkniętymi	575 mm	575 mm	665 mm	665 mm
Max wysokość (bez obciążenia) (A)	1.835 mm	1.865 mm	1.930 mm	1.985 mm
Min wysokość (bez obciążenia) (B)	1.085 mm	1.255 mm	1.255 mm	1.425 mm
Max wysokość wysięgnika (bez obciążenia) (C)	1.590 mm	1.610 mm	1.680 mm	1.755 mm
Min wysokość wysięgnika (bez obciążenia)	350 mm	460 mm	450 mm	550 mm
Kąt zawracania w pozycji rozchylonej (D)	1.130 mm	1.240 mm	1.380 mm	1.500 mm
Pozycja otwarta: (E) Max szerokość (zewnątrzna) Max szerokość (wewnętrzna)	965 mm 885 mm	1.055 mm 980 mm	1.205 mm 1.120 mm	1.220 mm 1.140 mm
Pozycja zamknięta (F) Max szerokość (zewnątrzna) Max szerokość (wewnętrzna)	535 mm 455 mm	535 mm 455 mm	625 mm 545 mm	625 mm 545 mm
Całkowita wysokość podstawy	100 mm	100 mm	100 mm	115 mm
Prześwit	20 mm	20 mm	20 mm	15 mm
koła przednie	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Koła tylne	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Waga montażowa masztu, wysięgnika i podzespołów elektrycznych	18,65 kg	19 kg	19,3 kg	22,65 kg
Waga montażowa podstawy	13,5 kg	14 kg	15,1 kg	18,1 kg
Waga akumulatora	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg

Temblaki



	Temblak Quick Fit	Temblak Quick fit deluxe	Temblak Access
Zalecane	Dla 85% pacjentów	95% pacjentów	Dla łatwiejszego dostępu do toalety
Materiał	Poliester, miękki lub siatkowy	Miękki	Poliester
Rozmiary	Średni lub duży	Średni	Średni
Poziom niezależności*	1 i 2	1 i 2	2 i 3
Inne	-	Z podparciem głowy lub bez	-

Temblak Long	
Zalecane	Dla amputantów
Materiał	Poliester
Rozmiary	Średni
Poziom niezależności*	1 i 2
Inne	-



Tabela doboru temblaka :

	Toaleta	Z krzesła toaletowego do wanny	Z wózka do wózka	Z wózka do łóżka	Z podłogi do łóżka	Z wózka na krzesło toaletowe
Temblak Quick	■	■	■	■	■	
Temblak Quick fit deluxe	■	■	■	■	■	
Temblak Access sling	■		■			■
Temblak Long	■			■	■	

*Poziom niezależności 1 = Pełna zależność 2 = Pełna niezależność



Sunrise Medical zastrzega sobie prawo do zmiany informacji bez powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Dla osób niedowidzących dokument ten jest dostępny na naszej stronie internetowej www.SunriseMedical.com w formacie PDF. Na życzenie klienta przesyłamy broszurę z większą czcionką

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Polska

Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23

www.sunrise-medical.pl