



Leckey Everyday Seat

Imię i nazwisko	
Data	
Email	
Telefon	
Dane do faktury	
Adres dostawy	

Wycena Zamówienie

Numer zamówienia	
------------------	--



	Kod części	Opis	Ilość	Cena
Korpus siedziska (czarny kolor)				
<input type="checkbox"/>	151-6102	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low ze sprężyną gazową i kółkami 100 mm, rozmiar 2		7 000 zł
<input type="checkbox"/>	151-6204	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low elektryczna i kółkami 100 mm, rozmiar 2 (czarny)		9 475 zł
<input type="checkbox"/>	151-2788	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low hydrauliczna i kółkami 100 mm, rozmiar 2 (czarny)		8 240 zł
<input type="checkbox"/>	151-6202	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low ze sprężyną gazową i kółkami 100 mm, rozmiar 2		7 270 zł
<input type="checkbox"/>	151-7204	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low elektryczna i kółkami 100 mm, rozmiar 2, przednie kierownice		8 965 zł
<input type="checkbox"/>	151-7202	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low ze sprężyną gazową i kółkami 100 mm, rozmiar 2		6 760 zł
<input type="checkbox"/>	151-6340	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low elektryczna i kółkami 100 mm, rozmiar 3 (czarny)		17 610 zł
<input type="checkbox"/>	151-6302	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low hydrauliczna i kółkami 125 mm, rozmiar 3 (czarny)		14 500 zł
Korpus siedziska (biały kolor)				
<input type="checkbox"/>	151-6103	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low ze sprężyną gazową i kółkami 100 mm, rozmiar 2		7 185 zł
<input type="checkbox"/>	151-6203	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low ze sprężyną gazową i kółkami 100 mm, rozmiar 2 (biały)		7 385 zł
<input type="checkbox"/>	151-7203	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low ze sprężyną gazową i kółkami 100 mm, rozmiar 2		6 880 zł
<input type="checkbox"/>	151-7205	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low elektryczna i kółkami 100 mm, rozmiar 2, wydłużony		8 980 zł
<input type="checkbox"/>	151-6303	Podstawa siedziska, oparcie i podstawa Hi-Low hydrauliczną i kółkami 125 mm, rozmiar 3 (biały)		14 500 zł
Wyścielenie, tapicerka siedziska				
<input type="checkbox"/>	151-6104-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 - czarny winyl		1 065 zł
<input type="checkbox"/>	151-6104-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 - szary ebony		1 065 zł
<input type="checkbox"/>	151-6104-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 - niebieski winyl		900 zł
<input type="checkbox"/>	151-6104-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 - niebieski		1 065 zł
<input type="checkbox"/>	151-6104-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 - zielony		1 065 zł
<input type="checkbox"/>	151-6206-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 - czarny winyl		1 335 zł
<input type="checkbox"/>	151-6206-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 - szary ebony		1 335 zł
<input type="checkbox"/>	151-6206-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 - niebieski winyl		1 125 zł
<input type="checkbox"/>	151-6206-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 - niebieski		1 335 zł
<input type="checkbox"/>	151-6206-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 - zielony		1 335 zł
<input type="checkbox"/>	151-6240-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2, przedłużony - czarny winyl (z poduszkami dystansowymi pod kręgosłupem)		1 345 zł
<input type="checkbox"/>	151-6240-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2, przedłużony - szary ebony (z poduszkami dystansowymi pod kręgosłupem)		1 345 zł
<input type="checkbox"/>	151-6240-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2, przedłużony - niebieski winyl (z poduszkami dystansowymi pod kręgosłupem)		1 175 zł
<input type="checkbox"/>	151-6240-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2, przedłużony - niebieski (z poduszkami dystansowymi pod kręgosłupem)		1 345 zł
<input type="checkbox"/>	151-6240-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2, przedłużony - zielony (z poduszkami dystansowymi pod kręgosłupem)		1 345 zł
<input type="checkbox"/>	151-6304-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 - czarny winyl		1 425 zł
<input type="checkbox"/>	151-6304-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 - szary ebony		1 425 zł
<input type="checkbox"/>	151-6304-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 - niebieski winyl		1 335 zł
<input type="checkbox"/>	151-6304-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 - niebieski		1 425 zł
<input type="checkbox"/>	151-6304-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 - zielony		1 425 zł
Klin (czarny metal)				
<input type="checkbox"/>	151-6120-07VIN	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 1 – czarny winyl		230 zł
<input type="checkbox"/>	151-6120-05	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 1 – szary ebony		230 zł
<input type="checkbox"/>	151-6118-07VIN	Klin w kształcie dysku, rozmiar 1 – czarny winyl		210 zł
<input type="checkbox"/>	151-6118-05	Klin w kształcie dysku, rozmiar 1 – szary ebony		210 zł

<input type="checkbox"/>	151-6229-07VIN	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 2 – czarny winyl		235 zł
<input type="checkbox"/>	151-6229-05	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 2 – szary ebony		235 zł
<input type="checkbox"/>	151-6227-07VIN	Klin w kształcie dysku, rozmiar 2 – czarny winyl		330 zł
<input type="checkbox"/>	151-6227-05	Klin w kształcie dysku, rozmiar 2 – szary ebony		330 zł
<input type="checkbox"/>	151-6334-07VIN	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 3 – czarny winyl		245 zł
<input type="checkbox"/>	151-6334-05	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 3 – szary ebony		245 zł
<input type="checkbox"/>	151-6322-07VIN	Klin w kształcie dysku, rozmiar 3 – czarny winyl		255 zł
<input type="checkbox"/>	151-6322-05	Klin w kształcie dysku, rozmiar 3 – szary ebony		255 zł
Klin (biały metal)				
<input type="checkbox"/>	151-6119-05	Klin w kształcie dysku, rozmiar 1 – szary ebony (biały)		270 zł
<input type="checkbox"/>	151-6228-05	Klin w kształcie dysku, rozmiar 2 – szary ebony (biały)		270 zł
<input type="checkbox"/>	151-6323-05	Klin w kształcie dysku, rozmiar 3 – szary ebony (biały)		270 zł
<input type="checkbox"/>	151-6121-05	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 1 – szary ebony (biały)		260 zł
<input type="checkbox"/>	151-6230-05	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 2 – szary ebony (biały)		260 zł
<input type="checkbox"/>	151-6335-05	Klin w kształcie trójkąta, rozmiar 3 – szary ebony (biały)		260 zł
Podłokietniki (czarny metal)				
<input type="checkbox"/>	151-6117	Podłokietniki rozmiar 1 (para)		775 zł
<input type="checkbox"/>	151-6226	Podłokietniki rozmiar 2 (para)		1 065 zł
<input type="checkbox"/>	151-3747	Podłokietniki rozmiar 3 (para)		1 065 zł
Podłokietniki (biały metal)				
<input type="checkbox"/>	151-6124	Podłokietniki rozmiar 1 (para) - białe		775 zł
<input type="checkbox"/>	151-6234	Podłokietniki rozmiar 2 (para) - białe		1 065 zł
<input type="checkbox"/>	151-6328	Podłokietniki rozmiar 3 (para) - białe		1 065 zł
Podnóżki				
<input type="checkbox"/>	151-1745	Jednoczęściowy podnóżek, rozmiar 1 (czarny)		1 045 zł
<input type="checkbox"/>	151-2745	Jednoczęściowy podnóżek, rozmiar 2 (czarny)		1 110 zł
<input type="checkbox"/>	151-3631	Jednoczęściowy podnóżek wyściętany, rozmiar 3 (czarny)		1 225 zł
<input type="checkbox"/>	151-6123	Jednoczęściowy podnóżek, rozmiar 1 (biały)		1 625 zł
<input type="checkbox"/>	151-6223	Jednoczęściowy podnóżek, rozmiar 2 (biały)		1 625 zł
<input type="checkbox"/>	151-6327	Jednoczęściowy podnóżek, rozmiar 3 (biały)		1 625 zł
<input type="checkbox"/>	151-3783	Pasek na podudzia		210 zł
Stolik				
<input type="checkbox"/>	151-1644	Stolik plastikowy rozmiar 1		965 zł
<input type="checkbox"/>	151-2644	Stolik plastikowy rozmiar 2		965 zł
<input type="checkbox"/>	151-3767	Stolik czarny, rozmiar 3 (zwiększa szerokość siedziska o 20mm)		1 180 zł
<input type="checkbox"/>	151-6122	Stolik drewniany, odchylany rozmiar 1		815 zł
<input type="checkbox"/>	151-6231	Stolik drewniany, odchylany rozmiar 2		875 zł
<input type="checkbox"/>	151-6326	Stolik drewniany, odchylany rozmiar 3		875 zł
Peloty piersiowe (czarny metal)				
<input type="checkbox"/>	151-6108-07VIN	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 1, para - czarny winyl		940 zł
<input type="checkbox"/>	151-6108-05	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 1, para - szary ebony		940 zł
<input type="checkbox"/>	151-6106-07VIN	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 1, para - czarny winyl		540 zł
<input type="checkbox"/>	151-6106-05	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 1, para - szary ebony		540 zł
<input type="checkbox"/>	151-1757	Złożone/kompleksowe odchylane peloty, rozmiar 1, para		1 250 zł
<input type="checkbox"/>	151-6212-07VIN	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 2, para - czarny winyl		1 100 zł
<input type="checkbox"/>	151-6212-05	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 2, para - szary ebony		1 100 zł
<input type="checkbox"/>	151-6210-07VIN	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 2, para - czarny winyl		705 zł
<input type="checkbox"/>	151-6210-05	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 2, para - szary ebony		705 zł
<input type="checkbox"/>	151-2757	Złożone/kompleksowe odchylane peloty, rozmiar 2, para		1 285 zł
<input type="checkbox"/>	151-6308-07VIN	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 3, para - czarny winyl		1 295 zł
<input type="checkbox"/>	151-6308-05	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 3, para - szary ebony		1 295 zł
<input type="checkbox"/>	151-6306-07VIN	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 3, para - czarny winyl		875 zł
<input type="checkbox"/>	151-6306-05	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 3, para - szary ebony		875 zł
<input type="checkbox"/>	151-3757	Złożone/kompleksowe odchylane peloty, rozmiar 3, para		1 375 zł
Peloty piersiowe (biały metal)				
<input type="checkbox"/>	151-6107-05	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 1, para - szary ebony (biały metal)		540 zł
<input type="checkbox"/>	151-6211-05	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 2, para - szary ebony (biały metal)		705 zł
<input type="checkbox"/>	151-6307-05	Sztywne peloty piersiowe PU, rozmiar 3, para - szary ebony (biały metal)		875 zł
<input type="checkbox"/>	151-6109-05	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 1, para - szary ebony (biały metal)		940 zł
<input type="checkbox"/>	151-6213-05	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 2, para - szary ebony (biały metal)		1 100 zł

<input type="checkbox"/>	151-6309-05	Odchylane peloty piersiowe PU, rozmiar 3, para - szary ebony (biały metal)		1 295 zł
Zagłówki Everyday Seat				
<input type="checkbox"/>	151-6209-05VIN	Płaskie peloty zagłówka, rozmiar 1/2 - szary ebony winyl (dostępne tylko z pakietami poduszki)		330 zł
<input type="checkbox"/>	151-6209-05	Płaskie peloty zagłówka, rozmiar 1/2 - szary ebony (dostępne tylko z pakietami poduszek 01,02)		340 zł
<input type="checkbox"/>	151-6208-05VIN	Płaski zagłówek, rozmiar 1 i 2 - szary ebony winyl (dostępne tylko z pakietami poduszek 01VIN, 02VIN)		620 zł
<input type="checkbox"/>	151-6208-05	Płaski zagłówek, rozmiar 1 i 2 - szary ebony (dostępne tylko z pakietami poduszek 01,03 i 04)		625 zł
<input type="checkbox"/>	151-6105-05VIN	Profilowany zagłówek, rozmiar 1, z pokrowcem - szary winyl (dostępne tylko z pakietami poduszek)		855 zł
<input type="checkbox"/>	151-6105-05	Profilowany zagłówek, rozmiar 1, z pokrowcem - szary ebony (dostępne tylko z pakietami poduszek)		865 zł
<input type="checkbox"/>	151-6207-07VIN	Profilowany zagłówek, rozmiar 2, z pokrowcem - czarny winyl (dostępne tylko z pakietem poduszek)		860 zł
<input type="checkbox"/>	151-6207-06	Profilowany zagłówek, rozmiar 2, z pokrowcem - szary dove (dostępne tylko z pakietem poduszek)		865 zł
<input type="checkbox"/>	151-3751-05	Profilowany zagłówek, rozmiar 3 (neoprenowy, czarny)		1 285 zł
Inne zagłówki (wymagają elementów mocujących)				
<input type="checkbox"/>	151-1756	Uniwersalny element mocowania zagłówka		180 zł
<input type="checkbox"/>	137-699-05	Zagłówek wyprofilowany z poduszką		985 zł
<input type="checkbox"/>	137-699-05VIN	Zagłówek wyprofilowany z poduszką - winylowy		885 zł
<input type="checkbox"/>	117-699-05	Zagłówek profilowany potyliczny		710 zł
<input type="checkbox"/>	117-699-05VIN	Zagłówek profilowany potyliczny - winyl		710 zł
<input type="checkbox"/>	117-851-05	Zagłówek płaski z poduszką		500 zł
<input type="checkbox"/>	117-851-05VIN	Zagłówek płaski z poduszką - winylowy		620 zł
<input type="checkbox"/>	120-893-05	Peloty boczne do zagłówka płaskiego z pokrowcem		940 zł
<input type="checkbox"/>	120-893-05VIN	Peloty boczne do zagłówka płaskiego z pokrowcem - winylowe		520 zł
Peloty boczne				
<input type="checkbox"/>	151-6115-07VIN	Peloty boczne, rozmiar 1, para - czarny winyl		1 080 zł
<input type="checkbox"/>	151-6115-05	Peloty boczne, rozmiar 1, para - szary ebony		1 080 zł
<input type="checkbox"/>	151-6222-07VIN	Peloty boczne, rozmiar 2, para - czarny winyl		1 080 zł
<input type="checkbox"/>	151-6222-05	Peloty boczne, rozmiar 2, para - szary ebony		1 080 zł
<input type="checkbox"/>	151-6317-07VIN	Peloty boczne, rozmiar 3, para - czarny winyl		1 120 zł
<input type="checkbox"/>	151-6317-05	Peloty boczne, rozmiar 3, para - szary ebony		1 120 zł
<input type="checkbox"/>	151-6116-05	Peloty boczne, rozmiar 1, para - szary ebony (biały metal)		1 080 zł
<input type="checkbox"/>	151-6223-05	Peloty boczne, rozmiar 2, para - szary ebony (biały metal)		1 080 zł
<input type="checkbox"/>	151-6318-05	Peloty boczne, rozmiar 3, para - szary ebony (biały metal)		1 120 zł
Peloty miednicy				
<input type="checkbox"/>	151-6218-05VIN	Peloty miednicy, para, rozmiar 1/2 - szary ebony winyl		365 zł
<input type="checkbox"/>	151-6218-05	Peloty miednicy, para, rozmiar 1/2 - szary ebony		365 zł
<input type="checkbox"/>	151-6314-05VIN	Peloty miednicy, para, rozmiar 3 - szary ebony winyl		365 zł
<input type="checkbox"/>	151-6314-05	Peloty miednicy, para, rozmiar 3 - szary ebony		365 zł
<input type="checkbox"/>	151-6219-05	Peloty miednicy, para, rozmiar 1/2 - szary ebony winyl (biały metal)		365 zł
<input type="checkbox"/>	151-6315-05	Peloty miednicy, para, rozmiar 3 - szary ebony (biały metal)		365 zł
Poduszki odwodzące				
<input type="checkbox"/>	151-6224-07VIN	Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 - czarny winyl		685 zł
<input type="checkbox"/>	151-6224-05	Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 - szary ebony		695 zł
<input type="checkbox"/>	151-6320-07VIN	Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 - czarny winyl		695 zł
<input type="checkbox"/>	151-6320-05	Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 - szary ebony		695 zł
<input type="checkbox"/>	151-6225-05	Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 - szary ebony (biały metal)		695 zł
<input type="checkbox"/>	151-6321-05	Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 - szary ebony (biały metal)		695 zł
Podparcie klatki piersiowej				
<input type="checkbox"/>	137-808-05	Owalna uprząż piersiowa - czarna		555 zł
<input type="checkbox"/>	137-808-05VIN	Owalna uprząż piersiowa - czarna winylowa		460 zł
<input type="checkbox"/>	155-N001-L600	Małe szelki motylkowe i paski mocujące		810 zł
<input type="checkbox"/>	155-N001-L601	Średnie szelki motylkowe i paski mocujące		840 zł
<input type="checkbox"/>	155-N001-L602	Duże szelki motylkowe i paski mocujące		840 zł
<input type="checkbox"/>	155-N001-L603	Extra duże szelki motylkowe i paski mocujące		950 zł
<input type="checkbox"/>	133-625	EDS Poduszka na klatkę piersiową rozmiar 3		505 zł
Podparcie stóp				
<input type="checkbox"/>	152-1600	Sandały Rozmiar 1		425 zł
<input type="checkbox"/>	152-2600	Sandały Rozmiar 2		455 zł
<input type="checkbox"/>	152-3600	Sandały Rozmiar 3		475 zł
<input type="checkbox"/>	AH01	Obejmy na kostki		540 zł
<input type="checkbox"/>	173-2305	Małe opaski na kostki (używać z sandałami)		675 zł
<input type="checkbox"/>	173-3305	Duże opaski na kostki (używać z sandałami)		675 zł

<input type="checkbox"/>	117-787	25mm podkładki pod sandały (para) dla dzielonych podnóżków		220 zł
Podparcie miednicy				
<input type="checkbox"/>	151-1660	4-punktowe pasy miednicy - rozmiar 1		400 zł
<input type="checkbox"/>	151-2660	4-punktowe pasy miednicy - rozmiar 2		405 zł
<input type="checkbox"/>	151-3660	4-punktowe pasy miednicy - rozmiar 3		575 zł
<input type="checkbox"/>	117-1860	Pas 2-punktowe - rozmiar 1		205 zł
<input type="checkbox"/>	117-2860	Pas 2-punktowe - rozmiar 2		210 zł
<input type="checkbox"/>	117-3860	Pas 2-punktowe - rozmiar 3		215 zł

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Maksymalna waga użytkownika	30kg	50kg	100kg
Waga - siedzisko i baza Hi-Low	29,5kg	34kg	49kg
Wysokość siedziska (podstawa Hi-Low)	250-600mm	320-600mm	450-600mm
Szerokość siedziska	160-280mm	260-380mm	340-500mm
Głębokość siedziska (standardowa)	150-280mm	230-380mm	330-480mm
Głębokość siedziska wydłużona)		300-450mm	
Szerokość klatki piersiowej	150-220mm	170-240mm	240-370mm
Wysokość oparcia	150-250mm	200-300mm	450-630mm
Kąt oparcia	Przód 10°; Tył 30°	Przód 10°; Tył 30°	Przód 10°; Tył 30°
Wysokość podłokietnika	150-250mm	200-300mm	450-630mm
Długość podudzia	150-250mm	250-450mm	250-450mm
Kąt podudzia	- 10°; + 50°	- 10°; + 50°	- 10°; + 50°
Kąt podnóżka	- 15°; + 10°	- 15°; + 10°	- 15°; + 10°
Przechylenie siedziska	Przód 10°; Tył 30°	Przód 10°; Tył 30°	Przód 10°; Tył 30°