

GEMINO 30
carbon

GEMINO 30M
carbon

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Balkonik 4-kołowy to świetny sposób aby zachować niezależność i prowadzić aktywny tryb życia. Ludzie którzy potrzebują trochę wsparcia równowagi oraz aby często siadać mogą skorzystać z balkonika. Produkty te ułatwiają poruszanie się oferując wsparcie fizyczne, bezpieczeństwo i stabilność. Idealne dla seniorów lub



GEMINO 30 Carbon

Lekki balkonik 4-kołowy klasy Premium z włókna węglowego

Balkonik Gemino 30 Carbon jest bardzo lekki z opatentowanym systemem składania i eleganckim designem. Dzięki niewielkiej wadze jest łatwy do transportu lub przechowywania oraz bardzo zwrotny w ciasnych przestrzeniach. Dzięki temu ten 4-kołowy balkonik jest idealnym towarzyszem na co dzień i w podróży.

Włókno węglowe jest niezwykle mocne i solidne a jednocześnie lekkie, dlatego też jest stosowane wszędzie tam, gdzie produktowi stawiane są wysokie wymagania. Pomimo bardzo niskiej wagi balkonik jest niezwykle stabilny i zawsze zapewnia bezpieczne toczenie w pomieszczeniach i na zewnątrz – kostka brukowa czy nierówne ścieżki nie stanowią problemu.



// OPATENTOWANY SYSTEM SKŁADANIA

Dzięki opatentowanemu systemowi składania, balkonik składa się do kompaktowych rozmiarów i automatycznie blokuje na swoim miejscu. Razem z niską wagą, produkt może być łatwo podnoszony i chowany – nawet za pomocą jednej ręki, jeśli to konieczne.

// KOŁA KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

Duże koła umożliwiają wygodne chodzenie – w każdym terenie.



// ANATOMICZNA RĘKOJEŚCI

Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty do pchania zapewniają dodatkowy komfort i pewne wsparcie podczas chodzenia.

// RĄCZKI DO PCHANIA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Prosta regulacja wysokości z funkcją pamięci zapewnia wyprostowaną postawę minimalizując "garbienie się".



// ZWIĘKSZONA PRZESTRZEŃ SIEDZISKA

Szerokie ustawione, równoległe przednie rury zapewniają niczym niezakłóconą przestrzeń dla wygodnego siedzenia.

// ŁATWA PRZENOSZENIE ZAKUPÓW

Dużo do noszenia? Zaawansowaną siatkową torbę można łatwo otworzyć jedną ręką, oferuje dużo miejsca na zakupy i udźwig do 5 kg.

Gemino 30 Carbon jest lojalnym towarzyszem wewnątrz i na ze-

Ciasne przestrzenie? Przy szerokości tylko 800 mm, możesz poruszać się w wąskich i małych przestrzeniach. Możesz również bezpiecznie manewrować w jeszcze ciaśniejszych miejscach, częściowo składając rollator.



Potrzebujesz przerwy? Wbudowane siedzisko połączone z oparciem i szeroką przestrzenią pozwala w razie potrzeby na komfortowy wypoczynek. Odpręż się i zrelaksuj.



PRAKTYCZNE AKCESORIA DLA CIEBIE

Balkoniki Gemino są nie tylko łatwe w regulacji, ale i dostępne z pełną gamą atrakcyjnych akcesoriów ułatwiających codzienne życie.

Wybierz opcje, które odpowiadają Twoim potrzebom: stylowa torba, praktyczny uchwyt na kule lub wygodne oparcie pleców.

// KOLOROWY ZAAWANSOWANE TORBY

Uzupełnij Gemino stylową, zamykaną torbą w swoim ulubionym kolorze. Zuchwytymii paskiem naramiędółatwego przenoszenia.



-dołączaj i usuwaj jednym kliknięciem. Prosta obsługa jedną ręką.



Czarna



Alcantara



Szara



Miętowa



Czerwona



Niebieska



Zielona



Różowa





// PODPARCIE PLECÓW

Zapewnia wsparcie, aby wygodnie i bezpiecznie siedzieć, gdy nadejdzie czas na przerwę. Nie ma potrzeby wyjmowania podczas składania balkonika.




// REGULOWANE PODPARCIE PLECÓW

Aby uzyskać dodatkowy komfort, wybierz duże, miętko wyściełane oparcie pleców. Szybka regulacja, łatwo składa się razem z balkonikiem.



// STOLIK

Praktyczny stolik z uchwytem na kubek umożliwia bezpieczne i łatwe transportowanie żywności i napojów.




// UCHWYT NA KULE

Zapewnia bezpieczne zapięcie kuli lub laski podczas chodzenia. Łatwy w montażu, łatwy dostęp.



// UWCHYT UNIWERSALNY

Nadaje się do dopasowania wybranych akcesoriów osobistych.



// OŚWIETLENIE

Zapewnia dobrą widoczność w ciemności – dla dodatkowego bezpieczeństwa.



// HAMULEC JEDNORĘCZNY

Wygodne i bezpieczne użytkowanie jedną ręką.



// HAMULEC ODWRÓCONY

Balkonik natychmiast przestaje się poruszać po zwolnieniu hamulca.

Dane techniczne

GEMINO 30 Carbon // BALKONIK

		Gemino 30 Carbon	Gemino 30M Carbon
Wys. całkowita, od podłoża do góry rączek do pchania	mm	780 - 1000	730 - 880
Długość całkowita	mm	850	850
Szerokość całkowita	mm	800	800
Szerokość między rączkami do prowadzenia	mm	470	470
Wysokość siedziska	mm	620	550
Wysokość po złożeniu	mm	800	760
Długość po złożeniu	mm	650	650
Szerokość po złożeniu	mm	230	230
Premień skrętu	mm	840	840
Przednie/tylne koła	mm	200 x 36	200 x 36
Waga całkowita bez koszyka	kg	5,6	5,4
Waga koszyka, standardowa	kg	0,3	0,3
Maksymalna waga użytkownika	kg	150	130
Maksymalne obciążenie koszyka	kg	5	5
Rekomendowany wzrost użytkownika	mm	1500 - 2000	1350 - 1700



Zeskanuj kod QR aparatem swojego telefonu, aby zobaczyć więcej informacji.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38



E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl