



*“Dzięki wózkowi Navix poruszanie się po domu stało się o wiele łatwiejsze.”*

NAVIX to przede wszystkim doskonała zwrotność i manewrowalność w małych pomieszczeniach uzyskana dzięki kompaktowemu napędowi na przednie koła. Navix umożliwia wykonywanie ostrych skrętów w pomieszczeniach i ułatwia pokonywanie przeszkód, takich jak progi np. w pobliskim sklepie spożywczym. Navix jest przyjazny dla użytkownika, umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb, ponadto ułatwia transfer użytkownika na łóżko, do samochodu, korzystanie z toalety itd.

Navix zwiększa mobilność użytkownika, gdyż pojazd o tak małych rozmiarach zmieści się nawet w niewielkim samochodzie.





- **Lepsza zwrotność z napędem na przednie koła**
  - Mniejszy kąt skręcania,
  - lepsze pokonywanie przeszkód.
- **Compact**
  - Łatwość przewożenia: zmieści się w małym samochodzie
  - Łatwość (de)montażu, tylko kilka sekund.
  - Całkowita szerokość wózka Navix została ograniczona do 570 mm.
- **Łatwość obsługi**
  - Nachylenie siedziska/oparcia.
  - Regulacja głębokości siedziska w zakresie 38-50 cm.
  - Elementy podnóżka, które wskazują całkowitą szerokość wózka.
  - Ułatwiony transfer użytkownika z wózka dzięki odchylanym podłokietnikom.
  - Zmiana wysokości siedziska- 40,45,50 cm.
  - Regulacja wysokości / podłokietników / możliwość rozszerzania na boki.
- **Możliwość użytkowania na zewnątrz.**
  - 60 mm prześwitu pod wózkiem.
  - Duże z bieżnikiem przednie koła zapewniające lepszą przyczepność podczas jazdy na zewnątrz.
- **Opcjonalnie wózek można wyposażać w automatyczną windę.**

**NAVIX** można personalizować do konkretnego użytkownika. Oprócz dużych możliwości adaptacyjnych wózek można doposażyć w wiele opcji, które nie tylko zagwarantują komfort ale będą miały też znaczenie terapeutyczne.



570	400	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	945	380-500	580	130
570	450	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	945	380-500	580	130
620	500	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	945	380-500	580	130

Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg, 1,5).

79	2x12V 38Ah	2 x 220 W	6 km/h	20 km	9°	9°	60	1250	przednie: pompo- wane 317,5x57,15 tylne: Krypton 200x50

