

GEMINO 30 / 30 M WALKER



Rev. 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2023)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta		Adres dostawy	Taki, jak do faktury
Nr Kl.:		Nr Kl.:	
Nazwa:		Nazwa:	
Ulica:		Ulica:	
Miasto:		Miasto:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tel.:		Tel.:	
Informacje o zamówieniu			
Zamówienie	Kalkulacja	Nr zamówienia:	
Gemino 30 Walker			ważny od 1.10.2022
Gemino 30 M Walker			

Cena od: 2950 PLN

WYMIARY



	Gemino 30 Walker	Gemino 30 M Walker
A Wysokość całkowita	980 - 1150 mm	840 - 1000 mm
B Długość całkowita	650 mm	650 mm
C Szerokość całkowita	610 mm	610 mm
D Odległość między rączkami do prowadzenia	255 mm	255 mm
E Wysokość siedziska	620 mm	550 mm
Wysokość po złożeniu	970 mm	890 mm
Długość po złożeniu	650 mm	650 mm
Szerokość po złożeniu	355 mm	355 mm
Średnica skrętu	840 mm	840 mm
F Przednie koła / tylne koła	200 x 36 mm	200 x 36 mm
Waga całkowita bez koszyka/torby	10,6 kg	10,4 kg
G Waga koszyka/torby, standardowego	0,3 kg	0,3 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg	130 kg
Maksymalne obciążenie koszyka/torby	5 kg	5 kg
Rekomendowany wzrost użytkownika	1500 - 2000 mm	1350 - 1700 mm

ROZMIARY I KOLORY		PLN	Ilość
Gemino 30 Walker			
7100020	Gemino 30 Walker, Szary	2950	
Gemino 30 M Walker			
7100220	Gemino 30 M Walker, Szary	2950	

AKCESORIA		PLN	Ilość
Koszyki/torby do Gemino 30 Walker and Gemino 30 M Walker			
9012314	Koszyk/torba, zaawansowana, Czarna	445	
9012315	Koszyk/torba, zaawansowana, Czarna alcantara	445	
9012316	Koszyk/torba, zaawansowana, Grafitowa	445	
9012317	Koszyk/torba, zaawansowana, Miętowa	445	
9012318	Koszyk/torba, zaawansowana, Czerwona	445	
9012319	Koszyk/torba, zaawansowana, Niebieska	445	
9012320	Koszyk/torba, zaawansowana, Zielona	445	
9012321	Koszyk/torba, zaawansowana, Różowa	445	
7104006	Koszyk/torba, zaawansowana, zamykana na suwak i z uchwytyami, czarna/czarna	175	
7104024	Koszyk/torba, zaawansowana, zamykana na suwak i z uchwytyami, brązowa/czarna	175	
7104022	Koszyk/torba, zaawansowana, zamykana na suwak i z uchwytyami, niebieska/czarna	175	
7104023	Koszyk/torba, zaawansowana, zamykana na suwak i z uchwytyami, różowa/czarna	175	
Pozostałe akcesoria			
7109011	Uchwyt na kule	25	
7109140	Stolik	55	
7109060	Parasolka, Czarna	380	
7109050	Koszyk na butlę tlenową	135	
7109080	Hamulec spowalniający, zestaw (4)	299	
7109090	Uchwyt uniwersalny	35	
7109095	Oświetlenie	69	
7109100	Stojak na kroplówkę	245	
9009329	SpeedControl, zestaw (maksymalna waga użytkownika 100 kg) (3)	1460	
9012063	Hamulec jednoręczny, zestaw (do użytku po lewo/prawo) (1)	170	
9011971	Hamulec odwrócony, zestaw (5)	120	
9011988	Drażek stabilizujący	160	

- (1) Not with reverse brake
(2) Not with one hand brake
(3) Not with slowdown brake
(4) Not with speedcontrol

GEMINO 30 Walker/ 30 MWalker		PLN
Cena podstawy		
Cena wybranych opcji		
Pakowanie i transport		
Bez VAT		
Cena całkowita bez VAT		
VAT		
Cena całkowita z VAT		

Data			Podpis
------	--	--	--------

Dzień Miesiąc Rok



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

GEMINO AKCESORIA

KOSZYKI/TORBY, ZAAWANSOWANE



// 9012314⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
czarna/czarna



// 9012315⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
alcantara/czarny



// 9012316⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
szara/czarna



// 9012317⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
miętowa/czarna



// 9012318⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
czerwona/czarna



// 9012319⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
niebieska/czarna



// 9012320⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
zielona/czarna



// 9012321⁽¹⁾
Koszyk/torba, zaawansowana,
różowa/czarna

KOSZYKI/TORBY, ZAAWANSOWANE



// 7104006⁽¹⁾ Koszyk/torba,
zzaawansowana, zamykana na
suwak i z uchwytami, czarna/



// 7104025⁽¹⁾ Koszyk/torba,
zzaawansowana, zamykana na
suwak i z uchwytami, szary/



// 7104024⁽¹⁾ Koszyk/torba, zaa-
wansowana, zamykana na su-
wak i z uchwytami, brązowa/




// 7104022⁽¹⁾ Koszyk/torba, zaa-
wansowana, zamykana na su-
wak i z uchwytami, niebieska/



// 7104023⁽¹⁾ Koszyk/torba,
zzaawansowana, zamykana na
suwak i z uchwytami, różowa/

Łatwa personalizacja dzięki
7 kolorom ramy.



KOSZYKI/TORBY – GEMINO 30 S



// 7104007⁽¹⁾
Koszyk/torba, czarna/czarna



// 7104035
Koszyk/torba, szara/czarna na-
druk



// 7104032
Koszyk/torba, niebieski/czarna
nadruk



// 7104033
Koszyk/torba, różowy/czarna
nadruk

(1) Niedostępny dla Gemino 60 M/60 M Walker.

GEMINO AKCESORIA

POZOSTAŁE AKCESORIA



// 7109011
Uchwyt na kule



// 7109140
Stolik



// 9012220 & 9012221⁽²⁾ ⁽³⁾
Pas stabilizujący lędźwiowo-
krzyżowy



// 9012222⁽³⁾
Regulowany, komfortowy, pas
stabilizujący lędźwiowo-
krzyżowy



// 7109060
Parasolka, Czarna



// 7109050 & 7109051
Koszyk na butlę tlenową



// 9012063⁽²⁾
Hamulec jednoręczny



// 7109080
Hamulec spowalniający



// 7109090
Uchwyt uniwersalny



// 7109095
Oświetlenie



// 7109100
Stojak na kroplówkę



// 9011971
Hamulec odwrócony, zestaw



// 9011988
Drażek stabilizujący



// 9009329
Speedcontrol



// 9012281⁽⁴⁾
Dłuższe rączki do prowadzenia,
zestaw

(2) Niedostępne dla Gemino 60/60 M &
Gemino 60/60 M Walker.

(3) Niedostępne dla Gemino 30/30 M
Walker & Gemino 60/60 M Walker.

(4) Niedostępne dla Gemino 30 M