

Q400[®] M/F/R z SEDEO[®] LITE



Ref. 2/2024 (Obowiązuje do 31.12.2024)



FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Errors and omissions excepted.

| Dane do faktury / Nr klienta | | | Adres dostawy | Taki, jak do faktury |
|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Nr Kl.: | | | Nr Kl.: | |
| Nazwa: | | | Nazwa: | |
| Ulica: | | | Ulica: | |
| Miasto: | | | Miasto: | |
| E-Mail: | | | E-Mail: | |
| Tel.: | | | Tel.: | |
| Informacje o zamówieniu | | | Waga użytkownika | |
| Zamówienie | Kalkulacja | Built-4-Me [®] | Max. waga użytkownika: 136 kg | |
| Nr zamówienia: | | | Waga użyt.: | kg |
| Art. No.: Q400 M: 2280040M-300, Q400 F: 2280040F-000, Q400 R: 2280040R-000 | | | | |
| Data zam.: Dzień | Miesiąc | Rok | | |

Cena od: **23.500 PLN**

Wymiary użytkownika

| | | |
|----|------------------------------|----|
| a) | Od siedz. do czubka głowy | mm |
| b) | Od siedz. do wys. ramion | mm |
| c) | Od siedziska pod pachę | mm |
| d) | Od siedziska do łokci | mm |
| e) | Od siedziska do kolczy biod. | mm |
| f) | Szerokość ramion | mm |
| g) | Szerokość tułowia | mm |
| i) | Szerokość bioder | mm |
| j) | Głębokość siedziska | mm |
| m) | Długość stóp | mm |
| n) | Długość podudzi | mm |
| o) | Szerokość siedziska | mm |



Specyfikacja siedziska

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL | | Typ siedziska | SEDEO LITE |
| Typowa waga wózka | Bez akumulatorów 140 kg | Zakres rozmiaru siedziska | Szerokość 385 - 510 mm, głębokość 410 - 560 mm |
| | Z akumulatorami 165 kg | Wys. od podłoża do siedz. | 415 mm - 490 mm |

Specyfikacja podstawy MWD

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Max. waga użyt. | 136 kg | Koła napędowe | 13" / 14" koła napędowe (czarne) |
| Wymiary podstawy | Szerokość Min. 620 mm | Koła skrętne | 7" Front / 7" Rear (Czarne) |
| Sterowniki | VR2, Opcjonalnie R-Net | Ładowarka | 8 A Dual Mode |
| Zasięg | Do 40 km | Pojemność akumulatorów | 50, 60 i 80 Ah |
| Silniki | 2-biegunowe 6/10 km/h, 4-biegunowe 6/8/10 km/h | Akcenty kolorystyczne | 4 akcenty kolorystyczne |
| Prześwit | 70 mm | Kolor ramy | Czarny |

Specyfikacja podstawy FWD

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Max. waga użyt. | 136 kg | Koła napędowe | 13" / 14" koła napędowe (czarne) |
| Wymiary podstawy | Szerokość Min. 610 mm | Koła skrętne | 9" tylne (czarne) |
| Sterowniki | VR2, Opcjonalnie R-Net | Ładowarka | 8 A Dual Mode |
| Zasięg | Do 40 km | Pojemność akumulatorów | 50, 60 i 80 Ah |
| Silniki | 2-biegunowe 6/10 km/h, 4-biegunowe 6/8/10 km/h | Akcenty kolorystyczne | 4 akcenty kolorystyczne |
| Prześwit | 65 mm | Kolor ramy | Czarny |

Specyfikacja podstawy RWD

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Max. waga użyt. | 136 kg | Koła napędowe | 13" / 14" koła napędowe (czarne) |
| Wymiary podstawy | Szerokość Min. 610 mm | Koła skrętne | 9" przednie (czarne) |
| Sterowniki | VR2, Opcjonalnie R-Net | Ładowarka | 8 A Dual Mode |
| Zasięg | Do 40 km | Pojemność akumulatorów | 50, 60 i 80 Ah |
| Silniki | 2-biegunowe 6/10 km/h, 4-biegunowe 6/8/10 km/h | Akcenty kolorystyczne | 4 akcenty kolorystyczne |
| Prześwit | 65 mm | Kolor ramy | Czarny |

Podstawa napędowa**Podstawa napędowa Q400**

PLN

| | | |
|-----------|--|-------|
| QPL000031 | Q400 M (MWD- napęd na oś środkową) | 23500 |
| QPL000032 | Q400 F (FWD - napęd na oś przednią) | 23500 |
| QPL000033 | Q400 R (RWD - napęd na oś tylną) | 23500 |

Ustawienie zawieszenia (tylko MWD)

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL150001 | Standardowe zawieszenie | STD |
| QPL150002 | Wzmocnione zawieszenie Zalecane z modułem podnoszenia/pochylania siedziska QPL130009; Zalecane ze elektrycznym przechyleniem siedziska (QPL130004/QPL130012/QPL130007. Dla użytkowników o wadze powyżej 75 kg | 0 |

Silniki

PLN

Podstawa napędowa MWD

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL180011 | 2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Standardowe | STD |
|-----------|---|-----|

Podstawa napędowa MWD/FWD/RWD

| | | |
|-----------|--|------|
| QPL180012 | 2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Wzmocnione | STD |
| QPL180013 | 2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione Jeśli wybrano FWD: wysoce zalecane z systemem kontroli trakcji | 1720 |
| QPL180009 | 4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph (Silniki 8 km/h ze zredukowaną prędkością) | 1950 |
| QPL180010 | 4-Biegunowe, 8 km/h / 5 mph | 1950 |
| QPL180007 | 4-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph Jeśli wybrano FWD: wysoce zalecane z systemem kontroli trakcji | 2150 |

Trakcja

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110009 | System kontroli trakcji dla R-Net (GYRO Technology) | 1720 |
| QPL110014 | Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net | 0 |

Koła napędowe 

PLN

Podstawa napędowa MWD/FWD/RWD

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL070065 | Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne | STD |
| QPL070069 | Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne | 230 |
| QPL070034 | Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne | STD |
| QPL070033 | Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne | 280 |

Podstawa napędowa FWD/RWD

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL070032 | Koła napędowe, 14", Pompowane, Typ-V, Czarne | STD |
| QPL070031 | Koła napędowe, 14", Pełne, Typ-V, Czarne | 280 |

Koła samonastawne 

PLN

Podstawa napędowa MWD

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| QPL080213 | Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne | STD |
|-----------|--------------------------------------|-----|

Podstawa napędowa FWD

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL080210 | Koła samonastawne, 9", Pełne, Czarne | STD |
| QPL080211 | Koła samonastawne, 9", Pompowane, Czarne | 0 |

Podstawa napędowa RWD

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL080210 | Koła samonastawne, 9", Pełne, Czarne | STD |
| QPL080211 | Koła samonastawne, 9", Pompowane, Czarne | 0 |
| QPL080212 | Koła samonastawne, 10", Pompowane, Czarne Tylko z Koła napędowe 14" | 0 |
| QPL080058 | Koła samonastawne, 10", Pełne, Czarne Tylko z Koła napędowe 14" | STD |

Błotniki (Tylko FWD/RWD) 

PLN

| | | |
|-----------|---------------------------------|-----|
| QPL010007 | Błotniki, Koła napędowe | 115 |
| QPL010008 | Błotniki, Koła samonastawne, 9" | 89 |

Podstawa napędowa**Element do pokonywania krawężników (Tylko RWD)**

PLN

| | | |
|-----------|------------------------------------|------|
| QPL090038 | Element do pokonywania krawężników | 2650 |
|-----------|------------------------------------|------|

Akcenty kolorystyczne

PLN

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----|
| QPL140005 | Zielone jabłko (RAL 110 70 77) | 0 |
| QPL140004 | Czarny (RAL 9005) | STD |
| QPL140006 | Pomarańczowy (RAL 060 60 80) | 0 |
| QPL140007 | Srebrny (RAL 9006) | 0 |

Oświetlenie i kierunkowskazy LED 

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110201 | Oświetlenie i kierunkowskazy LED Wymagany QPL110030 Moduł oświetleniowy VR2 lub QPL110032 Moduł sterowania siłownikiem i oświetleniem, R-Net, ISM-6L | 1350 |
| QPL110202 | Oświetlenie LED zintegrowane z błotnikiem Wymagany moduł oświetlenia QPL110031, R-Net LM - Brak homologacji drogowej i bez kierunkowskazów | 680 |
| QPL110209 | Bez oświetlenia i kierunkowskazów | - |

Wysokość siedziska Mierzona od przodu siedziska do podłogi. Uzyskaj wycenę, aby zweryfikować wysokość siedziska od podłogi

PLN

| | | |
|-------|--|---|
| SH415 | 415 mm Niedostępne z Akumulatory 80 Ah; Tylko z QPL130009 Moduł winda/el. przechylenie siedziska (0° - 30°) lub QPL130006 Moduł winda/el. przechylenie siedziska (0° - 50°), Tylko z QPL030147 Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° | - |
| SH44 | 440 mm | - |
| SH465 | 465 mm | - |
| SH49 | 490 mm | - |

Akumulatory i ładowarki 

PLN

Akumulatory

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL160003 | Akumulatory, 50 Ah, żelowe, bezobsługowe | STD |
| QPL160001 | Akumulatory, 60 Ah, żelowe, bezobsługowe | 515 |
| QPL160005 | Akumulatory, 80 Ah, żelowe, bezobsługowe Tylko z ładowarką 220 V / 10 A aby skrócić czas ładowania | 860 |
| QPL160009 | Bez akumulatorów | 0 |

Ładowarki

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL160101 | Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A | STD |
| QPL160100 | Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK | - |
| QPL160102 | Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54 | 1420 |
| QPL160103 | Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK | 1590 |
| QPL160104 | Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A | 1590 |
| QPL160109 | Bez ładowarki | 0 |

Siedzisko elektryczne**Opcje elektryczne siedziska**

PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| QPL130011 | Przechylenie siedziska, manualne, regulacja na śrubach (0°, 3°, 6°, 9°, ustawione fabrycznie 6°) | STD |
| QPL130004 | Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 30° Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net: Wymagane QPL110032 | 2625 |
| QPL130012 | Przechylenie siedziska, elektryczne, -5° - 25° Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net: Wymagane QPL110032, Niedostępne z wysokość siedziska 415 lub 440 mm | 2625 |
| QPL130007 | Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 50° Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net: Wymagane QPL110032, Tylko z QPL030147 Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi; Niedostępne z QPL000033 Q400 R (Tylko podstawa RWD) | 3045 |
| QPL130009 | Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne (0° - 30°) Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net: Wymagane QPL110032 | 7500 |
| QPL130006 | Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne (0° - 50°) Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net: Wymagane QPL110032, Tylko podstawa M, Tylko z QPL030147 Oparcie, regulowane za pomocą narzędzi, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106 | 7500 |

Funkcja C-Me Tylko z podstawą M i R oraz QPL130009 lub QPL130006 PLN

| | | |
|-----------|---|---|
| QPL110034 | Funkcja C-Me, Aktywna Maks. prędkość 4.5 km/h z podniesioną windą (Kąt przechylenia siedziska <9°) | – |
| QPL030155 | Funkcja C-Me, Nieaktywna Maks. prędkość 1.5 km/h z podniesioną windą | – |

Rama oparcia PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| QPL030147 | Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° | STD |
| QPL030148 | Oparcie, manualna regulacja kąta, obsługiwana przez użytkownika, 85° - 120° | 2250 |
| QPL030149 | Oparcie, elektryczna regulacja kąta 85° - 120° Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net: Wymagane QPL110032 | 2750 |

Opcje oparcia  PLN

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL030156 | Oparcie, stałe Niewymagane w przypadku wyboru oparcia SEDEO PRO lub interfejsu SEDEO PRO | STD |
| QPL030098 | Oparcie, składane, Quick Release Niewymagane w przypadku wyboru oparcia SEDEO PRO lub interfejsu SEDEO PRO | 400 |

Rozmiar ramy oparcia PLN

| | | |
|-----------|---|---|
| QPL030154 | Rama oparcia, z regulacją szerokości, 385 - 485 mm Niewymagane w przypadku wyboru oparcia SEDEO PRO lub interfejsu SEDEO PRO | – |
| QPL030155 | Rama oparcia, z regulacją szerokości, 460 - 510 mm Niewymagane w przypadku wyboru oparcia SEDEO PRO lub interfejsu SEDEO PRO | – |

Typy poduszek oparcia  PLN**Oparcie tapicerkowe (Patrz sekcja A)**

| | | |
|-----------|--|---|
| QPL030150 | Standardowa tapicerka oparcia z możliwością regulacji napięcia za pomocą pasów | – |
|-----------|--|---|

SEDEO LITE (Patrz sekcja B)

| | | |
|-----------|------------------------------|---|
| QPL030151 | SEDEO LITE, Poduszka oparcia | – |
|-----------|------------------------------|---|

SEDEO PRO (Patrz sekcja C)

| | | |
|-----------|--|---|
| QPL030104 | SEDEO PRO, Elastyczna poduszka oparcia Dla podłokietników QML040039, QML040123 i QML040022 dostępne tylko z BW odpowiadającym SW lub mniejszym, Dla podłokietników QML040021 i QML040019 dostępne z BW do 80 mm szerszym niż SW, Niedostępne z Podłokietniki, odchylane (QML040039) lub Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu (QPL040123) w SW38-SW44 | – |
|-----------|--|---|

JAY J3 (Patrz sekcja D)

| | | |
|-----------|--------------------------|---|
| QPL030054 | JAY J3, Poduszka oparcia | – |
|-----------|--------------------------|---|

JAY Shape (Patrz sekcja E)

| | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| QPL030152 | JAY Shape, Poduszka oparcia | – |
|-----------|-----------------------------|---|

Interfejsy

| | | |
|-----------|--|---|
| QPL030153 | SEDEO LITE, Tylko interfejs | – |
| QPL030055 | JAY J3, Tylko interfejs | – |
| QPL030106 | SEDEO PRO, Tylko interfejs Dla podłokietników QML040039, QML040123 i QML040022 dostępne tylko z BW odpowiadającym SW lub mniejszym, Dla podłokietników QML040021 i QML040019 dostępne z BW do 80 mm szerszym niż SW | – |
| QPL030209 | Bez Poduszki oparcia | – |

A – Wymiary oparcia materiałowego (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska) PLN**Szerokość oparcia**


| | | |
|-------|--------|---|
| BW385 | 385 mm | – |
| BW41 | 410 mm | – |
| BW435 | 435 mm | – |
| BW46 | 460 mm | – |
| BW485 | 485 mm | – |
| BW51 | 510 mm | – |

Wysokość oparcia

| | | |
|-------|--------|---|
| BH46 | 460 mm | – |
| BH485 | 485 mm | – |
| BH51 | 510 mm | – |

| A – SEDEO, Peloty piersiowe | | PLN |
|------------------------------------|--|------|
| QPL030607 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa | 1670 |
| QPL030608 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa | 1670 |
| QPL030609 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Krótka poduszka, 90 x 120 mm, Prawa | 1670 |
| QPL030610 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Krótka poduszka, 90 x 120 mm, Lewa | 1670 |

| B – SEDEO LITE, Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska) | | PLN |
|---|--------|-----|
| Szerokość poduszki oparcia | | |
| BW385 | 385 mm | – |
| BW41 | 410 mm | – |
| BW435 | 435 mm | – |
| BW46 | 460 mm | – |
| BW485 | 485 mm | – |
| BW51 | 510 mm | – |

| B – SEDEO LITE, Poduszki oparcia  | | PLN |
|---|---|------|
| QPL030130 | SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Wysokość 500 mm, Pokrowiec komfortowy | 1190 |
| QPL030131 | SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Z regulacją za pomocą pasów, Wysokość 600 mm, Pokrowiec komfortowy | 1600 |
| QPL030132 | SSEDEO LITE, Pod. oparcia, Głęboki kontur Pasywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 600 mm, Pokrowiec komfortowy Niedostępne z Podłokietniki, odchylane (QML040039) lub Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu (QPL040123) | 1700 |
| QPL030133 | SEDEO LITE, Pod. oparcia, Głęboki kontur Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 600 mm, Pokrowiec komfortowy | 1700 |

| B – SEDEO, Peloty piersiowe | | PLN |
|------------------------------------|--|------|
| QPL030607 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa | 1670 |
| QPL030608 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa | 1670 |
| QPL030609 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Krótka poduszka, 90 x 120 mm, Prawa | 1670 |
| QPL030610 | SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Krótka poduszka, 90 x 120 mm, Lewa | 1670 |

| C – SEDEO PRO, Wymiary oparcia | | PLN |
|---------------------------------------|--|-----|
| Szerokość oparcia | | |
| BW38 | 380 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 mm | – |
| BW42 | 420 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 - 420 mm | – |
| BW46 | 460 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 420 - 460 mm | – |
| BW50 | 500 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 460 - 500 mm | – |
| BW54 | 540 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 500 - 540 mm | – |
| BW56 | 560 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 520 - 560 mm | – |
| Wysokość oparcia | | |
| BH44 | 440 mm, Dla efektywnej wysokości oparcia 440 - 500 mm | – |
| BH50 | 500 mm, Dla efektywnej wysokości oparcia 500 - 560 mm | – |
| BH56 | 560 mm, Dla efektywnej wysokości oparcia 560 - 620 mm | – |

| C – SEDEO PRO, Poduszki oparcia | | PLN |
|--|--|-----|
| QPL030115 | SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Pasywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów Niedostępne z Podłokietniki, odchylane (QML040039) lub Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu (QPL040123) | 635 |
| QPL030116 | SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Aktywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów Niedostępne z Podłokietniki, odchylane (QML040039) lub Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu (QPL040123) | 635 |
| QPL030117 | SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Extra Głęboki kontur, Aktywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów Niedostępne z Podłokietniki, odchylane (QML040039) lub Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu (QPL040123) | 745 |

| C – SEDEO PRO, Pokrowce poduszek oparcia | | PLN |
|---|---|-----|
| QPL030059 | Pokrowiec poduszki oparcia, przeciw inkontynencji | STD |
| QPL030108 | Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy | 475 |

D – JAY J3, Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska) PLN

| | | |
|-----------|---|---|
| JAY030110 | Oparcie JAY J3, Rozmiar, 360 mm | – |
| JAY030111 | Oparcie JAY J3, Rozmiar, 410 mm Tylko z szerokość siedziska 410 i 435 mm | – |
| JAY030112 | Oparcie JAY J3, Rozmiar, 460 mm Tylko z szerokość siedziska 460 i 485 mm | – |
| JAY030113 | Oparcie JAY J3, Rozmiar, 510 mm | – |

D – Oparcia JAY J3, Płytki kontur  PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| JAY030010 | Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm | 3420 |
| JAY030033 | Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm | 3420 |
| JAY030012 | Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm | 3420 |
| JAY030019 | Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm | 3420 |
| JAY030025 | Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm | 3420 |

D – Oparcia JAY J3, Średni kontur  PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| JAY030011 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm | 3420 |
| JAY030018 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm | 3420 |
| JAY030013 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm | 3420 |
| JAY030020 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm | 3420 |
| JAY030026 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm | 3420 |
| JAY030016 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Do wysokości ramion, Krótkie, 530 mm | 3420 |
| JAY030023 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Do wysokości ramion, Średnie, 570 mm | 3420 |
| JAY030029 | Oparcie JAY J3, Średni kontur, Do wysokości ramion, Wysokie, 610 mm | 3420 |

D – Oparcia JAY J3, Środkowy, głęboki kontur  PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| JAY030041 | Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm | 3420 |
| JAY030045 | Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm | 3420 |
| JAY030042 | Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm | 3420 |
| JAY030046 | Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 500 mm | 3420 |
| JAY030043 | Oparcie JAY J3, Środkowy, głęboki kontur, Do wysokości ramion, Krótkie, 530 mm | 3420 |
| JAY030047 | Oparcie JAY J3, Środkowy, głęboki kontur, Do wysokości ramion, Średnie, 570 mm | 3420 |
| JAY030048 | Oparcie JAY J3, Środkowy, głęboki kontur, Do wysokości ramion, Wysokie, 610 mm | 3420 |
| JAY030049 | Oparcie JAY J3, Środkowy, głęboki kontur, Extra głęboki, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm | 3420 |
| JAY030050 | Oparcie JAY J3, Środkowy, głęboki kontur, Extra głęboki, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm | 3420 |

D – Oparcia JAY J3, Głęboki kontur  PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| JAY030014 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Krótkie, 420 mm | 3420 |
| JAY030021 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm | 3420 |
| JAY030027 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 500 mm | 3420 |
| JAY030017 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Do wysokości ramion, Krótkie, 530 mm | 3420 |
| JAY030024 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Do wysokości ramion, Średnie, 570 mm | 3420 |
| JAY030030 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Do wysokości ramion, Wysokie, 610 mm | 3420 |
| JAY030051 | Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Extra głęboki, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm | 3420 |

D – Oparcia JAY J3, Elementy do wyrównania kręgosłupa  **PLN****Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini I**

| | | |
|-----------|---|-----|
| JAY090059 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini I, 360 mm | 480 |
| JAY090029 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini I, 410 mm | 480 |
| JAY090030 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini I, 460 mm | 480 |
| JAY090031 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini I, 510 mm | 480 |

Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II

| | | |
|-----------|--|-----|
| JAY090060 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 360 mm | 720 |
| JAY090032 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 410 mm | 720 |
| JAY090033 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 460 mm | 720 |
| JAY090034 | JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 510 mm | 720 |

Zestawy do pozycjonowania

| | | |
|-----------|---|------|
| JAY090035 | JAY J3 Zestaw do pozycjonowania do oparc JAY J3 | 1210 |
| JAY090036 | JAY J3 Zestaw akcesoriów do oparc | 3680 |

D – Oparcia JAY J3, Pasy piersiowe Dostępne tylko z Oparciami JAY  **PLN**

| | | |
|-----------|--|-----|
| JAY090040 | JAY J3 Uprząż piersiowa, zapinana na wys. klatki piersiowej, 4-punktowa, Średnia | 570 |
| JAY090041 | JAY J3 Uprząż piersiowa, zapinana na wys. klatki piersiowej, 4-punktowa, Duża | 570 |
| JAY090042 | JAY J3 Uprząż piersiowa, zapinana na wys. klatki piersiowej, 4-punktowa, Bardzo duża | 570 |

D – JAY J3, Peloty piersiowe, Prawa **PLN**

| | | |
|-----------|--|---|
| JAY090020 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 100 x 100 mm, Prawa | – |
| JAY090021 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 100 x 127 mm, Prawa | – |
| JAY090022 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 100 x 152 mm, Prawa | – |
| JAY090023 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 100 mm, Prawa | – |
| JAY090024 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 127 mm, Prawa | – |
| JAY090025 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 152 mm, Prawa | – |

D – JAY J3, Peloty piersiowe, Lewa **PLN**

| | | |
|-----------|---|---|
| JAY090011 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 100 x 100 mm, Lewa | – |
| JAY090012 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 100 x 127 mm, Lewa | – |
| JAY090013 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 100 x 152 mm, Lewa | – |
| JAY090014 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 100 mm, Lewa | – |
| JAY090015 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 127 mm, Lewa | – |
| JAY090016 | JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 152 mm, Lewa | – |

D – JAY J3, Mocowanie pelot bocznych **PLN**

| | | |
|-----------|--|-----|
| JAY090026 | JAY J3 Stałe mocowanie peloty bocznej, Prawe | 435 |
| JAY090017 | JAY J3 Stałe mocowanie peloty bocznej, Lewe | 435 |
| JAY090028 | JAY J3 Odchylane mocowanie peloty bocznej, Prawe | 690 |
| JAY090019 | JAY J3 Odchylane mocowanie peloty bocznej, Lewe | 690 |

E – JAY Shape Size, Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska) PLN

| JAY Shape, Szerokość oparcia | | |
|-------------------------------------|--|---|
| BW385 | 385 mm | – |
| BW41 | 410 mm | – |
| BW435 | 435 mm | – |
| BW46 | 460 mm | – |
| BW485 | 485 mm | – |
| BW51 | 510 mm | – |
| JAY Shape, Wysokość oparcia | | |
| BH47 | 470 mm | – |
| BH495 | 495 mm | – |
| BH52 | 520 mm | – |
| BH56 | 560 mm Niedostępne z QPL030148 Oparcie, ręcznie odchylane, obsługiwane tylko przez opiekuna, 85° - 120° lub QPL030149 Oparcie, elektrycznie odchylane, 85° - 120° | – |
| BH585 | 585 mm Niedostępne z QPL030148 Oparcie, ręcznie odchylane, obsługiwane tylko przez opiekuna, 85° - 120° lub QPL030149 Oparcie, elektrycznie odchylane, 85° - 120° | – |
| BH61 | 610 mm Niedostępne z QPL030148 Oparcie, ręcznie odchylane, obsługiwane tylko przez opiekuna, 85° - 120° lub QPL030149 Oparcie, elektrycznie odchylane, 85° - 120° | – |

E – Oparcia JAY Shape PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| JAY080001 | Oparcie JAY Shape | 1050 |
| JAY080006 | Oparcie JAY Shape, Oversized Dostarczane o 1 cal większe niż szerokość siedziska, aby umożliwić większe zanurzenie, niedostępne przy szerokości siedziska 485/510 mm | 1050 |

E – Oparcia JAY Shape, Poduszki peloty bocznej PLN

| | | |
|-----------|---|-----|
| JAY080010 | Peloty boczne JAY SHAPE (Para), (LxH) 150 x 150 mm (Para) | 605 |
| JAY080011 | Peloty boczne JAY SHAPE (Para), (LxH) 100 x 120 mm (Para) | 605 |

Poduszki zagłówka  PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL030430 | SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 285 |
| QPL030431 | SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 405 |
| QPL030432 | SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 525 |
| WHT030401 | Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 203 x 127 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 1155 |
| WHT030402 | Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 1260 |
| WHT030403 | Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 356 x 127 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 1375 |
| WHT030404 | Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 1835 |
| WHT030406 | Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Duża, (LxH) 460 mm x 127 mm Używaj tylko z mocowaniem zagłówka Whitmyer | 1950 |

Uchwyty zagłówka Wybierz Whitmyer Uchwyt zagłówka i Mocowanie zagłówka w przypadku wyboru Sterowania głową w Sekcji Sterowników specjalnych  PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL030433 | SEDEO, Uchwyt zagłówka | 170 |
| QPL030434 | SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release | 280 |
| WHT030407 | Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX | 565 |
| WHT030408 | Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX ² | 680 |
| WHT030409 | Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS | 590 |
| WHT030410 | Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS, Offset | 680 |
| WHT030411 | Whitmyer, Uchwyt zagłówka, COBRA XTRA Odchylany do tyłu | 1140 |

| Elementy montażowe zagłówka | | PLN |
|------------------------------------|--|-----|
| QPL030119 | Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia Tylko z QPL030130-030133 SEDEO LITE, Poduszka oparcia | 55 |
| QPL030120 | Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia | 55 |

| Szyny siedziska | | PLN |
|------------------------|---|------|
| QPL020123 | Szyny siedziska, krótkie, dla głębokości siedziska 410 - 485 mm | - |
| QPL020124 | Szyny siedziska, krótkie, dla głębokości siedziska 510 - 560 mm | 1210 |

| Rodzaje poduszek siedziska | | PLN |
|--|--|-----|
| Standard (Patrz sekcja E) | | |
| QPL020098 | Poduszka siedziska, Standard, Height 50 mm | - |
| SEDEO (Patrz sekcja F) | | |
| QPL020027 | SEDEO, Poduszka siedziska | - |
| JAY (Patrz sekcja G) | | |
| QPL020515 | JAY, Poduszka siedziska | - |
| Bez poduszki siedziska (Wybierz szerokość i głębokość siedziska w sekcji E) | | |
| QPL020110 | Bez Poduszki siedziska | - |

| E – Wymiary poduszki standardowej | | PLN |
|--|--|-----|
| Szerokość poduszki siedziska | | |
| SW385 | 385 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm | - |
| SW41 | 410 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm | - |
| SW435 | 435 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm | - |
| SW46 | 460 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm | - |
| SW485 | 485 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm | - |
| SW51 | 510 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm | - |
| Głębokość poduszki siedziska | | |
| SD41 | 410 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD435 | 435 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD46 | 460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD485 | 485 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD51 | 510 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD535 | 535 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE Poduszka oparcia QPL030130-133 | - |
| SD56 | 560 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE Poduszka oparcia QPL030130-133 | - |

| F – SEDEO, Wymiary poduszki siedziska | | PLN |
|--|--|-----|
| Szerokość poduszki | | |
| SW38 | 380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 385 mm | - |
| SW40 | 400 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm | - |
| SW44 | 440 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 435 mm | - |
| SW46 | 460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 mm | - |
| SW48 | 480 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 485 mm | - |
| SW50 | 500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 510 mm | - |
| Głębokość poduszki | | |
| SD41 | 410 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD435 | 435 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD46 | 460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm | - |
| SD485 | 485 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm | - |
| SD51 | 510 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm | - |
| SD535 | 535 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE Poduszka oparcia QPL030130-133 | - |
| SD56 | 560 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE Poduszka oparcia QPL030130-133 | - |

F – SEDEO, Poduszka siedziska rzychodzi z Pokrowiec Poduszki siedziska, Przeciw inkontynencji  PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL020073 | SEDEO, Poduszka siedziska, Profilowana, Wysokość 70 mm | 600 |
| QPL020075 | SEDEO, Poduszka siedziska, Support, Wysokość 90 mm | 850 |

F – SEDEO, Płyty siedziska PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL020082 | SEDEO, Płyta siedziska, Płaska, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu | STD |
| QPL020083 | SEDEO, Siedzisko, 50 mm, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu | 475 |

G – JAY, Wymiary poduszki PLN**Szerokość poduszki**

| | | |
|------|--|---|
| SW38 | 380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 385 mm | – |
| SW40 | 400 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm | – |
| SW42 | 420 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm | – |
| SW44 | 440 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 435 mm | – |
| SW46 | 460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 mm | – |
| SW48 | 480 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 485 mm | – |
| SW50 | 500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 510 mm | – |

Głębokość poduszki

| | | |
|-------|--|---|
| SD41 | 410 mm | – |
| SD435 | 435 mm | – |
| SD46 | 460 mm | – |
| SD485 | 485 mm | – |
| SD51 | 510 mm | – |
| SD535 | 535 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE Poduszka oparcia QPL030130-133 | – |
| SD56 | 560 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE Poduszka oparcia QPL030130-133 | – |

F – JAY, Poduszki siedziska Nie wszystkie poduszki JAY są dostępne we wszystkich rozmiarach. Zapytaj o dostępność i czas dostawy  PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| JAY020002 | JAY Basic | 535 |
| JAY020005 | JAY Easy Fluid Z płaską podstawą | 1205 |
| JAY020003 | JAY Soft Combi P | 750 |
| JAY020006 | JAY Easy Visco Z płaską podstawą | 1050 |
| JAY020010 | JAY Balance, Air, Jednokomorowa, Pokrowiec Microclimatic, Do szerokości siedziska 500 mm | 3990 |
| JAY020014 | JAY Balance, Air, Jednokomorowa, Pokrowiec Microclimatic, Z zestawem do pozycjonowania, Do szer. siedziska 500 mm | 4219 |
| JAY020011 | JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, Do szerokości siedziska 500 mm | 3990 |
| JAY020015 | JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, Z zestawem do pozycjonowania, Do szerokości siedziska 500 mm | 4219 |
| JAY020018 | JAY Xtreme Active | 1565 |
| JAY020023 | Zestaw do pozycjonowania nóg do JAY Xtreme Active Tylko dla poduszek o głębokości 420 - 500 mm | 140 |
| JAY020019 | JAY J2 Cushion, Do szerokości siedziska 460 mm Lub głębokosci siedziska 480 mm | n/d |
| JAY020021 | JAY J2 Cushion, Od szerokości siedziska 480 mm Lub głębokosci siedziska 500 mm | n/d |
| JAY020020 | JAY J2 Cushion, Głęboki kontur, Do szerokości siedziska 480 mm | n/d |
| JAY020022 | JAY J2 Cushion, Głęboki kontur, Od szerokości siedziska 500 mm | n/d |

Peloty udowe Niedostępne z wykość siedziska 415 mm PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL020113 | Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa | 999 |
| QPL020114 | Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa | 999 |
| QPL020121 | Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa | 999 |
| QPL020122 | Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa | 999 |

Siedzisko elektryczne

Typy podłokietników 

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL040039 | Podłokietniki, odchylane | STD |
| QPL040123 | Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu | 380 |
| QPL040022 | Podłokietniki, Jednostłupkowe, SEDEO LITE Zawiera osłony boczne, Zawiera QPL040040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm Prawa/Lewa, Niedostępne ze stolikiem, niedostępne ze sterownikami specjalnymi | 0 |
| QPL040019 | Podłokietniki, Jednostłupkowe, Odchylane do tyłu Zawiera osłony boczne, Niedostępne z QPL040040-41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa lub Lewa; Niedostępne z wysokością siedziska od podłoża 415 mm | 515 |

Poduszki podłokietników 

PLN

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL040040 | Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm, Prawa | STD |
| QPL040041 | Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm, Lewa | STD |
| QPL040025 | Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 400 mm, Prawa Niedostępne z QPL040022 Podłokietniki, Jednostłupkowe, SEDEO LITE | 0 |
| QPL040026 | Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 400 mm, Lewa Niedostępne z QPL040022 Podłokietniki, Jednostłupkowe, SEDEO LITE | 0 |

Komfortowe poduszki podłokietników

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL040204 | Poduszka podłokietnika, komfortowa, wyściełana, pokryta PU, 400 mm, Prawa | 440 |
| QPL040203 | Poduszka podłokietnika, komfortowa, wyściełana, pokryta PU, 400 mm, Lewa | 440 |

Poduszki podłokietników dla hemiplegików

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL040031 | Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Prawa Niedostępne z QPL110052 Mocowanie joysticka, strona prawa, QPL090040 Stolik, odchylany, QPL090046 Stolik, połówka, odchylany, QPL090110 Lusterko wsteczne, prawe; niedostępne z QPL110362 Montaż sterownika dłoni po prawej, niedostępne z QPL110119/QPL110123 Montaż modułu OMNI2 po prawej | 335 |
| QPL040032 | Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Lewa Niedostępne z QPL110053 Mocowanie joysticka, strona lewa, QPL090040 Stolik, odchylany, QPL090046 Stolik, połówka, odchylany, QPL090118 Lusterko wsteczne, lewe; niedostępne z QPL110361 Montaż sterownika dłoni po lewej, niedostępne z QPL110110/QPL110124 Montaż modułu OMNI2 po lewej | 335 |

Osłony boczne do podłokietników

PLN

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL040033 | Osłony boczne Tylko z Podłokietniki, odchylane (QML040039) lub Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu (QPL040123) | 115 |
|-----------|---|-----|

Centralnie montowny podnóżek 

PLN

| | | |
|-----------|---|---|
| QPL050086 | Centralnie montowny podnóżek, regulowany za pomocą narzędzi, podnoszona platforma z regulacją kąta W połączeniu z Windą lub Przechyłanem siedziskiem, wybierz QPL050087 Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe lub QPL050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para | 0 |
|-----------|---|---|

Opcje podparcia podudzi

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL050087 | Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe | 170 |
| QPL050092 | Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para | 220 |

Stały, centralnie montowny podnóżek 

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050140 | Stały, centralnie montowny podnóżek Niedostępne z RWD i w połączeniu z Windą lub Przechyłanem siedziskiem, wybierz QPL050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para | 945 |
|-----------|--|-----|

Płyty podnóżka

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050072 | Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, 260 x 150 mm | 645 |
|-----------|--|-----|

Opcje podparcia podudzi

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050092 | Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para | 220 |
|-----------|--|-----|

Elektryczny centralnie montowny podnóżek 

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL050076 | Elektryczny centralnie montowny podnóżek 90° - 180°, wydłużenie 175 mm Niedostępne z RWD / Niedostępne z QPL110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net wymagane: QPL110032 Moduł siedziska i oświetlenia, R-Net, ISM-6L | 2710 |
|-----------|---|------|

Płyty podnóżka

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050072 | Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, 260 x 150 mm | 565 |
| QPL050073 | Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, duża, 310 x 170 mm | 565 |

Opcje podparcia podudzi

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050092 | Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para | 220 |
|-----------|--|-----|

Siedzisko elektryczne**SEDEO LITE, Odchylane podnóżki**

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL050100 | SEDEO LITE, podnóżki odchylane, 70° | STD |
| QPL050105 | SEDEO LITE, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta | 1540 |
| QPL050109 | SEDEO LITE, tylko złącza (mocowania) podnóżków | 400 |
| QPL050000 | Bez podnóżków | 0 |

Podpórki pod kikut dla amputantów

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050142 | Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Prawa | 950 |
| QPL050143 | Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Lewa | 950 |

UNI, Odchylane podnóżki

PLN

| | | |
|-----------|------------------------------------|-----|
| QPL050115 | Podnóżki odchylane, Uni 80° | 275 |
| QPL050116 | Tylko złącza (mocowania) podnóżków | 400 |

SEDEO PRO, Odchylane podnóżki

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL050015 | SEDEO PRO, podnóżki odchylane, 70° | 0 |
| QPL050016 | SEDEO PRO, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta | 1835 |
| QPL050017 | SEDEO PRO, podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta | 3355 |
| QPL050080 | SEDEO PRO, tylko złącza (mocowania) podnóżków | 400 |

Płyty podnóżka

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050088 | Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 385 - 400 mm | 0 |
| QPL050089 | Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 420 - 460 mm | 0 |
| QPL050090 | Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 480 - 520 mm | 0 |
| QPL050081 | Płyty podnóżka, połączone Wybierz również Płyty podnóżka; Tylko dla QPL050015 SEDEO PRO, Podnóżki, odchylane, 70° | 175 |

Opcje podparcia podudzi

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL050082 | Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, z regulacją głębokości, para Niedostępne dla podstawy RWD z QPL050015 SEDEO PRO, Podnóżki, odchylane, 70° | 400 |
| QPL050083 | Podparcie podudzi, wyściełane, z regulacją głębokości, para Niedostępne dla podstawy RWD z QPL050015 SEDEO PRO, Podnóżki, odchylane, 70° | 335 |
| QPL050084 | Paski zabezpieczające pięty | 65 |
| QPL050085 | Pasek zabezpieczający podudzia Tylko dla QPL050015 SEDEO PRO, Podnóżki, odchylane, 70° | – |
| QPL050200 | Poduszki kolanowe, zintegrowane piankowe | 515 |

Elementy do pozycjonowania i Akcesoria

PLN

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL090128 | Pas biodrowy, klamra samochodowa, krótki, 50 mm x 1700 mm | – |
| QPL090123 | Uchwyty montażowe do pasa biodrowego, mocowane do szyny siedziska | 270 |
| JAY090100 | JAY, Standardowy pas biodrowy, 2-punktowy, z klamrą na boku, z podkładką 190 x 40 mm | 320 |
| JAY090101 | JAY, Standardowy pas biodrowy, 2-punktowy, z klamrą na boku, z podkładką 240 x 40 mm | 320 |
| JAY090077 | JAY, 4-punktowy pas biodrowy, z klamrą z przyciskiem, z podkładką 140 x 40 mm Wybierz również QPL090123 Wsporniki montażowe szyny siedziska do pasa pozycjonującego | 580 |
| JAY090078 | JAY, 4-punktowy pas biodrowy, z klamrą z przyciskiem, z podkładką 165 x 40 mm Wybierz również QPL090123 Wsporniki montażowe szyny siedziska do pasa pozycjonującego | 580 |
| JAY090102 | JAY, Pas miednicowy, w kształcie litery V, z klamrą na boku, z średnią podkładką | 260 |
| JAY090103 | JAY, Pas miednicowy, w kształcie litery V, z klamrą na boku, z dużą podkładką | 260 |
| QPL090110 | Lusterko wsteczne, prawe Nie występuje po tej samej stronie co QPL090040 Stolik, odchylany, QPL090046 Stolik, połówka, odchylany | 179 |
| QPL090118 | Lusterko wsteczne, lewe Nie występuje po tej samej stronie co QPL090040 Stolik, odchylany, QPL090046 Stolik, połówka, odchylany | 179 |
| QPL090009 | Uchwyt na kule Niedostępne z QPL030148 Oparcie, manualna regulacja kąta, obsługiwana przez użytkownika, 85° - 120° i QPL030149 Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 85° - 120° | 175 |
| QPL030605 | Klin odwodzący Niedostępne z (Elektryczny) Centralnie montowany podnóżek | 405 |

Stoliki (montaż po stronie przeciwnej w stosunku do joysticka)

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL090124 | Stolik, odchylany | 1560 |
| QPL090040 | Stolik, z regulacją szerokości, odchylany | 650 |
| QPL090046 | Stolik, połówka, odchylany | 565 |

Joysticki / elektronika**Joysticki – VR2** 

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL110036 | Joystick, VR2 | STD |
| QPL110037 | Joystick, VR2, sterowanie 2 siłownikami | 220 |
| QPL110040 | Joystick, VR2, sterowanie 2 siłownikami i oświetleniem | 285 |

Mocowanie joysticka

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL110050 | Mocowanie Joysticka, stałe | – |
| QPL110082 | Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane | 0 |
| QPL110056 | Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated Niedostępne z QPL040022 Podłokietniki, jednoślupkowe | 405 |

Mocowanie joysticka

PLN

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---|
| QPL110052 | Mocowanie joysticka, strona prawa | - |
| QPL110053 | Mocowanie joysticka, strona lewa | - |

Gałki joysticka (opcjonalnie) 

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL090505 | Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm | 150 |
| QPL090506 | Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm | 405 |
| QPL090507 | Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm | 335 |
| QPL090508 | Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm | 220 |
| QPL090045 | Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm | 175 |
| QPL090509 | Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm | 175 |
| QPL090512 | Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm | 335 |
| QPL090511 | Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm | 335 |

Programatory – VR2 

PLN

| | | |
|-----------|---------------------------------|------|
| QPL090065 | Mobilny programator VR2, Dongle | 1490 |
|-----------|---------------------------------|------|

Moduły zasilania – VR2

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110001 | Moduł zasilania, VR2, 70 A Tylko dla 6 km/h | STD |
| QPL110002 | Moduł zasilania, VR2, 90 A Rekomendowane dla użytkownika o wadze >100 kg | 1080 |

Moduł oświetlenia – VR2

PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL110030 | Moduł oświetlenia, VR2 Wmagane jeśli wybrano Oświetlenie i kierunkowskazy LED | 335 |
|-----------|--|-----|

Sterowanie dla osoby towarzyszącej

PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| QPL110021 | Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne | 1995 |
| QPL110020 | Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Wybierz również Joystick | 515 |

Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej

| | | |
|-----------|--|---|
| QPL110025 | Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej | – |
| QPL110026 | Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej | – |

Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników (bezpośrednie sterowanie siłownikami)  PLN

| | | |
|-----------|--|------|
| QPL110054 | Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników mocowana do podłokietnika, po stronie prawej | 1450 |
| QPL110055 | Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników mocowana do podłokietnika, po stronie lewej | 1450 |

Joysticki – R-Net  PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110015 | Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami | 1205 |
| QPL110016 | Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem | 1365 |
| QPL110017 | Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD | 1605 |
| QPL110018 | Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Wzmocniony | 6590 |
| QPL110013 | Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR | 2715 |
| QPL110023 | Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth | 3450 |
| QPL110019 | Bez Joysticka, R-Net | 0 |

Mocowanie joysticka  PLN

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL110050 | Mocowanie Joysticka, stałe | – |
| QPL110082 | Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane | 0 |
| QPL110056 | Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated Niedostępne z QPL040022 Podłokietniki, jednostłupkowe | 405 |

Miejsce mocowania joysticka PLN

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---|
| QPL110052 | Mocowanie joysticka, strona prawa | – |
| QPL110053 | Mocowanie joysticka, strona lewa | – |

Wybór wyświetlanego języka PLN

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| QPL119000 | Niemiecki | QPL119004 | Portugalski | QPL119009 | Szewdzki | QPL119013 | Słowacki |
| QPL119001 | Angielski | QPL119005 | Włoski | QPL119010 | Grecki | QPL119014 | Polski |
| QPL119002 | Francuski | QPL119006 | Holenderski | QPL119011 | Fiński | | |
| QPL119003 | Hiszpański | QPL119008 | Norweski | QPL119012 | Czeski | | |

Gałki joysticka (opcjonalnie) PLN

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL090505 | Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm | 150 |
| QPL090506 | Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm | 405 |
| QPL090507 | Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm | 335 |
| QPL090508 | Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm | 220 |
| QPL090045 | Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm | 175 |
| QPL090509 | Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm | 175 |
| QPL090512 | Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm | 335 |
| QPL090511 | Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm | 335 |

Programatory – R-Net  PLN

| | | |
|-----------|-------------------------------|------|
| QPL090066 | Programator PC, Dongle, R-Net | 1375 |
|-----------|-------------------------------|------|

Moduły zasilania – R-Net  PLN

| | | |
|-----------|-------------------------------|------|
| QPL110003 | Moduł zasilania, R-Net, 90 A | 1520 |
| QPL110004 | Moduł zasilania, R-Net, 120 A | 2415 |

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL110032 | Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L | 410 |
|-----------|--|-----|

| Sterowanie dla osoby towarzyszącej  | | PLN |
|---|--|------|
| QPL110021 | Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne | 1995 |
| QPL110020 | Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Wybierz również Joystick | 515 |
| Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej | | |
| QPL110025 | Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej | – |
| QPL110026 | Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej | – |

| Sterowanie mocowane do stolika  | | PLN |
|---|---|------|
| QPL110143 | Joystick montowany na stoliku, kolorowy wyświetlacz LCD, centralnie | 7335 |
| Miejsce mocowania stolika | | |
| QPL110080 | Miejsce mocowania stolika, po lewej | – |
| QPL110081 | Miejsce mocowania stolika, po prawej | – |

| #1 Skrzynka kontrolna Ctrl+5  | | PLN |
|---|---|------|
| QPL110043 | #1 Skrzynka kontrolna Ctrl+5 z możliwością programowania W połączeniu ze sterowaniem dla osoby towarzyszącej Ctrl+5 będzie zamontowana do podłokietnika | 2400 |
| #1 Miejsce mocowania skrzynki kontrolnej Ctrl+5 | | |
| QPL110180 | #1 Mocowanie skrzynki kontrolnej Ctrl+5, za Joystickiem Niedostępne z QPL110056 Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated (tutaj nie możemy odchylić) | – |
| QPL110181 | Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, po drugiej stronie Joysticka | – |
| #1 Typy skrzynki kontrolnej Ctrl+5 | | |
| QPL110175 | Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przyciskami | – |
| QPL110176 | Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przełącznikami | – |

Sterowniki specjalne

| Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net Wybierz OMNI2 Mocowanie i moduł wejściowy w sekcji poniżej i wybierz przyciski programowalne w Sekcji H | | PLN |
|--|---|------|
| QPL110116 | Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Bluetooth, Podczerwień Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwiecią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem | 3350 |
| QPL110117 | Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Podczerwień Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwiecią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem | 3350 |
| QPL110118 | Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, System kontroli trakcji (GYRO Technology), Bluetooth, Podczerwień Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwiecią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem | 4515 |
| QPL110008 | Usługa programowania - nie podlega rabatowaniu | 575 |

| Mocowanie modułu OMNI2 Przy wyborze standardowego Joysticka, Omni2 musi być zamocowane po drugiej stronie | | PLN |
|--|--|------|
| QPL110119 | Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po prawej | – |
| QPL110120 | Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po lewej | – |
| QPL110123 | Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po prawej Niedostępne z QPL090110 Lusterko wsteczne, prawe | 1450 |
| QPL110124 | Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po lewej Niedostępne z QPL090118 Lusterko wsteczne, lewe | 1450 |

Sterowniki specjalne

Sterowanie za pomocą dłoni Wybór przycisków programowalnych patrz Sekcja H

PLN

Sterowniki proporcjonalne

| | | |
|--|--|-------|
| QPL110301 | Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide | 9100 |
| QPL110302 | Sterownik dłoni, Switch-It MicroPilot | 5600 |
| QPL110304 | Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide | 5600 |
| QPL110305 | Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 6000 |
| QPL110306 | Sterownik dłoni, Allround Joystick | 5600 |
| QPL110307 | Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępne tylko ze standardową Gałką joysticka lub Gałką Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm | 7500 |
| QPL110308 | Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony | 9100 |
| QPL110309 | Sterownik dłoni, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net | 6300 |
| QPL110310 | Sterownik dłoni, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net | 8400 |
| QPL110311 | Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net | 9800 |
| Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczzerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem | | |
| QPL110044 | Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide | 13200 |
| QPL110045 | Sterownik dłoni, Switch-It MicroPilot | 12600 |
| QPL110047 | Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide | 9400 |
| QPL110048 | Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 9800 |
| QPL110049 | Sterownik dłoni, Allround Joystick | 9700 |
| QPL110059 | Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępne tylko ze standardową Gałką joysticka lub Gałką Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm | 11400 |
| QPL110060 | Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony | 12900 |

Platformy mocowania sterowania za pomocą dłoni

PLN

| | | |
|---|--|------|
| QPL110342 | Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do dysku, stoliczek pod dłoń Tylko dla Joysticków serii Micro | 1210 |
| Mocowanie sterownika dłoni | | |
| QPL110350 | Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, stałe | 175 |
| QPL110353 | Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, odchylane | 410 |
| Miejsce mocowanie sterownika dłoni | | |
| QPL110362 | Miejsce mocowania sterownika dłoni, po prawej | – |
| QPL110361 | Miejsce mocowania sterownika dłoni, po lewej | – |

Sterowanie za pomocą głowy Wybór przycisków programowalnych patrz Sekcja H. Wybierz Whitmyer uchwyt zagłówka na poprzednich stronach

PLN

Sterowniki proporcjonalne

| | | |
|--|--|-------|
| QPL110370 | Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads | 10700 |
| QPL110371 | Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads | 10900 |
| QPL110372 | Sterownik głowy, Switch-It RIM, 3-Way Proportional | 12020 |
| Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczzerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem | | |
| QPL110061 | Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads | 15600 |
| QPL110062 | Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads | 16000 |

Sterowanie za pomocą podbródka 

PLN

Sterowniki proporcjonalne

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110470 | Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide | 9100 |
| QPL110471 | Sterownik podbródka, Switch-It MicroPilot | 5600 |
| QPL110472 | Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide | 5600 |
| QPL110473 | Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 6000 |
| QPL110474 | Sterownik podbródka, Allround Joystick | 5600 |
| QPL110475 | Sterownik podbródka, Allround Joystick Light Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 7500 |
| QPL110476 | Sterownik podbródka, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net | 6300 |
| QPL110477 | Sterownik podbródka, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 8400 |

Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podświetleniem, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem

| | | |
|-----------|--|-------|
| QPL110070 | Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide | 13200 |
| QPL110071 | Sterownik podbródka, Switch-It MicroPilot | 12600 |
| QPL110072 | Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide | 9400 |
| QPL110073 | Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 9800 |
| QPL110074 | Sterownik podbródka, Allround Joystick | 9700 |
| QPL110075 | Sterownik podbródka, Allround Joystick Light Niedostępne z QPL090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QPL090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QPL090506 Gałka joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm | 11400 |

Mocowanie sterowania za pomocą podbródka 

| | | |
|-----------|--|-------|
| QPL110480 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do uprząży zakładanej na szyję, mała Jeśli potrzebne są przyciski programowalne montowane do uprząży na szyję, można wybrać tylko Joystick Allround | 2990 |
| QPL110483 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej | 10900 |
| QPL110484 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej | 10900 |
| QPL110485 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej | 17900 |
| QPL110486 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej | 17900 |
| QPL110487 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówka, odchylane, po lewej | 3100 |
| QPL110488 | Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówka, odchylane, po prawej | 3100 |

Zestaw do przedłużenia Link-It

| | | |
|-----------|---|-----|
| QPL110590 | Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 100 mm, 5 klipsów do mocowania kabli | 565 |
| QPL110591 | Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 150 mm, 5 klipsów do mocowania kabli | 565 |

Sterowanie za pomocą ustnika Sip 'N Puff Wybór przycisków programowalnych patrz Sekcja H

PLN

| | | |
|-----------|--|-------|
| QPL110510 | Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek | 23000 |
| QPL110076 | Sip 'N Puff, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podświetleniem, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek | 24190 |

Sterowniki specjalne

H – Przyciski programowalne Wybierz odpowiednio 1 przełącznik i pozycję montażu. W przypadku drugiego przełącznika użyj sekcji wyboru przełącznika nr 2. Pojedyncza funkcja dla specjalnych urządzeń wejściowych PLN

#1 Wybór przycisków programowalnych

| | | |
|-----------|--------------------------------------|------|
| QPL110520 | #1 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny | 1155 |
| QPL110521 | #1 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony | 1155 |
| QPL110522 | #1 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony | 1155 |
| QPL110523 | #1 Egg Switch – Czarny | 1420 |
| QPL110524 | #1 MicroLite Switch – Czarny | 880 |
| QPL110526 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny | 1200 |
| QPL110527 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski | 1200 |
| QPL110528 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony | 1200 |
| QPL110529 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony | 1200 |
| QPL110530 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty | 1200 |
| QPL110534 | #1 Twister Switch – Czarny | 1490 |
| QPL110535 | #1 Twister Switch – Zielony | 1490 |
| QPL110536 | #1 Twister Switch – Czerwony | 1490 |

#1 Mocowanie przycisków programowalnych 

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110560 | #1 Mocowanie przycisków, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku (stoliku) | 1860 |
| QPL110566 | #1 Mocowanie przycisków, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika | 1310 |
| QPL110561 | #1 Mocowanie przycisków, Link-It do zagłówka | 1930 |
| QPL110563 | #1 Mocowanie przycisków, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolanem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie | 930 |
| QPL110565 | #1 Mocowanie przycisków, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montażu przycisku Lewa / Prawa | 2310 |
| QPL110569 | #1 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem | 0 |

#1 Miejsce mocowanie przycisków programowalnych

| | | |
|-----------|---|---|
| QPL110572 | #1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej | – |
| QPL110571 | #1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej | – |

#1 Przyciski satelitarne (Satellite Switches) Tylko dla joysticka Allround, maksymalnie 2 do wyboru

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----|
| QPL110537 | #1 Satellite Switch – Czarny | 830 |
| QPL110538 | #1 Satellite Switch – Zielony | 830 |
| QPL110539 | #1 Satellite Switch – Czerwony | 830 |

#2 Wybór przycisków programowalnych

| | | |
|-----------|--------------------------------------|------|
| QPL110631 | #2 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny | 1155 |
| QPL110632 | #2 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony | 1155 |
| QPL110633 | #2 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony | 1155 |
| QPL110088 | #2 Egg Switch – Czarny | 1420 |
| QPL110089 | #2 MicroLite Switch – Czarny | 880 |
| QPL110671 | #2 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny | 1200 |
| QPL110674 | #2 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski | 1200 |
| QPL110673 | #2 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony | 1200 |
| QPL110672 | #2 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony | 1200 |
| QPL110675 | #2 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty | 1200 |
| QPL110095 | #2 Twister Switch – Czarny | 1490 |
| QPL110096 | #2 Twister Switch – Zielony | 1490 |
| QPL110097 | #2 Twister Switch – Czerwony | 1490 |

#2 Mocowanie przycisków programowalnych

| | | |
|-----------|--|------|
| QPL110098 | #2 Mocowanie przycisków, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku (stoliku) | 1860 |
| QPL110099 | #2 Mocowanie przycisków, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika | 1310 |
| QPL110100 | #2 Mocowanie przycisków, Link-It do zagłówka | 1930 |
| QPL110104 | #2 Mocowanie przycisków, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolaniem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie | 930 |
| QPL110105 | #2 Mocowanie przycisków, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montażu przycisku Lewa / Prawa | 2310 |
| QPL110106 | #2 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem | 0 |

#2 Miejsce mocowanie przycisków programowalnych

| | | |
|-----------|---|---|
| QPL110108 | #2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej | – |
| QPL110107 | #2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej | – |

#2 Przyciski satelitarne (Satellite Switches) Przyciski będą dołączone luzem

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----|
| QPL110111 | #2 Satellite Switch – Czarny | 830 |
| QPL110112 | #2 Satellite Switch – Zielony | 830 |
| QPL110113 | #2 Satellite Switch – Czerwony | 830 |

Przyciski multi-funkcyjne W połączeniu z programowaniem przycisków

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL110550 | Mini 2 Button (Wtyczka Stereo) Dołączone luzem, Nie ma możliwości mocowania Link-It | 1750 |
| QPL110551 | Mini 2 Button (Podwójna wtyczka Mono) Dołączone luzem, Nie ma możliwości mocowania Link-It | 1750 |
| QPL110552 | Mini 4 Button InLine (Złącze DB9) Dołączone luzem, Nie ma możliwości mocowania Link-It | 3100 |
| QPL110554 | 4-Way Toggle Switched Joystick | 2050 |

Akcesoria

| | | |
|-----------|--|-----|
| QPL110580 | Przedłużenie kabla Mono (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m) | 65 |
| QPL110581 | Przedłużenie kabla Stereo (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m) | 75 |
| QPL110582 | Przedłużenie kabla DB9 (1 m) | 390 |
| QPL110583 | Kabel Y, 2 gniazdko Mono do 1 wtyczki Stereo | 95 |

Urządzenia bezpieczeństwa

PLN

| | | |
|-----------|---|------|
| QPL090147 | Zdalny przycisk Stop (zasięg do 9 m, sterowanie za pomocą portu OBC) Niedostępne z VR2 | 3700 |
|-----------|---|------|

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki**◀ POWRÓT**

// QPL070069



// QPL080213



// QPL010007



// QPL010008

Oświetlenie LED, Ładowarki**◀ POWRÓT**

// QPL110209



// QPL110209



// QPL160101



// QPL160104

Rodzaje poduszek oparcia**◀ POWRÓT**

// QPL030150

Opcja ramy oparcia**◀ POWRÓT**

// QPL030098

SEDEO LITE, Poduszki oparcia

◀ POWRÓT



// QPL030130



// QPL030131



// QPL030132



// QPL030133

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka

◀ POWRÓT



// QPL030430 & QPL030431



// QPL030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QPL030433



// WHT030408



// WHT030409

SEDEO, Poduszki siedziska

◀ POWRÓT



// QPL020073



// QPL020075

Standardowa Poduszka siedziska

◀ POWRÓT



// QPL020098

Oparcia JAY J3

◀ POWRÓT



50 mm

// JAY030010



80 mm

// JAY030011



150 mm / 180 mm

// JAY030041



150 mm / 180 mm

// JAY030014

| Szerokość siedziska w mm | Płytki kontur JAY030012 | Średni kontur JAY030013 | Środkowy, głęboki kontur / Bardzo głęboki JAY030045/JAY030050 | Głęboki kontur / Bardzo głęboki JAY030014/JAY030051 |
|--------------------------|---|----------------------------|---|---|
| | Maksymalna szerokość klatki piersiowej w mm | | | |
| 360 | 330 | 295 | 280 | 280 |
| 410 | 380 | 345 | 330 | 330 |
| 460 | 430 | 395 | 380 | 380 |

Zestawy do wyrównywania kręgosłupa do oparc JAY J3

◀ POWRÓT



// JAY090032-JAY090034



// JAY090035



// JAY090036



// JAY090029 - JAY090031

Uprzeże do oparc JAY J3

◀ POWRÓT



// JAY090040 - JAY090042

Poduszki siedziska JAY

◀ POWRÓT



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020020

Podłokietniki, Poduszki podłokietników

◀ POWRÓT



// QPL040039



// QPL040123



// QPL0400022



// QPL040019



// QPL040204

Centralnie montowane podnóżki

◀ POWRÓT



// QPL050086



// QPL050140



// QPL050076

Odchylane podnóżki SEDEO, Opcje podnóżków

◀ POWRÓT



// QPL050100



// QPL050016

Joysticki – R-Net & Mocowanie joysticka

◀ POWRÓT



// QPL110017



// QPL110013



// QPL110018



// QPL110056

Joysticki – VR2

◀ POWRÓT



// QPL110036



// QPL110037

Gałki joysticka

◀ POWRÓT



// QPL090505



// QPL090045



// QPL090507



// QPL090508



// QPL090509



// QPL090512



// QPL090511



// QPL090506

Electronic Programmers – R-Net

◀ POWRÓT



// QPL090066

Moduły zasilania – R-Net / Sterowanie dla osoby towarzyszącej

◀ POWRÓT



// QPL110004



// QPL110021

Sterowanie 4-siłownikami dla VR2

◀ POWRÓT



// QPL110055

#1 Moduły przełączników Ctrl+5, Moduły wyjściowe OMNI2 – R-Net

◀ POWRÓT



// QPL110175



// QPL110176



// QPL090068



// QPL110116

Sterowniki specjalne: obsługiwane głową

◀ POWRÓT



// QPL110401 - QPL110406



// QPL110370 // QPL110371

Sterowniki specjalne: obsługiwane podbródkiem / dłonią

◀ POWRÓT



// QPL110470 // QPL110301



// QPL110471 // QPL110302

// QPL110472 // QPL110473 //
QPL110304 // QPL110305// QPL110306 - QPL110309
// QPL110474 - QPL110477// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310

Sterowniki wmontowane w stolik

◀ POWRÓT



// QPL110143

Przyciski programowalne

◀ POWRÓT



// QPL110651 - QPL110655
// QOL110671 - QPL110675



// QPL110523



// QPL110524



// QPL110611 - QPL110613
// QPL110631 - QPL110633



// QPL110537 - QPP110539



// QPL110534 - QPL110536



// QPL110551



// QPL110552

Mocowanie przycisków programowalnych

◀ POWRÓT



// QPL110526 // QPL110566



// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529



// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526



// QPL110563

Mocowanie sterowników dłoni

◀ POWRÓT



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362 // QPL110342



// QPL110302



// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560



// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539

Mocowanie sterowników podbródka

◀ POWRÓT



// QPL110480 // QPL110470
// QPL110471



// QPL110483 // QPL110484



// QPL110483 // QPL110484



// QPL110485 // QPL110486



// QPL110485 // QPL110474



// QPL110487 // QPL110471
// QPL110526 // QPL110529
// QPL110561 // QPL110572
// QPL110571



// QPL110487 // QPL110474

UWAGI do zamówień specjalnych



Q400 M/F/R z siedziskiem SEDEO LITE

PLN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena podstawy | 23.500,00 |
| Cena wybranych opcji | |
| Pakowanie i transport | |
| Bez VAT | |
| VAT | |
| Cena całkowita | |

Data

Podpis

Dzień Miesiąc Rok

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
 www.Sunrise-Medical.pl